

الجزء العملي


المختبر الأول

التعرف على الأجهزة المستخدمة في مختبر تقانات حيوية

أولاً : جهاز المطياف الضوئي Spectrophotometer .. التسمية تتكون من مقطعين الأول spectrometer الذي يعني لانتاج ضوء لأي لون مختار من طول الموجة الضوئية ، الثاني وهو photometer الذي يعني قياس كثافة الضوء ، يستخدم الجهاز لقياس مقدار الضوء الممتص من قبل العينة Sample ، إذ يقوم الجهاز بفصل الضوء على حزم ضوئية قسم من هذه الحزم تخترق العينة وتعبّر من خلالها وبها يقاس ضمن طول موجي معين ويحتسب عندها كمية الضوء الممتص ونوع الضوء الامتصاص .

Photometer (some times known as colorimeter) , and spectrophotometer are the instruments that use light in measurement

وأحياناً يسمى بادئ المطياف Principles of spectrophotometer كما في الشكل رقم (١)



شكل (١)

هنالك نوعين من هذا الجهاز There are two class of spectrophotometer
أ) مطياف ذي الشعاع الوحيد Single beam الذي يعبر كل الضوء خلال العينة All light pass through sample

ب) مطياف ذي الشعاع المضاعف Double beam تعبر اشارة العينة Reference pass through sample . شكل رقم (٢)



شكل (٢)

كيف يعمل الجهاز (أساس المكونات) Basic of components

١- مصدر الضوء Light source : وهو المصدر الذي يبعث الطاقة المتألقة لتحديد الضوء ونوعيته في الـ Photometer وتستهمل بصورة عامة لمبة (مصباح) تنجستن (Tungsten lamb) الذي يبعث طيف مستمر من الضوء ضمن المدى المرئي (٤٠٠ - ٧٦٠ نانوميتر .

ومن مساوي هذا النوع هو قد لا يجهز طاقة متألقة كافية للمقياس تحت ٤٠٠ (nm) نانوميتر ، لذلك لا يوجد مقياس الذي يمكن أن يعمل في الـ Photometer ، أما في الـ

Spectrophotometer فتستعمل عادة مصباح الهلوجين أو Deuterium الذان يبعثان الطيف مستمر من الضوء في مدى المرئي وهو (١٩٨ - ١٠٠٠ نانوميتر)

٢- شق المدخل Entrance slit : يستعمل هذا الجزء في مرور الشعاع الضوئي الرفيع جدا ويعبرة إلى Monochromator الذي هو موشور وهو يستعمل لعزل طول الموجة المعين من مصدر الضوء في الـ Photometer وتستعمل مرشحات زجاج بصرية لإعطاء الاحادية في لون الضوء شكل رقم (٣)



شكل رقم (٣)

٣) المرشحات Filter : هذه المرشحات تقوم بعملية امتصاص بعض أطوال الموجة وتسمح لتشكيلة واسعة نسبيا من الأطوال الموجية بالمرور ... ملاحظة : لون المرشحة يكون عادة مكمل إلى لون السائل العابر .

في الـ Spectrophotometer الموشور يستعمل لإعطاء الضوء الأحادي اللون من طول موجة معرف واحد طول موجة .


٤) موشورات Prisms : أن أي موشور يمكن أن ستخدم بغية الحصول على أحادي اللون (لون واحد) من الضوء حيث يستخدم شق ذي فتحة ضيقة تسمح فقط لكمية صغيرة من الطيف بالعبور ويحسن نقاوته اللونية ، هذه تستعمل بعزل شعاع الضوء

ثانيا :خلية الامتصاص (Absorption cell (cuvets) : هذه عبارة عن نوع من زجاج المختبر وهي عبارة عن أنبوب صغير ذات مقطع العرضي الدائري أو المربع وصممت لحمل العينات لتجارب الـ Spectrophotometer ، وهذه الزجاجيات موصى بها للعمل الأكثر دقة لان

السطح المستوي لا يسمح لمروور أي نوع من الضوء (أسم من الضوء) .. وهنالك ثلاث أنواع من هذه الخلايا الزجاجية Cuvets : التي تكون صالحة للاستعمال المختلف

- * Glass : with a wavelength from ٣٨٠ to ٧٨٠ nm (Visible spectrum)
- * Plastic , with a wavelength from ٣٨٠ to ٧٨٠ nm (Visible spectrum)
- * Quartz , with a wavelength below ٣٨٠ nm (Ultraviolet spectrum)

شكل رقم (٤)



شكل (٤)

ملاحظة : إن طول موجة الضوء في الأشعة فوق البنفسجية من ٣٨٠ نانومتر أو أقل فإنه لا يسمح بمرور الضوء بالكاد من خلال الخلية الزجاجية ، لذلك لا يمكن أن يعمل لقياس مدى UV

ثالثا: الماصات ومهارات السحب بالماصة Micropipettors and Pipetting skills

الشخص العامل في مثل هذه المختبرات يجب أن تكون له مهارة خاصة ودقيقة وتعد هذه المهارات الأكثر أهمية في علم الأحياء الجزيئي أو في مختبرات Biotechnology لأنه يجب أن نقيس كميات صغيرة جدا من المحلول وبدقة في اغلب الأحيان ، لذلك الاستعمال الصحيح لك Micropipettors هي احد أهم المهارات يجب ان يتعلمها الشخص العامل في هذه المختبرات ، وهذه الماصات لها مصادر مختلفة من المنتجات أو الشركات لذا لا تبدو متشابهة . على كل حال ، فلو تعلمنا كيف نستخدم واحدة منها بشكل صحيح ودقيق من السهولة فهم استخدام باقي الأنواع الأخرى ، لأنها تعمل على نفس المبدأ ، وهنالك الكثير من نماذج هذه pipettor .

وبصورة عامة يوجد على رأس الماصة حجم الكمية التي يمكن سحبها من العينة ، حيث لكل ماصة مدى معين من الحجم المسموح للسحب وهو رقم يكون حرج Critical فيوجد P-number وهو يشير إلى أقصى حجم من الـ ul يمكن سحبه بهذه الماصة مثل (P200 uL-20uL) أي يمكن سحب بهذا النوع من 20 مايكرو لىتر إلى 200 مايكرو لىتر ، ولا يجوز سحب لا اقل ولا اكثر من هذه الرقم هذه للماصات المتحركة ، أما الماصات الثابتة يوج عليها رقم مثل P-1000 هذه فقط لسحب 1000 مايكرو لىتر .شكل رقم (٥)




2. Correctly Adjusting the Pipettors

P-20	P-200	P-1000
1 ← tens	0 ← hundreds	0 ← thousands
7 ← ones	5 ← tens	9 ← hundreds
4 ← tenths	7 ← ones	7 ← tens
= 17.4 ul	= 57 ul	= 970 ul

شكل (٥)

هنالك أنواع ماصات ولها الألوان للرأس


- اللون الأصفر Yellow tip : هذه تستخدم فقط لسحب P-200 to P-20
- اللون الأزرق Blue tip : تستخدم لسحب فقط P-200
- اللون الأبيض White tip : تستخدم لسحب اقل من P-20 شكل رقم (٦)



شكل (٦)

كيفية سحب العينة بالماصة وقذفها في الأنابيب (شكل رقم ٧)



How to removal and ejection a sample



شكل (٧) (عن Aimee، ٢٠٠٧)

تتكون الماصات من نوع الاوتوماتيكية المفردة من الأجزاء التالية :

- (١) الدافع : وهو الجزء الأعلى من الماصة ويستخدم في دفع السائل إلى خارج القمع البلاستيكي
- (٢) العداد الرقمي : وظيفة هذا الجزء هو أظهر ضبط الحجم الذي يراد نقله من السائل أو العينة
- (٣) قبضة ضبط الحجم : هذه تكون عادة خلف العداد الرقمي وتستخدم في ضبط حجم السائل المراد نقله
- (٤) الطرف المطلق : وهو الجزء الأسفل من الماصة ويستخدم في إطلاق السائل إلى الخارج ، أو إطلاق عمود الهواء بقدر الحجم المضغوط لسحب السائل ويتم إلحاق القمع البلاستيكي بهذا الطرف قبل كل استخدام
- (٥) الطارد : وظيفته هو دفع القمع البلاستيكي خارج الماصة بعد الاستخدام



شكل (٨) أجزاء الماصة الأوتوماتيكية

خطوات استخدام الماصات الأوتوماتيكية :

(١) قم بضبط الحجم المراد نقله من السائل من خلال لف قبضة ضبط الحجم حتى يشير العداد الرقمي إلى الحجم المطلوب كما في الشكل التالي



شكل (٩)

(٢) قم بتركيب القمع البلاستيكي الذي يتناسب حجمه مع حجم الماصة المستعملة إلى الطرف المطلق بإحكام بحيث لا يسمح بتسريب الهواء كما في الشكل



شكل (١٠)

٣) قم بضبط الدافع ببطء بواسطة أصبع الإبهام حتى يصل إلى الوقفة الأولى ،عندئذ يكون قد تم ضغط عمود الهواء بمقدار الحجم المضبوط والمرئي على العداد الرقمي كما في الشكل



شكل (١١)

٤) اغمس القمع البلاستيكي داخل السائل المراد نقله ثم اسمح للدافع بالارتداد لأعلى ببطء حتى يصل إلى آخر مداه لسحب الحجم المضبوط من السائل كما في الشكل (١٢)



شكل (١٢)

٥) انتظر بضع ثوان حتى تضمن سحب الحجم المضبوط بالكامل ثم انزع الماصة من داخل السائل

٦) بغية إنزال السائل في الإناء المراد قم بإدخال القمع البلاستيكي داخل الإناء ثم اضغط على الدافع ببطء حتى يصل إلى الوقفة الأولى فيتم تفريغ الحجم المضبوط من السائل ثم اضغط على الدافع ثانية حتى يصل إلى الوقفة الثانية للتأكد من خروج أي سائل عالق بالقمع البلاستيكي من الداخل كما في الشكل (١٣)



شكل (١٣)

٧) مع الحفاظ على وضع الدافع في وضع الانضغاط الكامل حتى الوقفة الثانية انزع الماصة من الداخل الإناء مع ملامسة الإناء من الداخل حتى الخروج ثم اسمح للدافع بالارتداد لأعلى ببطء حتى يصل إلى وضعه الأصلي ثم قم بطرد القمع البلاستيكي بواسطة الطارد كما في الشكل أدناه



شكل (١٤)

رابعاً: جهاز الطرد المركزي Centrifuge : عبارة عن جهاز يستخدم لفصل الجزيئات من السائل طبقاً للحجم ، شكل ، كثافة ، لزوجة ، وهذه الأجهزة لها سرعة دوران سريعة و وسطية ، حيث أن الجزيئات ذي الكثافة أعلى من تلك أي من كثافة السائل سوف تصير بشكل راسب في أسفل الأنبوب المستخدمة في الجهاز Sink sediment والجزيئات التي اخف منها سوف تكون في أعلى الأنبوب أو المحلول Float هذا الاختلاف في الكثافة يؤدي إلى فصل الجزيئات المختلفة في العينة حيث الجاذبية هذه ممكن أن تستبدل بقوة الطرد المركزية القوية الأكثر بكثير التي زودت من طارد مركزي كما في الشكل رقم (١٥) Gravity can be replaced with the much more powerful (centrifugal force) provided by a centrifuge





صورة رقم (١٥) (عن William ، ٢٠١٢)

مكونات جهاز طرد المركزي :

- Motor
- Drive shift
- Rotor

أسس عمل جهاز الطرد المركزي في عملية الفصل Basis of centrifugal separation

هذه تعتمد على عدة خصائص حسب نوع الجهاز وهي :

- الحجم Size
- الشكل Shape
- الكثافة Density

تقسيم أجهزة الطرد المركزي بالاعتماد على : Classification of centrifuge depended on

(١) الحجم Size

أ- كبير Larger أو يسمى (Simply centrifuge)

ب- صغير Smaller يسمى (Micro centrifuge)

(٢) الشكل Shape

(٣) اعتماد على السرعة Depended on speed

أ- ذات سرعة قليلة (٤٠٠٠ - ٥٠٠٠) RCF٣٠٠٠xg Low speed centrifuge

ب- ذات سرعة عالية - ١١٠٠٠ - ١٢٠٠٠ rpm, High speed centrifuge (١٢٠٠٠ - ١٥٠٠٠ rpm, ١٢٠٠٠) xg

ج- ذات سرعة عالية جدا (١٠٠٠٠٠ rpm- ٥٤٠٠٠) xg Ultra centrifuge

خامسا : أنابيب جهاز الطرد المركزي Eppendorf tube or micro centrifuge tube
وهي عبارة عن أنابيب أو حاويات أسطوانية صغيرة مخروطية قد تكون بلاستيكية أو زجاجية ، ذات غطاء سريعة ومتكاملة ، وهذه تستعمل لحفظ وخرن كميات صغيرة من العينات أو السائل ، وهي ذات استعمال لمرة واحدة و تهمل بعد الاستعمال مباشرة ، وهي رخيصة الثمن ، هذه تستعمل من قبل الكثير من الصيادلة ولعاملين في مجال Biotechnology أو في الأحياء الجزيئي إذ تستعمل لتعبئة حفظ العينة وهي مفيدة جدا عندما يكون هناك استعمال وحيد لكمية صغيرة من المحلول أو السائل ، لان الـ micro centrifuge tube ليست مصنوعة من polypropylene إذ يمكن ان تستعمل في درجة الحرارة المنخفضة جدا إلى (- ٨٠) درجة مئوية أي إلى درجة حرارة النيتروجين السائل.. Liquid nitrogen أو مع سوائل عضوية مثل الكلوروفورم ، وهي ذات أحجام مختلفة ، تتراوح عموما من ٢ إلى ٢٥٠ مليلتر ، وأن الحجم الأكثر شيوعا هو ١.٥ مليلتر وهي تتحمل عملية التعقيم (١٢٠ درجة مئوية atm ، لمدة ٢٠ دقيقة) . شكل رقم (١٦)



صورة رقم (١٦) أنابيب الطرد المركزي

ملاحظة : بسبب تكلفتها المنخفضة والصعوبة في تنظيف السطح البلاستيكي ، فبذلك تهمل بصورة عامة بعد كل استعمال .

قوة طرد المركزية النسبية (RCF) Relative centrifugal force

عبارة عن مقياس لقوة التي تضاف إلى العينة ضمن جهاز الطرد المركزي

It is the measurement of the force applied to sample within a centrifuge ,its calculated from the speed (rpm) and the rotational radiu (cm) using the following calculation

$$G = rcf = (1.118 \times 10^{-5}) \times rpm^2 \text{ @}$$

حيث أن

G = relative centrifuge force = قوة الطرد المركزي النسبية

R = rotational radius (cm) = نصف قطر الدوار (سم)

rpm = rotating speed (r/ min) = عدد الدورات في الدقيقة


Nomo gram

رسم تخطيطي يشير إلى العلاقة بين كل من (rpm , radus , g) إذا تم معرفة قيمتين فيمكن معرفة القيم للثالث من خط مستقيم يربط بين ثلاث القيم

Is agraphical refer to the relationship between the rpm , g force and rotor radus(If we know two values the third can determined by straightedge)

إذا تم معرفة قيمتين ، فنحسب خط مستقيم بين القيمتين المعروفة ونسقطها على القيمة المجهولة ، فبذلك نستطيع التعرف على القيم المجهولة (شكل رقم ١٧) على سبيل المثال

For example : Spinning a sample at ٢٥٠٠ rpm in a rotor with a ٧.٧ cm radius results in a RCF of ٥٥٠ x g ?



شكل رقم (١٧)

سادسا: جهاز قياس الحموضة PH meter


إن عملية ثبات الـ PH الحموضة أثناء التجارب هو إحدى العوامل الحاسمة في اغلب الأحيان في الحصول على النتائج الدقيقة لمكونات محلول Buffer هي التي تبقى الحموضة ثابتة بقية معروفة ، وان بقاء الحموضة ثابت بسبب التعادل بين الحوامض والقواعد الضعيفة.



صورة رقم (١٨) (عن Taylor، ١٩٩٥)

سابعا : مكونات الألكترودال Combined PH electrode

أن قلب القطب الكهربائي مكون من بصلة رقيقة ومكونة من زجاج حساس للـ PH الذي يكون من فوق في نهاية أنبوب الزجاج ، الزجاج الحساس للـ ph عبارة عن غشاء زجاجي ينتهي إلى القطب الكهربائي يحتوي على سائل من كلوريد البوتاسيوم يكون الـ $PH = 7$ ، كما هنالك سلك فضي مطلي بكلوريد الفضة يتصلب السائل ، كما هناك تركيب من الـ $AgCl/Ag$ يكون باتصال مع السائل المرجعي ، إذ يعطي إشارة مرجعية ، تعتمد هذه الإمكانية على تركيز الكلوريد في السائل المرجعي ، وطالما هذا التركيز ثابت فبذلك تكون أمكانية القطب الكهربائي ثابتة شكل رقم (١٩)



شكل (١٩) مكونات الألكترودال

ثامنا : جهاز كشف الأشعة فوق البنفسجية UV- Transilluminator

يستعمل هذا الجهاز لكشف عن أماكن تواجد حزم الـ DNA المتألقة (البراقة) بسبب وجود صبغة الاثيديوم برومايد أو الصبغة الحمراء يتكون الجهاز من :

- uv -tube (wave length ٣١٢/٣٦٥ nm)
- Filter
- Polaroid camera

ملاحظة : الجهاز عبارة عن مصدر قوة من الأشعة فوق البنفسجية Sours of UV force التي تسبب الضرر للعين والجلد الغير محميين ، كما قبل تشغيل الجهاز أي جزء منه يجب التأكد من ان

جميع الموظفين أو العاملين في المختبر هم في منطقة محمية وينبغي ارتداد نظارات خاصة تحجب الأشعة UV كما في الشكل رقم (٢٠)




شكل (٢٠)

تاسعا : هود Laminar flow hood heap

يتم تمرير هواء من خلال فلتر ذي كفاءة عالية لجسيمات الهواء الذي يزيل كل تلوث الهواء للحفاظ على ظروف معقمة لكافة المواد المستخدمة في العمل المختبري شكل رقم (٢١)


High efficiency particulates air



صورة (٢١) جهاز الهود

يوجد نوعين من الفلاتر (الهود) عمودي وافقي كما في الشكل (٢٢)


Two type of hood are vertical and horizontal



شكل رقم (٢٢)

عاشرا : محرك مغناطيسي Magnetic stirrers

يسمى أيضا بلوحات تحريك مغناطيسي هذه شائعة جدا في مختبرات الكيمياء والبايولوجي التجريبية وزراعة الأنسجة وتقانات حيوية وهي تستخدم لمزج المكونات (الصلبة والسائلة) عند تسخينها للحصول على مخاليط متجانسة للمحلول المراد استخدامه في التجارب ، وتشمل هذه المحاليل وسائط النمو وعزل البكتيريا شكل رقم (٢٣)



شكل (٢٣)

وميكانيكية عملها هو خلط السائل الذي يستخدم باستخدام المجال المغناطيسي الخارجي الذي يدور الشريط الصغير المغناطيسي التي توضع في المزيج

حادي عشر : الحاضنة Incubator

في مختبرات البيولوجيا الجزيئية أو التقانة الحيوية أو زراعة الأنسجة أو في علم الأحياء جهاز يستخدم لتنمية والحفاظ على المزارع المايكروبيولوجية أو مزارع الخلايا ، تحفظ الحاضنة على درجة الحرارة المثلى والرطوبة والظروف الأخرى من الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون ، ومحتو الأوكسجين في الغلاف الجوي في داخل الحاضنة ، تعد هذه الحاضنات ضرورية لكثير من الأعمال التجريبية في بيولوجيا الخلية والأحياء المجهرية والأحياء الجزيئي كما تستخدم لزراعة كل من البكتيريا وكذلك خلايا حقيقية النواة ، كما تستخدم في صناعة الدواجن كبديل عن الدجاج ، هذا غالبا ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التفقيس بسبب قدرة على السيطرة على درجة الحرارة والرطوبة ، وان أبسط الحاضنات تحتوي على الصناديق المعزولة مع سخان لتعديل وعادة ما تصل درجة الحرارة إلى ٦٠ - ٦٥ درجة مئوية ، كما في الشكل رقم (٢٤)



شكل (٢٤)

ثاني عشر : خلاطات Vortex


عبارة عن جهاز بسيط يستخدم في مختبرات لخلط كمية صغيرة من السائل وهو يتألف من محرك كهربائي مع محرك رمح موجه عموديا وتوضع قطعة المطاط المقعر قليلا خارج المركز ، وان المحرك يدير قطعة المطاط تذبذب سرعة فيحركه بصورة دائرية ، عند الضغط على انبوب الاختبار او غيرها من الحاويات المناسبة في كاس المطاط ، وان معظم الخلاطات الدائمة لديها اعدادات متغيرة السرعة ويمكن وضعه على تشغيل بشكل مستمر أو لتشغيل فقط عندما يتم الضغط النازل على قطعة المطاط ، يستخدم هذا الجهاز في مرحلة استخلاص الحامض النووي كوظيفة ميكانيكية تساعد في تحلل جدر الخلايا وجدر الانوية بغية تحرير الحامض النووي ، شكل رقم (٢٥)



شكل (٢٥) جهاز المازج

ثالث عشر : جهاز التعقيم Autoclave

يستخدم هذا الجهاز في تقانات تعقيم الأدوات والتجهيزات المعدنية والزجاجية عن طريق تعريضها للبخار المشبع بالضغط العالي عند درجة حرارة ١٢١ درجة مئوية لفترة مابين ١٥ - ٢٠ دقيقة حسب حجم ومحتوى الأدوات المراد تعقيمها من اجل التأكد من خلوها من الجراثيم وتكسير أي حوامض نووية قد يحتمل وجودها وابطال نشاط الانزيمات Nucleases (Seymour ، ٢٠٠١) كما في الشكل (٢٦) .



شكل (٢٦) جهاز التعقيم

رابع عشر : فريزر الحفظ المختبري (المعملي) Laboratory freezer


هنالك نوعان من الفريزر المختبري ، النوع الأول هو الفريزر ذو الاستخدامات المختبرية العامة General purpose lab freezer وغالبا ما يكون درجة تبريده بين (- ١٢ إلى - ٢٠ درجة مئوية) ويستخدم في حفظ الكواشف المعملية (المختبرية) التي ينصح بحفظها عند درجة حرارة تبريد عالية (- ٢٠ درجة مئوية) إلى جانب حفظ العينات البيولوجية على سبيل المثال عينات الحامض النووي المستخلص وعينات الحامض النووي بعد التكاثر والتي يراد حفظها لفترات زمنية تتراوح فيما بين ٣ أسابيع إلى عدة شهور أما النوع الثاني هو الفريزر فائق التبريد Ultra low temp. lab freezer ويكون مدى تبريده من (- ٤٠ إلى - ٨٦ درجة مئوية) ويستخدم في حفظ عينات البلازما الدم والامصال وبعض المواد الحيوية الطبية الاخرى الى جانب حفظ عينات الحامض النووي لفترات زمنية طويلة قد تصل الى عدة سنين كما في الشكل (٢٧)



شكل (٢٧) فريزر الحفظ المختبري (عن رفعت ، ٢٠١٤)

خامس عشر : جهاز تفاعل البلمرة المتسلسل الآني Real- time PCR

يقوم هذا الجهاز بتقدير كمية وتركيز الحامض النووي بعد استخلاصه كما يقوم بتقدير جودة الحامض النووي المستخلص وتحديد ما اذا كان بشري أو غير بشري ، وهو ذو أهمية فريدة في فحوصات البصمة الوراثية التي تعتمد على العينات الجنائية لما لهذه العينات من طبيعة متغيرة بحسب البيئة المرفوعة منها العينة يساعد هذا الجهاز على الوقوف على حالة الحامض النووي بعد عملية الاستخلاص ومن ثم إمكانية ضبط كمية الحامض النووي الصالحة للإكثار في الخطوات اللاحقة كما في الشكل (٢٨)



شكل (٢٨) جهاز تفاعل الـ PCR الآني من شركة Applied biosystems model ٧٥٠٠
(عن رفعت ، ٢٠١٤)

المختبر الثاني

تكملة الشرح وعمل الأجهزة المخبرية في مختبرات تقانة حيوية

سادس عشر : جهاز الوصتنة Sonicator

الصوتنة هو عبارة عن إدخال مسبار مباشرة في وعاء العينة وهي الطريقة الأكثر شيوعا لمعالجة العينة ، اذ يتم نقل الطاقة مباشرة فيعينه ذات كثافة عالية وتتم معالجة العينة بسرعة ، قطر من طرف المسبار يحدد حجم السوائل التي يمكن معالجتها بشكل فعال ، كلما كبر حجم المسبار قلت كفاءته في معالجة العينة لان الحجم الصغير يكون أكثر تركيزا على العينة ، يمكن أقطار طرف الاصغر (Microtip) من المسبار تسليم كثافة عالية للصوتنة ويركز على الطاقة صغيرة بداخله وتتركز أقطار طرف معالجة كميات أكبر لكب بأقل كثافة. شكل رقم (٢٩)



شكل رقم (٢٩)

سابع عشر :جهاز تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) Polymerase chain reaction

يعد من الأجهزة المهمة والأساسية في عملية تضخيم المادة الوراثية وإكثارها (DNA) وهناك عدة نماذج من هذا الجهاز كما في الشكل رقم (٣٠) تكون تقنية العمل للجهاز من خلال وضع أنابيب العينات لـ DNA بعد إضافة أيضا تسلسل من الـ DNA يسمى البادئ (Primer) إلى الـ Sample التجربة. كما الجدول (١)

جدول (١) يوضح Primers (عن أيشو، ٢٠١٢)

الجدول (٣) الـ Primers التي استخدمت في دراسة الـ DNA*

Revers 5-3	Forward 5-3	Primers	الرقم
CATCCCATGTACATATTCACCTTT (24)	ATGGAGGTTGCTATTGAATTAGATG (25)	PEA-sP446	١
GCATGCAAAAGAACGAAACAGG (22)	GAAGTAGAGCTGATAGCATGT (21)	PEA-PSBOX13.1	٢
GGTTCGTCTCAATACAAG (20)	GACATTGTTGCCAATAACTGG (21)	PEA-PSGAPA 1	٣
CAGTCACACACTACAAGAGATC (22)	GATGTGATAGGCCTAGAACAAGC (23)	PEA-PSADH 1	٤
CGAATCTTGGCCATGAGAGTTGC (23)	CACTCATAACATCAACTATCTTTC (24)	PEA-AF016458	٥
CGTTTTGGTTACGATCGAGCTA (22)	CTGGAATTCTTTCGGTTTAAAC (21)	PEA-AA430902	٦
CAGCTTTTAACTCATCTGACACA (23)	GTAAGCATAAGGGGATTTCAT (23)	PEA-PSMPA5	٧
CCAACTCATAATAAAGATTCAA (23)	CTTAAGAGAGATTAATGGACAA (23)	PEA-PSMPA6	٨
GTGAACACTCTTTGTTTACCA (22)	CTTGAAATACTAAGGCACCATA (22)	PEA-PSMPA7	٩
CCCACATATATTGGTTGGTCA (22)	GTGCAGAAGCATTTGTTTCAGAT (22)	PEA-PSMPA9	١٠
CCAATTACGGACAATGTTTATCA (24)	GCATTGTGCAGTTTCAATTCG (23)	PEA-PSMPB16	١١
CACTCTGTTCTGCTTCATCATC (22)	GAGTCTCCGTAATAGAAGGCT (22)	PEA-PSMPC20	١٢

* Eurofins MWG O PERON AnzingerstraBe7a D- 85560 Ebersberg

ويتكون من عدد من العيون الخاصة يكون عددها حسب نوع وحجم جهاز PCR . وان اليه عمل الجهاز هي من خلال ادخال برنامج معين حسب نوع العينة المستخدمة يتضمن هذا البرنامج عدد الدورات والمراحل التي يمر بها الشريط الوراثي لـ DNA تتألف تقنية الجهاز من ثلاث مراحل في دورة واحدة وهي :

(١) مرحلة المسخ الحراري Thermal deneturation

هذه المرحلة تعمل على فصل شريط لجزئ الـ DNA المراد دراسته أي فصل الشريط المزدوج ويكون شريطين منفصلين ويتم تلك العملية من خلال تحطيم الاواصر الهيدروجينية التي تربط بين القواعد النتروجينية بين الشريطين وتتم هذه المرحلة عند درجة الحرارة ٩٤ درجة مئوية



Multi Block PCR



Standard PCR



Gradient PCR

شكل رقم (٣٠)

(٢) مرحلة اللصق (الربط) Primers annealing

أي ارتباط البادئ primer مع الشريطين المنفصلين عند درجة الحرارة ٥٥ درجة مئوية

(٣) مرحلة الاستطالة Annealed primers extension

تتم هذه المرحلة بمساعدة انزيم Taq polymerase وذلك باضافة محلول dNTPS ابتداء من primer باتجاه ٣-٥ وتتم هذه المرحلة عند درجة الحرارة ٧٢ درجة مئوية . تعاد هذه الدورات ذات المراحل الثلاث عدة مرات مما يؤدي إلى زيادة جزيئات الـ DNA بشكل اسي


برنامج عمل الجهاز : يتم إدخال البيانات إلى داخل الجهاز (برمجة بيانات) كما في الجدول (٢)

جدول (٢) نظام برمجة جهاز PCR

رقم الخطوة	الخطوات	درجة الحرارة (م)	الفترة الزمنية	عدد الدورات
١	أ- Denaturation	٩٤	٥ دقيقة	١
٢	ب - Denaturation	٩٤	١ دقيقة	٣٠
٣	annealing	٥٥	٣٠ ثانية	

٤	Extension – أ	٧٢	٤٥
٥	Extension – ب	٧٢	٥ دقيقة

الجدول أعلاه يمثل الظروف المعتمدة في تضخيم الجين (المادة الوراثية) المسؤول عنة إنتاج البديوسين في بكتيريا *P. acidilactici* والتي يتم برمجتها في جهاز الـ PCR



مخطط لدورة الواحدة في جهاز الـ PCR عن (أيشو 2012)

تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) Polymerase chain reaction

لقد وضعت هذه الطريقة في عام ١٩٨٣ من قبل كاري موليس وهي الآن تعد تقنية مهمة وأساسية ولا يمكن الاستغناء عنها في الكثير من الأحيان وتتم استخدامها في مختبرات البحوث الطبية والتقانات الحيوية والبصمة الوراثية وفي مكافحة الجرائم والمختبرات البيولوجية لمجموعة من التطبيقات وتشمل على استنساخ الـ DNA المتسلسل المعتمدة على الحامض النووي وعلى علم


الوراثة العرقي أو التحليل الوظيفي من الجينات ، وكشف وتشخيص الأمراض المعدية ، الأمراض الوراثية واختيار الأبوة .

ويقصد بالـ PCR لغويا تفاعل التضخيم السلسلي وهو تقنية مختبرية كما ذكرنا اكتشفت عام ١٩٨٣ وهي تقوم لإكثار ونسخ حامض النووي DNA خارج نظام خلية الكائن الحي .. وهي تحاكي عمل الخلية في الكائن الحي أي أنها طريقة لنسخ الحامض النووي في المختبر فبذلك تعد تقنية حيوية لاستنساخ قطعة محددة من حامض نووي ومضاعفة إنتاجها لكي يتسنى إجراء عملية الاختبارات وفحوصات إضافية أخرى . كما تهدف هذه التقنية إلى تضخيم جزيئات قليلة من الحامض DNA بعد استخلائه من خلايا أو سوائل الجسم لكائن الحي ، و ثم الحصول على كميات كبيرة منه وإجراء التحليل عليه ، ويمكن اعتبار تقنية الـ PCR ترجمة مبسطة لعملية استنساخ الحامض النووي DNA أثناء انقسام الخلية ولإتمام هذه التقنية والحصول على نتائج جديده نحتاج إلى المواد التالية كما في

الشكل (٣١)





شكل (٣١)



شكل (٣٢) خطوات تفاعل الـ PCR

ثامن عشر : جهاز (الهجرة) أو الترحيل الكهربائي Gel electrophoresis
بعد اتمام العمليات في جهاز الـ PCR يتم ترحيل العينة إلى جهاز الترحيل الكهربائي .. يقصد بالترحيل الكهربائي هو حركة الجسيمات المشحونة في المحلول تحت تأثير المجال الكهربائي ، اذ تهاجر الايونات المختلفة وبسرع مختلفة فبذلك يمكن فصلها عن بعضها البعض ، ويستعمل في هذا الجهاز مادة الاكاروز وهي مادة مأخوذة من نباتات بحرية إذ يتم تحضيرها أي عمل شريحة الاكاروز عن طريق إذابة المادة في محلول منظم وتسخينة على هيتز مع المحرك المغناطيسي حتى يصبح المحلول صافيا بشكل تام ، ومن ثم يتم صبه في إناء يحتوي على مشرط أي يكون فتحات حسب عدد العينات تسمى (PIT) . شكل رقم (٣٣) .






شكل رقم (٣٣)

والتي توضع فيها عينات الـ DNA التي تم تحضيرها من جهاز الـ PCR ، تضاف هذه المادة الجلاتينية في جهاز الهجرة الكهربائية حتى يبرد مما ينتج عنه مادة جيلاتينية مرنة يتم استخدامها في عملية الفصل ، الوعاء الذي توضع فيه هذه المادة الجلاتينية يحتوي على محلول منظم وفيه قطبان موجب وسالب ، يتم تحليل الحامض النووي عن طريق وضعه في فتحات خاصة في الجل ومن ثم دفعه إلى الأمام بواسطة فرق جهد كهربائي ، فبذلك يبدأ الحامض النووي بالانتقال إلى القطب **الموجب** من القطب السالب وهذه العملية تحت عدة عوامل منها


- قوة فرق الجهد
 - تركيز الاكاروز
 - حجم قطعة الحمض النووي ، فكلما كان الحجم صغير كلما كانت أسرع
- وبصورة عامة تستخدم وحدة ترحيل الأفقية لهلام الاكاروز ، والحامض النووي هو غير مرئي في الهلام ، فبذلك يتم صبغة بمادة ترتبط به قبل وضع العينات في الجل ومن أمثلة هذه المادة (مادة الاثيديوم برومايد) التي تتألق عند وضع المادة الجيلاتينية المأخوذة من جهاز الهجرة الكهربائية على جهاز للأشعة فوق البنفسجية .

وهناك عدة أنواع من أجهزة الترحيل الكهربائي: Types of gel of electrophoresis
 (١) جهاز بنظام الجل العمودي Vertical gel system : هذا النظام ينقسم إلى نوعين (جل بلاطة و جل انبوبي (Sub divided to * slab gel , and *tube gel) كما في الشكل (٣٤)



شكل (٣٤)

(٢) نظام جل الأفقي Horizontal gel system كما في الشكل رقم (٣٥)



شكل (٣٥)

المواد المستعملة في الترحيل الكهربائي

(١) TEB

(٢) Loading buffer يتكون هذا المحلول من ٤٠% من (وزن/حجم) سكروز ، ٠.٢٥% (وزن/حجم) صبغة بروموفينول الازرق)

(٣) Ethidium bromide ، صبغة الاثيديوم برومايد تحضر بتركيز ٥ مل غرام/مللتر بإذابة ٠.٠٥ غرام من الصبغة في ١٠ مللتر ماء مقطر داخل قنينة معتمدة ذات سداد محكم

(٤) Agarose gel هلام الاكاروز. يحضر هلام الاكاروز بتركيز ٠.٨% وذلك بإذابة ٠.٤ غرام من مسحوق الاكاروز في ٥٠ مللتر من دارئ TBE (*) ويسخن في فرن المايكروويف ثم يترك ليبرد لدرجة حرارة ٥٠ درجة مئوية ويضاف إليه ٥ مايكروليتر من صبغة الاثيديوم برومايد .

ملاحظة : هذه الصبغة من المطفرات القوية والمسرطنة)

خطوات العمل الجل

• يصب الهلام في قالب الصب Tray يحاط جانبا القالب المفتوح بشريط لاصق tap أو تستخدم قاعدة صب خاصة بعد تثبيت مشط لتكوين الحفر well former comb قرب احي نهاياته لعمل الحفر well أو النقر pit ثم يترك لكي يتصلب نوعا ما بشكل حلبي لمدة ٣٠ دقيقة في جو المختبر .

• يرفع المشط الذي يكون الحفر well بعناية وبهدوء وينقل الهلام (الجل) المتصلب إلى حوض الترحيل Tank ثم يملأ الحوض بدارئ TBE (*) بحيث يغمر في المحلول جميع سطح الجل وبارتفاع ٢-٣ سم تقريبا

• يؤخذ ١٠ مايكروليتر من نموذج الـ DNA المستخلص من التجارب ويمزج مع ٢ مايكروليتر من دارئ التحميل وينقل إلى احدى الحفر في جل الاكاروز وباستعمال ماصات خاصة دقيقة

• ترحل العينات على فولتية ٤٠ فولت لمدة ١-٢ ساعة .

تاسع عشر : جهاز التحليل الوراثي Genetic analyzer

يقوم هذا الجهاز بإجراء عملية الهجرة الكهربائية الشعيرية capillary electrophorsis لمقاطع الحامض النووي بعد إكثارها بغية فصلها حسب :

(١) -طول كل مقطع ،

(٢) والوزن الجزيئي الخاص به

٣) وتحديد أنواع الأليلات Alleles المكونة للسماة الوراثة لكل موقع وراثي في كل عينة
كما في الشكل (٣٦)



شكل (٣٦) جهاز تحليل الوراثة (شركة ٣١٣٠ Applied biosystemes model)
(عن رفعت ، ٢٠١٤)

المختبر الثالث

طرق تحضير المحاليل وأنواع المحاليل المنظمة والتي

تستعمل في مختبر تقانة حيوية Biotechnology

Solution : المحلول

هو خليط متجانس من المذيب والمذاب ، المذيب يكون المكون الأكبر للمحلول بينما المذيب هو المكون الأصغر .

طرق التعبير عن تركيز المحاليل

هنالك عدة طرق للتعبير عن تركيز المحاليل وهي

١- النسبة المئوية الوزنية (w/v) Concentration solute

٢- النسبة المئوية الحجمية (v/v) Concentration solute

٣- المولارية Mlarity

٤- المولالية Molality

٥- العيارية Normality

٦- الجزء بالمليون (ppb) , or part per billion (ppm) part per million

(١) النسبة المئوية الوزنية (w/v)

هي عبارة عن كتلة المذاب (غرام) في ١٠٠ مللتر من المحلول المذيب

Concentration solute (w/v%) = mass of sulte /volume of solution x 100

فلو فرضنا ان محلول مائي لكلوريد الصوديوم يبلغ تركيزه (٥٠%) هذا يعني ان كل ١٠٠ مل من

محلول مذيب يحتوي على ٥ مل من ملح كلوريد الصوديوم (المذاب)

مثال example

تم اذابة ١.٢ غرام من NaCl في كمية كافية من الماء بحيث اصبح حجم المحلول ١٦٠ مللتر ،

احسب النسبة المئوية الوزنية (تركيز المحلول % وزنا)

الحل :

NaCl (w/v%) = (w NaCl g) /(v solution ml) x 100

= 1.2 g /160ml x 100 =0.75 % g /ml

٢) النسبة المئوية الحجمية : (V/V %)

هي عبارة عن حجم المذاب الموجود في ١٠٠ ملتر من المحلول المذيب

$$\text{Concentration (v/v\%)} = (\text{v solute (ml)} / \text{total volume of solution (ml)}) \times 100$$

أي إن المحلول البالغ تركيزه ٢% حجما يعني أن كل ٢ ملتر (وحدة حجميه) في المذاب موجودة في ١٠٠ ملتر (وحدة حجميه مثالية) من محلول المذيب .

مثال

احسب تركيز محلول يتألف من ١٢ ملتر من الايثانول في ١٠٠ ملتر من المحلول

$$12 \text{ ml ethanol} / 100 \text{ ml} \times 100 = 12\% \text{ v/v}$$

٣) المولارية Molarity

هي عدد ملات المذاب الموجودة في لتر واحد (١٠٠٠ ملتر) من محلول المذيب

$$\text{Molarity M} = \text{moles of solute} / \text{liter of solution}$$

المولارية = عدد المولات / لتر واحد (١٠٠٠ مل)

عدد المولات = الوزن (weight) / الوزن الجزيئي (Mw)

الوزن weight = (المولارية المطلوبة x الوزن الجزيئي للمادة x الحجم المطلوب) / ١٠٠

الوزن الجزيئي (Mw) = مجموع الأوزان الذرية للمادة المراد تحضيرها .

مثال example

تم إذابة ٢٣ غرام من كلوريد الامونيوم (NH₄Cl) في كمية كافية من الماء ليصبح حجم المحلول

١٥٤ ملتر ، احسب مولارية المحلول ، علما بان الوزن الجزيئي لـ (NH₄Cl) هو ٥٣.٥

الحل :

$$١- \text{نحسب عدد مولات كلوريد الامونيوم} = 23 / 53.5 = 0.43 \text{ مول}$$

$$٢- \text{حجم المحلول} = 154 \text{ مل} / 1000 = 0.154 \text{ لتر}$$

$$٣- \text{المولارية} = 0.43 / 0.154 = 2.79 \text{ M } ((\text{NH}_4\text{Cl}))$$

٤) المولالية Molality

هي عبارة عن عدد مولات المذاب في ١٠٠٠ غم من المذيب ، وهي طريقة غير شائعة كثيرا للتعبير عن تراكيز المحاليل في الوقت الحالي ولكنها مفيدة في موضوع تحديد الاوزان الجزيئية للمواد بالطرق العلمية التقليدية.

المولالية = عدد مولات المذاب / وزن المذيب بالكغم
أو المولالية = (عدد مولات المذاب \times ١٠٠٠) / وزن المذيب بالغرام
Example : مثال

احسب مولالية محلول محضر من اذابة كلوريد الصوديوم في ٥٠٠ غم من الماء
الحل

$$1- \text{ عدد مولات الملح} = \frac{\text{الوزن بالغرام}}{\text{الوزن الجزيئي}} = \frac{58.5}{500} = 0.1 \text{ مول}$$
$$2- \text{ المولالية} = \frac{0.1 \times 1000}{500} = 0.2 \text{ مولال}$$

٥) العيارية Normality

هي عدد المكافئات الغرامية من المذاب الموجودة في لتر واحد من المحلول العيارية $N = \text{عدد المكافئات الغرامية للمذاب} / \text{حجم المحلول باللتر}$
العيارية هي من الطرق للتعبير عن تراكيز المحاليل وهي تعتمد على ما يعرف بالمكافئ الغرامي المكافئ الغرامي : هو كمية من المادة ذات العلاقة بالمول تم إصلاحه بالأساس لغرض عمليات التعادل بين الأحماض والقواعد ثم شمل بعد ذلك غيره من التفاعلات
المكافئ الغرامي = عدد المولات / درجة الحامض أو القاعدة

Example : مثال

احسب عيارية محلول محضر من إذابة ٩.٨ غم من حامض الكبريتيك في كمية من الماء بحيث أصبح حجم المحلول ٨٠٠ مل
الحل :

$$\text{عدد مولات الحامض} = \frac{\text{الوزن}}{\text{الوزن الجزيئي}} = \frac{9.8}{98} = 0.1 \text{ مول}$$
$$\text{درجة حموضة حامض الكبريتيك} = 2$$
$$\text{عدد مكافئات الحامض} = \frac{0.1}{2} = 0.05 \text{ مكافئ غرامي}$$
$$\text{العيارية } N = \frac{0.05}{0.8} = 0.0625 \text{ عياري}$$

٦) الجزء بالمليون أو بالبيون Part per million or billion

هي أحد طرق التعبير عن تراكيز المحاليل المعتمدة على كتلة المادة وتستخدم لتقدير تراكيز الصغيرة جدا ، فعندما نقول محلول تركيزه واحد بالمليون ، هذا يعني ان كل مليون غرام من المحلول مثلا تحتوي على غرام واحد من المذاب

$$\text{Cncetration (ppm)} = (\text{mass of solute} / \text{mass solution}) \times 10^6$$

$$\text{Cncetration (ppmb)} = (\text{mass of solute} / \text{mass solution}) \times 10^9$$

Example : مثال

عينة لمحلول مائي تزن ١٥٥.٣ غرام ، وجد أنها تحتوي على ١.٧ x ١٠^٤ ملغم من الفوسفات ، ما هو تركيز الفوسفات بالجزء بالمليون
الحل :

$$1.1 \text{ ppm} = x \cdot 10^6 (1.7 \times 10^4 / 1.553 \times 10^2)$$

قانون التخفيف :

Percentage (%) you have x unknown volume (ml) = percentage (%) you want x volume (ml) wanted

مثال :

حضر محلول ١٠٠٠ مل من ايثانول تركيزه ٧٠% من محلول ايثانول تركيزه ٩٥%
الحل

١- يجب معرفة حجم المحلول بتركيز ٩٥% من خلال تطبيق قانون التخفيف

$$95 \times X = 70 \times 1000 = 7000 \quad -2$$

$$X = 7000/95 = 736.8 \text{ ml of } 95\% \text{ ethanol} \quad -3$$

٧) المحاليل الدائرية Buffers

وهي عبارة عن محلول مكون من حامض أو قاعدة ضعيفة مع ملح ذلك الحامض أو القاعدة يكون له القابلية على مقاومة التغيير في قيمة الـ pH عند إضافة كميات قليلة من حامض قوي أو قاعدة قوية مثل (Tirs buffer , or phosphate buffer)

صفات محلول الدائري Traits of buffer liquid

*أن تكون له قيمة pH معروفة

*لا تتغير قيمة pH للمحلول الدائري عند مرور فترة زمنية طويلة عليه أو عند تخفيفه

* تبقى قيمة pH للمحلول الدائري ثابتة عند اضافة كميات قليلة من حامض قوي أو قاعدة قوية اليه
بعض أنواع الـ Buffers المستعملة في مختبرات التقانة الحيوية (Biotechnology) أو البيولوجية
الجزئية :

(١) TBE BUFFER : يتكون من Tris-borate + EDTA

(٢) TSE BUFFER : يتألف من Tris – sucrose + EDTA

(٣) STET BUFFER : يتكون من Tris –sucrose + EDTA +Triton x -100

المحاليل الدائرية يستفاد منها في تجارب تنقية الـ DNA والبيولوجي الجزيئي فمثلا تستخدم كمولدة
للشحنات

Tris – acid عبارة عن محاليل دائريه فعالة في توفير ظروف أساسية جيدة في المحافظة على
جزيئة الـ DNA من التحطم والذويان في الماء

EDTA = عبارة عن مادة تعتبر عامل مخلبي Chelator agent ثنائي التكافئ شبيه بأيون

المغنيسيوم Mg^{+2} يعمل كعامل مساعد في حماية جزيئة الـ DNA من الأنزيمات المحطمة لها

Tris x -100 = عبارة عن منظفات وهو منظف لا أيوني ولا يمتلك شحنة في تركيبه الكيميائي

وهي مفيدة في كسر الاواصر غير المحبب للماء ويتميز بقدرته على إذابة الدهون والأغشية
السايتوبلازمية دون مسخ البروتين

(SDS) Sodium dodecyl sulfate = هي أيضا من المنظفات الأيونية التي تمتلك شحنة وهي

قوية في تأثيرها حيث باستطاعتها كسر الكثير من الأواصر غير المحبة للماء وتؤدي إلى فتح
أنطواءات البروتينات إلى تركيب شبيهة بالقضيب .

**** محلول -EDTA (pH=8) 0.15 M NaCl + 0.1 M EDTA**

يحضر هذا المحلول بإذابة ٢.٩٢ غرام من مادة EDTA و ٠.٨٦ غرام من NaCl في ٩٠ مللتر
ماء المقطر ثم يعدل الرقم الهيدروجيني إلى ٨ و يكمل الحجم إلى ١٠٠ مللتر ماء مقطر

**** محلول TE buffer ph=8 (0.01 M Tris – HCl + 0.001M EDTA)**

يحضر هذا المحلول بإذابة ٠.٠٩٢ غرام من مادة EDTA و ٠.١٥ غرام من Tris-HCl في ٩٠
مللتر من الماء المقطر ثم يعدل الرقم الهيدروجيني إلى ٨ ويكمل الحجم إلى ١٠٠ مللتر ماء مقطر

**** محلول SDS 25%**

يحضر بإذابة ٢.٥ غرام من مادة SDS في كمية من الماء المقطر ويكمل الحجم إلى ١٠٠ مللتر
من الماء المقطر .

المختبر الرابع

بروتوكول استخلاص الـ DNA

Extraction of DNA

تتطلب معظم فعاليات مختبرات الـ Biotechnology أو Molecular أو الـ Biology أو Genetic التعامل المباشر مع المادة الوراثية الـ DNA وذلك تمارس عملية وطرق استخلاص الـ DNA بشكل روتيني ومن مصادر حيوية مختلفة ويمكن أدرج عدد من الفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال استخلاص الـ DNA منها :

١) يجري استخلاص الـ DNA كجزء من الاختبارات الوراثية Genetic testing أو الفحوص الطبية والنسب وفي الجرائم وفي البصمات الوراثية وفي التقارب والتباعد بين الأنواع في الكائنات الحية وفي معالجة بعض الأمراض المستعصية .

٢) تتطلب إجراء البحوث في مجال تقنيات الهندسة الوراثية Genetic engineering technological استخدام عينات من الـ DNA من مصادر مختلفة

كما تهدف عملية الاستخلاص هذه تنقيته من البروتينات وبقية مكونات الخلية ، وتبدأ عملية الاستخلاص بالحصول على خلايا الكائن الحي ، التي يتواجد الـ DNA في نواة الخلية وتتضمن هذه العملية عدد من الخطوات العامة سواء كان المصدر خلايا نباتية أو حيوانية وهي :

أ- توفير خلايا التي تمثل مصدر لـ DNA

ب- استخدام تقنية المناسبة لتحطيم الخلايا وإطلاق الـ DNA من نواة الخلية

ت- فصل الـ DNA عن البروتينات وبقية مكونات الخلية

ث- تنقية الـ DNA وتركيزه

ويمكن الحصول على الـ DNA من أنواع الكائنات الحية المختلفة مثل البكتيريا أو العاثيات والنباتات والحيوانات ، ويجب مراعاة فيها خطوات الرئيسية العامة مع وجود بعض التباينات والخصوصيات لكل نوع .

تعد عملية الاستخلاص والتنقية للأحماض النووية الخطوة الأولى في معظم تقنيات الحيوية ، والهندسة الوراثية وتقانات البيولوجية ، وللحصول على الـ DNA بصورة نقية وخالي من أي تلوث او شوائب بالمشبطات ويجب اختيار طريقة الاستخلاص المناسبة ، اذ يجب الانتباه إلى وجود عدد من المشبطات التي تعيق العمل في تقنية الـ PCR (سوف تشرح لاحقا) وتؤدي إلى الحصول على نتائج غير صحيحة وغير دقيقة نتيجة وجود مشبطات تقنية الـ PCR وكما موضحة في الجدول التالي :

جدول (٣) يوضح مثبطات الـ DNA

المثبط	درجة تركيزه
SDS (Sodium dedecyl sulphate)	٠.٠٠٥%
Phenol	٠.٢%
Ethanol	١%
Isopropanol	١%
Sodium acetate	5 mM
Sodium chloride	25 mM
EDTA	0.5 mM
Hemoglobin	1 mg/ml
Heparin	0.15 I.u/ml
Uria	20 mM
Reaction mixture	١٥%

طرق أو خطوات استخلاص الـ DNA

أن عملية استخلاص الـ DNA من المواد البيولوجية يتطلب عملية تحلل خلوي Cell lysis ، ويجب مراعاة أن تكون هذه العملية دقيقة تستخدم فيها القوة اللازمة لتحطيم الخلايا أو الأنسجة الكائنات الحية وفي نفس الوقت يجب مراعاة المحافظة على سلامة الـ DNA المستخلص من حصول تدمير له .وتستخدم لهذا الغرض العديد من الطرائق منها :

أولاً: تحطيم الخلايا ميكانيكياً مثل الطحن Grinding أو التحلل بالازموزية

ثانياً : تحطيم الخلايا باستخدام المعاملات الكيميائية مثل استخدام المنظفات Detergents أو استخدام مادة Thiol reduction ، أو استخدام Ethylene diamine tetra acetate (EDTA) الذي يعمل على إزالة أيونات المغنيسيوم التي تعتبر ضرورية للحفاظ على تركيب الغشاء الخلوي ، أو استخدام Sodium dodecyl sulphate (SDS) الذي يساعد على تحطيم الأغشية الخلوية عن طريق إزالة الدهون من غشاء الخلية .

ثالثاً : تحطيم الخلايا والأنسجة بعملية الهضم الإنزيمي مثل إنزيم Protease

ويجب ان تتضمن العملية تحطيم الغشاء الخلوي وتعطيل الأنزيمات التي تحطم الـ DNA ضمن نفس العملية وذلك باستخدام المنظفات لتدمير الغشاء الخلوي واستخدام Chaotropic agents

لتعطيل الأنزيمات المحطمة للـ DNA الناتجة من داخل الخلية وبعد ذلك يجرى إزالة مخلفات حطام الخلايا عن طريق التنقية أو التصفية أو الترسيب عن طريق الطرد المركزي

طرائق تنقية الـ DNA Purification methods DNA

يستخدم لتنقية الـ DNA من بقية المستخلصات الخلوية التقنيات المتاحة التالية

١) تقنية تنقية الاستخلاص والترسيب

٢) تقنية الكروماتوگرافي

٣) الطرد المركزي الفائق

٤) تقنية الفصل بالجذب والألفة

والتقنية الأكثر استخداما هي تقنية الاستخلاص والترسيب

تقنية الاستخلاص والترسيب Technological extraction and precipitation

تستعمل لهذا الهدف مذيبات الاستخلاص لإزالة الملوثات عن الـ DNA التي تشمل البروتينات وجزئيات الـ RNA ، حيث تستخدم عادة الـ Phenol و الـ Chloroform وذلك لإزالة البروتينات بالاعتماد على قدرة الفينول والكلوروفورم على مسخ البروتينات الموجودة في العينة sample وإمكانية استبعادها فضلا عن قدرتها على تثبيط عمل الأنزيمات المحطمة للـ DNA اذ تعمل المذيبات العضوية على ترسيب البروتين تاركة الـ DNA بحالة ذائبة ، وتتلخص هذه الطريقة :

- إضافة حجم مساوئ من الفينول مع محلول الخلايا المحطمة
- يمزج المحلول بصورة جيدة وبهدوء ثم توضع الانبوبة في حمام مائي على درجة حرارة ٦٥ درجة مئوية ولمدة ثلاث دقائق
- يعاد مزج الخليط لاربع مرات ثم يستخدم الطرد المركزي بقوة ٥٠٠٠ دورة / دقيقة ولمدة خمس دقائق إذ ينتج عن هذه الخطوة انفصال المزيج إلى ثلاث طبقات (السفلى تمثل طبقة الفينول ، ثم طبقة وسطية تكون سميكة بيضاء لزجة تمثل بروتينات الخلية ، والطبقة العليا تحتوي على الـ DNA)

- يسحب الـ DNA بعناية باستخدام ماصات رقمية (باستور) وتنقل إلى انبوبة معقمة .
- يضاف اليه مزيج من الكلوروفوروم : أيزوأميل بنسبة ١:٢٤ ، ثم تمزج جيدا
- يتم فصل الـ DNA بطريقة الطرد المركزي وينقل إلى انبوبة ثانية معقمة
- يضاف ١٠ مايكروليتر من محلول كلوريد الصوديوم ذي العيارية ٢.٥ ملاري
- ثم اجراء عملية ترسيب (الفصل ، ١٩٩٩ ب)

ترسيب الـ DNA

تتم عملية ترسيب الـ DNA باستخدام Isopropanol أو Absolute ethanol بغية تركيز وترسيب الـ DNA اذ يظهر الـ DNA كخيوط بيضاء .. ثم يترك لمدة ساعتين بدرجة (- ٢٠) درجة مئوية ثم يستخدم الطرد المركزي بقوة ٥٠٠٠ دورة / دقيقة لمدة خمس دقائق لترسيب خيوط الـ DNA ويستبعد الكحول في الاعلى ثم يخفف الـ DNA بمحلول TE ويخزن بدرجة (- ٢٠) درجة مئوية .

تنقية الـ DNA

تجرى عملية تنقية الـ DNA المستخلص من التلوث بالحامض النووي الرايبوزي RNA وذلك باستخدام أنزيم تحلل لـ RNA (RNase) ثم يعاد استخلاصه ثانية حسب الخطوات التي وصفت أعلاه وبالرغم من أن الـ DNA الملوث بالـ RNA يمكن استخدامه في العديد من التقانات الجزيئية دون تأثير .. لكن تنقيته من الـ RNA تعد ضرورية عند استخدامه في مجال الهندسة الوراثية والبصمة الوراثية Fingerprint (راجع مادة النظري)

ولإجراء عملية استخلاص الـ DNA نحتاج إلى الجهة والعدد المختبرية وهي

- حمام مائي
- جهاز طرد مركزي
- أدوات قياس حجمية Micropipetors
- عدد من محاليل منها (محلول تحلل خلايا Lysis solution ، محلول محلي مركز Resuspension buffer ، كحول الاثانول أو كحول أيزوبروبيل Isopropyl)

المختبر الخامس

بروتوكول استخلاص الـ DNA من المصادر الحيوانية

Extraction DNA from animals sources

يمكن استخلاص الـ DNA من عدد مصادر للخلايا الحيوانية مثل الدم ، اللعاب، الأنسجة ، وخلايا المنى ، فعلى سبيل المثال (استخلاص الـ DNA من الخلايا الموجودة في اللعاب)
خطوات الاستخلاص :

- ١- يتم وضع عينة الخلايا في أنبوبة اختبار ويضاف إليها محلول تحلل الخلايا
- ٢- توضع في حمام مائي لمدة ١٠ دقائق ويحتوي المحلول على مواد كيميائية ، (المنظفات Detergent وانزيمات تحلل البروتين protease) ، يعمل هذا المحلول على تحطيم جدار الخلية والغشاء النووي بتأثير المواد المنظفة ، بينما تعمل أنزيمات تحلل البروتين على تحطيم الهستونات وتحرير الـ DNA من الخلية
- ٣- يضاف المحلول الملحي المركز ليعمل على تجميع البروتينات وبقية مكونات الخلية مع بعضها
- ٤- توضع الأنبوبة في جهاز الطرد المركزي بسرعة ٨٠٠٠ دورة / دقيقة لمدة ١٠ دقائق .
- ٥- بعد ذلك يستبعد الراسب (الذي يكون طبقة سفلية.. مكونة من البروتينات وبقية مكونات الخلية)
- ٦- تحفظ الطبقة العليا التي تحتوي على الـ DNA في أنبوبة ثانية معقمة
- ٧- يتم بعد ذلك ترسيب الـ DNA باستخدام الكحول اذ يضاف الكحول الايثيلي أو كحول ايزوبروبيل . ترج الأنبوبة برفق وبهدوء بغية مزج أو خلط الكحول مع المحلول . وبما أن الـ DNA لا يذوب في الكحول لذلك يبدأ بالظهور على شكل خيوط بيضاء وتسمى هذه الخطوة بترسيب الـ DNA
- ٨- بعد الترسيب توضع أنبوبة الاختبار في جهاز الطرد المركزي حيث يمثل الراسب الـ DNA ويستبعد المحلول في أعلى الأنبوبة .

بروتوكول استخلاص الـ DNA من مصادر نباتية

Extraction DNA from plants sources

تختلف الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية في امتلاكها للجدار الخلوي ، لكن تبقى الخطوات الأساسية لاستخلاص الـ DNA متشابهة

على سبيل المثال استخلاص الـ DNA من بذور البزاليا فنتبع الخطوات التالية :

خطوات الاستخلاص

- ١) نأخذ نصف كوب من بذور البزاليا الخضراء ونضعها في خلاط Blender
- ٢) نضيف إليها كمية قليلة من ملح الطعام (٨/١ ملعقة شاي) ويضاف للخليط ٢٠٠ مل ماء معقم بارد لتقليل درجة الحرارة الناتجة عن الاحتكاك عند تشغيل الخلاط ويتم التشغيل لمدة ١٥ ثانية ، هذه العملية تؤدي إلى تكسير البذور وفصل الخلايا عن بعضها
- ٣) يتم فصل المحلول بعد ذلك الذي يحتوي على خلايا العالقة عن بقية مكونات البذور الصلبة باستخدام مصفاة دقيقة أو قطعة قماش بيضاء معقمة
- ٤) يضاف إلى المحلول بعد التصفية ٣٠ مل من محلول منظف detergent و يتم خلط ومزجه بالمحلول ثم يترك لمدة ١٠ دقائق
- ٥) ينقل الخليط بعد ذلك إلى أنابيب اختبار بحيث يوضع في كل أنبوبة مقدار ثلث الأنبوبة ، ويتم ترقيم الأنابيب بحيث يكون رمز للعينة لكي لا تختلط ع عينات أخرى .
- ٦) يضاف قليل من أنزيم تحلل البروتين protease إلى الأنبوبة الموجودة في meattenderize أو في عصير الاناناس pine apple juice ويعمل الأنزيم على تحطيم البروتينات الهستونية وتحرير جزيئة الـ DNA
- ٧) تمسك الأنبوبة الاختبار بصورة مائلة، ثم يضاف إليها كحول ايزوبروبيل Isopropyl ذي التركيز (٧٠- ٩٥ %) بشكل تدريجي على جدار الأنبوبة لتكوين طبقة من الكحول في أعلى خليط الخلايا وبنفس حجم الخليط .
- بما أن الكحول هو أقل كثافة من الماء لذلك يكون في الأعلى ، وان جزيئات الـ DNA لا تذوب في الكحول لذلك تبدأ بالظهور على شكل خيوط بيضاء متشابكة في منطقة اتصال الكحول مع الخليط ثم تبدأ تدريجيا تتجمع في طبقة الكحول .
- ٨) يتم سحب طبقة الكحول مع الـ DNA الذي تحتويه إلى أنبوبة أخرى ويعزل عنها الـ DNA باستخدام الطرد المركزي .

المختبر السادس

بروتوكول استخلاص الـ DNA باستخدام عدة الاستخلاص الجاهزة

Extraction DNA by using qiagen blood kit

تعمل العديد من شركات التقنيات الحيوية على توفير عدد متنوعة لاستخلاص الـ DNA من مصادر مختلفة مثل (Qiagen blood kit) التي تستخدم لاستخلاص الـ DNA من عينة الدم وذلك باتباع الخطوات التالية :

- ١) يوضع ٢٠ مايكروليتر من أنزيم Protease في أنبوبة اختبار بلاستيكية تحتوي على غطاء سعتها ١.٥ مل والتي تستخدم في جهاز الطرد المركزي Microcentrifuge
- ٢) يضاف إلى الأنبوبة ٢٠٠ مايكروليتر من عينة الدم Blood sample المراد استخلاص الـ DNA منها
- ٣) يضاف ٢٠٠ مايكروليتر من المحلول المنظم Buffer AL إلى الأنبوبة وتخلط باستخدام جهاز Vortex لمدة ١٥ ثانية .ويتم حضنها على درجة ٥٦ درجة مئوية لمدة ١٠ دقائق في حمام مائي باستخدام حامل أنابيب طاافية
- ٤) يضاف ٢٠٠ مايكروليتر من كحول الايثانول (٩٠ - ١٠٠) % إلى العينة ويمزج بشكل جدي باستخدام جهاز الرج لمدة ١٥ ثانية
- ٥) يستخدم الخليط من الخطوة السابقة بهدوء وعناية خاصة مع عمود التدوير المجهز من الشرك QIA-amp spin column (صورة) ويركب مع أنبوبة تجميع سعة ٢ مل ويتم غلق الأنبوبة
- ٦) يتم وضع الأنبوبة في جهاز الطرد المركزي ٨٠٠٠ دورة / دقيقة لمدة دقيقة واحدة
- ٧) بعدها تنقل انبوبة التدوير QIA-amp spin column إلى أنبوبة جمع جديدة ونظيفة سعة ٢ مل وتستبعد الأنبوبة الذي تحتوي على الراشح
- ٨) يفتح عمود التدوير QIA-amp spin column بعناية ويضاف ٥٠٠ مايكروليتر من محلول الغسيل الاول AW1 .
- ٩) توضع بعد ذلك في جهاز الطرد المركزي ٨٠٠٠ دورة / دقيقة ولمدة دقيقة واحدة
- ١٠) ثم مرة ثانية ينقل عمود التدوير QIA-amp spin column إلى أنبوبة جمع نظيفة سعة ٢ مل وتستبعد الأنبوبة التي تحتوي على الراشح
- ١١) يفتح عمود التدوير QIA-amp spin column بعناية ويضاف ٥٠٠ مايكروليتر من محلول الغسيل الثاني AW2 ويوضع في جهاز الطرد المركزي وعلى سرعة ١٤٠٠٠ دورة / دقيقة ولمدة ٣ دقائق

١٢) ينقل عمود التدوير QIA-amp spin column إلى انبوبة خاصة لجهاز الطرد المركزي سعة ١.٥ مايكروليتر ويتبعد الراشح وانبوبة الجمع السابقة

١٣) فتح عمود التدوير QIA-amp spin column بعناية ويضاف ٢٠٠ مايكروليتر من محلول منظم AE لازالة الـ DNA ويوضع في جهاز الطرد المركزي ٨٠٠٠ دورة / دقيقة لمدة دقيقة واحدة


١٤) يوضع الـ DNA المستخلص بدرجة حرارة (- ٨٠) درجة مئوية ويخزن لفترة طويلة تمتد إلى سنوات ، أو يخزن ويحفظ في محلول TE بدرجة الحرارة (- ٤) درجة مئوية لعدة شهور ، بينما يمكن خزن الـ DNA في الثلاجة بدرجة (- ٤) درجة مئوية لفترة قصيرة بغية الاستخدام .

أولاً: استخلاص الـ DNA

هنالك عدة طرق مختلفة لاستخلاص الـ DNA من الخلايا الحية وهذه تعتمد بالأساس على تمزيق جدران الخلايا ومن ثم التخلص من البروتينات ومن الـ RNA ومن ثم الحصول على الـ DNA


خطوات العمل :

- ١- يؤخذ ٥ غرام من نسيج الكائن الحي خصوصاً النباتات أو الحيوانات
- ٢- يهضم في محلول النتروجين السائل Liquid nitrogen لتحطيم جدر الخلايا
- ٣- ثم تضاف إليها بعض المواد وتوضع في حمام مائي لمدة ١٥ دقيقة
- ٤- يعمل فصل لها بواسطة جهاز الطرد المركزي لمدة ١٥ دقيقة ١٢٠٠ - ٣٠٠٠ rpm
- ٥- يضاف إليها محلول لكسر وتحليل الخلايا (Lysis solution)
- ٦- توضع العينات على جهاز هزاز (Shaker) لمدة ١٠ دقائق
- ٧- نسكب الرائق ونحتفظ بالراسب مع قليل من الرائق ثم نعمل لها رج (Vortex) خلط لمدة ٤٠ ثانية
- ٨- نضيف محلول تكسير محتويات الخلية (Cell lysis solution) مع أنزيم RANase الذي يحلل الحامض النووي
- ٩- نضيف كحول الايزوبروبانول مع الرج يدويا يظهر الـ DNA على شكل خيوط ثم يضاف الايثانول بتركيز ٧٠% ويحفظ به



شكل (٣٧) DNA مستخلص من خلايا ومحفوظ في الايثانول

١٠ - يتم الكشف عن الـ DNA باستعمال الترحيل (الهجرة) الكهربائيّة على هلام (Agarose gel) تركيزه ٠.٨ %



شكل (٣٨) الترحيل الكهربائي للحامض النووي DNA على Agarose gel
(عن ايشو ، ٢٠١٢)

ثانيا :البادئات لـ DNA (Primers)

عبارة عن تسلسل من الـ DNA يستخدم كنقطة البداية لعملية النسخ لـ DNA وذلك لعدم قدرة أنزيمات Polymerase على بناء سلسلة جديدة من الـ DNA من العدم . تستخدم Primers في أزواج (للأمام Forward ، وبالعكس Reverse)


ويجب مراعاة شروط التالية لتصميم Primers الذي يستعمل في تقنية PCR :

- (١) يجب أن يكون طول primer بين ١٨ - ٣٠ نيوكليوتيد
- (٢) محتوى G ، C من كل primer يجب أن يكون في مجال (٤٠ - ٦٠) % من اجل
الفعالية القصوى له كما في الجدول (٤)

Primer set	Gene	Primer name	Nucleotide sequence (5' - 3')	Amplicon size (bp)	Annealing temperature (°C)	Gen bank accession #
1	26S rRNA	Forward Primer 26SF	CACAATGATAGGAGGAGCCGAC	534	60°C	AY283368
		Reverse Primer 26SR	CAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATC			
2	actin11 (for rice)	Forward Primer Act1F	CAGCCACACTGTCCCATCTA	67	60°C	AK100267
		Reverse Primer Act1R	AGCAAGGTCGAGACGAAGGA			
3	β -tubulin (for sugarcane)	Forward Primer TubF	CCAAGTCTGGGAGGTGATCTG	103	60°C	CA222437
		Reverse Primer TubR	TTGTAGTAGACGTTGATGCGCTC			

ثالثا: أنزيم Taq polymerase

هو أنزيم يعود إلى مجموعة الـ DNA البلمرة DNA Polymerase of DNA يعزل من بكتيريا Thermusaquaticus
Taq's optimum temperature for activity is 75–80°C , with a half –life of greater than 2 hours at 92.5°C , 40 minutes at 90°C and 9 minutes at 97.5°C , and can replicate at 1000 base pair strand of DNA in less than 10 seconds at 72°C



شكل (٣٩) أنزيم Taq polymerase

رابعاً: كميات وافرة من النيوكليوتيدات ثلاثية الفوسفات منقوصة الاوكسجين
(Deoxynucleoside triphosphates ,) dATP , dCTP, dGTP , dTTP ,
(dNTPs)


خامساً : أيونات فلزية مناسبة أهمها أيونات المغنيسيوم Mg^{+2} التي تعتبر كعامل مساعد
Cofactor في تفاعل الـ PCR

سادساً: زيت معدني يضاف إلى خليط التفاعل من اجل منع التبخر يضاف على سطح الخليط



شكل (٤٠) خليط تفاعل لمواد تقنية PCR

سابعاً : الترحيل الكهربائي للعينات على ٢% AGAROSE GEL



شكل (٤١) ترحيل كهربائي لنواتج تقنية PCR على ٢% Agarose gel (ايشو، ٢٠١٢)

المختبر السابع

بروتوكول استخلاص الـ DNA من نبات البازيلاء

DNA Extraction from peas plant

- ١- قبل إجراء أي مرحلة يجب تحضير المحاليل الخاصة بذلك وتكون كافة الأدوات التي تستعمل قد تم تعقيمها بصورة جيدة في جهاز اوتوكليف (جميع الصور عن أيشو ، ٢٠١٢)
- ٢- غسل العينة بماء الحنفية كما في الشكل (٤٢)



- ٣- غسل العينة بماء مقطر لمدة عشرة دقائق

- ٤- تجفيف العينة على ورق ترشيح كما في الشكل (٤٣)



٥- تقطيع العينة إلى أجزاء صغيرة بطول ٣-٤ ملم واخذ وزن (٤) غرام من العينة ثم وضعها في جفنه فخارية وإجراء عملية الهضم للعينة باستخدام نتروجين سائل حتى تصبح العينة بصورة باودر كما في الشكل (٤٤)



٦-توضع العينة بعد الهضم مباشرة في بيكرات او قناني زجاجية معقمة يضاف على العينة محلول CTAB بمقدار (١٠) مل كما في الشكل (٤٥)



١- توضع العينة في حمام مائي هزاز على درجة حرارة ٦٦ درجة مئوية ولمدة ساعة كما في الشكل رقم (٤٦)



٨- يضاف محلول ١٠ مل من (alcohol(24:1 Isoamyle/ Chlorophorm كما في الشكل (٤٧)



٩ - توضع العينة على هزاز لمدة ١٥ دقيقة كما في الشكل (٤٨)



١- تنقل العينة إلى أنابيب اختبار tube test و توضع في جهاز centrifugated على ٤٠٠٠ / دقيقة لمدة نصف ساعة كما في الشكل (٤٩)



١١- في هذه المرحلة سوف تتكون ثلاث طبقات في أنبوبة اختبار كما في الشكل (٥٠)



١٢- وتسحب الطبقة العليا لأنها تحتوي على الأحماض النووية DNA وتنقل إلى أنبوبة اختبار جديدة ويضاف إليها ٥ مل من محلول أما الطبقة الوسطى والسفلى تهمل كما في الشكل (٥١)



١٣- سحب مستخلص الـ DNA بواسطة خطاف كما في الشكل (٥٢)




١٤- وضع الـ DNA بعد الاستخلاص في انابيب بغيية وضعها في الحاضنة الباردة (المجمدة)

كما في الشكل (٥٣)



د. إسراء عبدالحسين جاسم



(عن يشو ، ٢٠١٢)

١٥ - عملية تجفيف الـ DNA كما في الشكل (٥٤)




بعض الاجهزة
المختبرية

(١)- جهاز PCR

(٢)- جهاز الهجرة الكهربائية

شكل (٥٥) تمثل جهاز PCR الذي استخدم عند تحضيره لدراسة DNA لنبات البزاليا مع جهاز الترحيل الكهربائي المستخدم (عن أيشو ، ٢٠١٢)



شكل (٥٦) تمثل وضع العينات SAMPLES في جهاز الـ PCR مع البرمجة (عن أيشو ، ٢٠١٢)



بعض الاجهزة المختبرية

- (١) جهاز كهربائي
- (٢) سنترف يوج
- (٣) لوحة تصوير


شكل (٥٧) لبعض الأجهزة التي تم استخدامها (عن أيشو ، ٢٠١٢)

المختبر الثامن

بروتوكول تحضير (استخلاص) الـ DNA البلازميدي من خلايا البكتيريا

Isolation of plasmid DNA

PLASMID : هي عبارة عن الـ DNA يقع في جزيئات الـ DNA الكروموسومية له القابلية على التضاعف بمعزل عن الـ DNA الكروموسومي كما في الشكل (٥٨)



شكل (٥٨) PLASMID

هنالك عدة طرق لعزل الـ DNA البلازميدي وهي :

١) طريقة التحليل القاعدي Alkaline lysis method

٢) طريقة التحليل بالغليان Boiling lysis method

٣) طريقة الفينول Phenol method

٤) طريقة الاثيديوم برومايد

Ethidium bromide –caesium chloride density gradient centrifugation method

استخلاص الـ DNA البلازميدي بطريقة التحلل القاعدي

١- لقم وسط مكون من (500ml LBbroth + 50 mlg/ml امبيسيلين)

٢- مستعمرة مفردة من سلالة بكتيريا E. coli حاوية على بلازميد PBR 322 ثم يتم حضن في حاضنة هزازة على درجة الحرارة ٣٧ درجة مئوية لحين ان تصل الكثافة الضوئية OD 600 للوسط إلى ٠.٦

٣- أضف 10% (W/V) 1.2 ml من Chloramphenicol in ethanol إلى الوسط ومن ثم احضن في حاضنة هزازة لمدة يوم كامل ليتحرر البلازميد في الخلية

٤- اعزل أو أحصد الخلايا بواسطة جهاز الطرد المركزي على سرعة ٦٠٠٠ دورة / دقيقة لمدة ١ دقيقة على درجة حرارة ٤ درجة مئوية ، ثم بعد ذلك اعد تعليق الراسب في ٥

مل من محلول TEG buffer (يتكون هذا المحلول من 10 mM of Tris + 25 mM of EDTA + 50 Mm of glucose)

٥- حل معلق الخلايا بإضافة ١٠ مل من محلول اثنان واخلطه بصورة جيدة

يتكون محلول أثنان من (0.2 M of NaOH + 1% of SDS (pH= 12.5)

٦- أضف ٥ مل من المحلول الثالث المثالج وقلبه لخمسة مرات ومن ثم يحفظ بصورة مثالج لمدة ١٥ دقيقة

المحلول الثالث يتكون من (3M of K-acetate (pH =4.5)

٧- قم بإجراء الطرد المركزي للمعلق الخلوي المستحلب على سرعة ١٠٠٠ دورة/ دقيقة لمدة ٢٠ دقيقة على درجة حرارة ٤ درجة مئوية

٨- قم بنقل الراشح الرائق الذي يحتوي على البلازميد إلى أنبوبة جهاز الطرد المركزي ثانية ثم لاحظ الحجم

٩- أضف ٠.٧ حجم من محلول Isopropanol المبرد إلى الراشح وأمزجة بعملية التقليب ومن ثم قم بإجراء طرد المركزي على سرعة ١٠٠٠ دورة / دقيقة لمدة ٢٠ دقيقة على درجة الحرارة ٤ درجة مئوية

١٠- تخلص من الراشح ثم قم بعملية غسل ب ٧٠% من محلول ايثانول لكب يجب عدم تعليق الراسب

١١- اعد تعليق الـ DNA البلازميد في ١ مل من TE buffer ثم يوضع في المجمدة لكي يجمد .

المختبر التاسع

بروتوكول استخلاص الـ RNA من خلايا حقيقية النواة

Extraction of RNA

أنواع الـ RNA :

- (١) mRNA يقوم هذا الحامض بعملية نقل المعلومات الوراثية من الـ DNA إلى مكان صناعة البروتين في السايوبلازم وهو الرايبوسوم
 - (٢) tRNA هذا النوع موجود في السايوبلازم يحمل الأحماض الامينية لترتيبها على شريط mRNA ، يوجد ٢٠ من tRNA في الخلية الواحدة
 - (٣) rRNA يسمى هذا النوع بالـ RNA الرايبوسي لأنه يدخل في تركيب الرايبوسومات ، وله دور في عملية صناعة البروتين في السايوبلازم
- خطوات عزل جزيئات الـ RNA في خلايا حقيقية النواة**

أولاً: تحلل الخلية Lysis of the cell

- (١) اخلط مع معلق خلايا E.coli (0.5 O.D at 600 nm) حجم مساوئ من Diethyl pyrocarbonate (DEPC) الذي يعمل كمتثبط للانزيمات الهاضمة للـ RNA ، كما يجب العمل على مجانسة الخليط ومن ثم العمل على حضنه على درجة الحرارة ٤ درجة مئوية
- (٢) أضف 0.4 ml من ٥% SDS ، إلى معلق خلايا SDS يعمل على اذابة الغشاء الدهني في جدار الخلايا ليسمح لانزيمات المحللة Lysozyme من الوصول إلى طبقة البيتيديو كلايكات لتحطم جدار الخلية كذلك يعمل الـ SDS كمتثبط لأنزيمات الهاضمة للـ RNA (RNase
- (٣) استخدم 2ml من محلول Buffer الذي يحتوي على أنزيم (Lysozyme) 400 ug/ml (لكل 10 ml من خليط خلايا E. coli ثم جانس الخليط وقم بعملية حضن المحلول على درجة حرارة الغرفة لمدة ٥- ٢٠ دقيقة

ثانياً: تنقية الـ RNA Purification—

- (١) قم بعملية الطرد المركزي لمعلق الخلايا المتحللة على سرعة ٣٠٠٠ دورة / دقيقة ولمدة ١٠ دقائق
- (٢) علق الراسب مع حجم مساوئ من Guanidinium التي تعمل على تقوية مثبطات الأنزيمات الهاضمة للـ RNA وكذلك يمسح البروتين ، ويجب ان تكون الـ pH غير قاعدية هذا يؤدي إلى تعليم الـ RNA

- ٣) يجب إزالة جزيئات الـ DNA وذلك باستخدام أنزيم DNase للتخلص من الحد الأدنى للتلوث الـ DNA الجينومي .
- ٤) تزال البروتينات الملوثة بإضافة خليط من (Phenol: Chloroform : Isoamyl alcohol) بتركيز (٢٥:٢٤:١) وتعاد هذه الخطوة مرات عديدة
- ٥) قم بعملية نقل الطبقة العليا من المحلول (الخليط) إلى أنبوبة أخرى وأضف حجم واحد من Isopropanol المطلق الثلج بغية ترسيب الـ RNA
- ٦) قم بعملية الطرد المركزي على سرعة ١٠٠٠ دورة / دقيقة لمدة ٢٠ دقيقة بدرجة حرارة ٤ درجة مئوية
- ٧) أهمل الراشح واغسل الراسب بـ Ethanol بتركيز (٧٠%)
- ٨) قم بإجراء طرد المركزي على سرعة ١٠٠٠ دورة / دقيقة ولمدة ٥ دقيقة بدرجة ٤ درجة مئوية
- ٩) اعد تعليق الـ RNA الذي تم عزله بالخطوات السابقة في 100 ul من TE Buffer ثم قم بعملية تجميد المعلق

حساب تركيز الـ RNA (RNA) Calculate the concentration of (RNA)
الطريقة :

$$\text{Concentration of RNA (ug/ml)} = \text{O.D 260 nm} \times 40 \times \text{dilution factor}$$

$$1 (\text{O.D 260 nm}) = 40 (\text{ug/ml}) \text{ of RNA}$$

نقاوة RNA Purity of RNA

$$\text{O.D 260 nm} / \text{O.D 280 nm} = \text{should be } 2$$

المختبر العاشر

بروتوكول استخلاص DNA من غدة ثايمس العجل

Extraction DNA from calf thymas gland

تحضير المواد والمحاليل

(١) محلول ٠.٨٥% (وزن/ حجم) من كلوريد الصوديوم + ٠.٠١ مولاري من سترات الصوديوم

يحضر هذا المحلول بإذابة ٠.٨٥ غرام من كلوريد الصوديوم و ٠.٣ غرام من سترات الصوديوم في كمية من الماء المقطر ، ثم يكمل الحجم إلى ١٠٠ مللتر بالماء المقطر ويعقم بجهاز (الموصدة) أتوكليف لمدة ١٠ دقائق ثم يحفظ في الثلاجة .

(٢) محلول SDS 5% (وزن / حجم)

يحضر هذا المحلول بإذابة ٥ غرام من مادة SDS في كمية من محلول ٤٥% (حجم/حجم) من ايثانول ثم يكمل الحجم إلى ١٠٠ مللتر بالمحلول نفسه

(٢) ملح كلوريد الصوديوم الصلب

(٣) غدو ثايمس العجل (يجب تجميدها قبل عملية الاستخلاص)

(٤) جهاز خلاط مختبري مبرد Blender

(٥) Ethanol ٩٠% مبرد

(٦) Ethanol ٧٠%

(٧) محرك ميكانيكي

(٨) زجاجيات مختلفة ومعقمة في الاوتوكليف

خطوات العمل (طريقة الاستخلاص) Method of extraction

(١) يؤخذ ٢٥ غرام من الغدة وتقطع إلى قطع صغيرة وتوضع في خلاط مبرد وتجرى عملية التجانس لها لمدة ٣ دقائق وذلك بعد إضافة ١٠٠ مللتر من محلول كلوريد الصوديوم + سترات الصوديوم المبرد . قم بعملية الطرد المركزي بالجهاز الطرد المبرد بسرعة ٣٠٠٠ دورة / دقيقة لمدة ١٥ دقيقة ، ثم قم بإهمال الراشح ، واعد عملية التجانس الراسب مرتين بنفس الطريقة

(٢) قم بوضع الراشح في بيكر يحوي على ٥٠٠ مللتر من محلول ٠.٨٥% كلوريد الصوديوم المبرد مع التحريك المستمر باستعمال محرك ميكانيكي ، ثم قم بإضافة ٥٠ مللتر من محلول SDS 5% للمزيج وتستمر عملية التحريك لمدة ساعة واحدة بدرجة حرارة الغرفة

(٣) يضاف للمزيج ٢٧.٥ غرام من كلوريد الصوديوم ويستمر التحريك لمدة ١٥ دقيقة ، ذلك لضمان ذوبان الملح بصورة تامة ..

- ٤) ثم قم بإجراء عملية الطرد المركزي بسرعة ١٠٠٠٠ دورة / دقيقة لمدة ٣٠ دقيقة ، قم بإهمال الراسب البروتيني (ذات اللون الأبيض) ،
- ٥) ثم يضاف للمحلول الطافي حجم مساوئ من ٩٦% من Ethanol مبرد لغرض ترسيب الـ DNA الذائب ،
- ٦) يجمع الـ DNA المترسب وذلك بلفه على قضيب زجاجي Spooling ثم يغسل ثلاث مرات ويوضع في فرن كهربائي على درجة حرارة ٤٠ درجة مئوية لحين الجفاف التام .

خطوة اختيارية : تنقية الـ DNA الكروموسومي الخام الذي تم استخلاصه وبالخطوات التالية

- ١) إذابة الـ DNA الخام الجاف من الخطوات السابقة في ٣٥٠ ملتر من ماء المقطر المعقم مع التحريك المستمر لمدة ٢-٣ ساعة على درجة حرارة الغرفة .
- ٢) أضف للمزيج ٣٢ ملتر من محلول ٥% (وزن/حجم) SDS مع الاستمرار بالتحريك لمدة ساعة واحدة ثم يضاف ٢٢.٥ غرام من كلوريد الصوديوم
- ٣) قم بعد ذلك بعملية الطرد المركزي المبرد بسرعة ١٣٠٠٠ دورة / دقيقة لمدة ٣٠ دقيقة .
- ٤) أهمل الراسب البروتيني ، ثم يرسب الـ DNA ويجفف كما مبين أعلاه

استخلاص DNA من الموز

خطوات الاستخلاص

- ١) يتم تقشير موزتين ثم يضاف إليهما ٢٥٠ مل من ماء المقطر المعقم ثم يتم سحقهما إلى ان يصبح المحلول مستحلب (محلول A)
- ٢) يتم مزج (كل على انفراد) ملعقة شاي من الشامبو ، مع كميتين بإطراف الأصابع من ملح الطعام ، ثم إضافة أربعة ملاعق شاي من ماء المقطر ، يتم حفظ الخليط مع تجنب حصول فقاعات (محلول B)
- ٣) تضاف ملعقتي شاي من محلول A مع جميع محلول B وتمزج بصورة جيدة لمدة ١٠ دقائق (محلول C)
- ٤) يتم تقسيم المحلول (C) إلى قسمين (C1) و (C2) ويحفظ في مكان بارد (ثلاجة)
- ٥) يتم ترشيح محلول C1 خلال طبقتين من المناديل الورقية (ورق ترشيح معقم) أو عبر قماش في بيكر صغير ثم يوضع الراشح في أنبوبة اختبار ، ويوضع محلول (C2) في أنبوبة اختبار آخر .. Test tube
- ٦) يضاف كحول اثيلي بارد برفق مع ميل الأنبوبة (أو يضاف Isopropanol) إلى كل الأنبوبة ، وعدم إجراء عملية رجع للأنبوبة

- ٧) تعاد كل أنبوبة إلى مكانها الطبيعي بصورة عمودية ويلاحظ ظهور الـ DNA بشكل الياف مخاطية بيضاء اللون بين الطبقتين
- ٨) سوف يطفو الـ DNA على الكحول الايثيلي خلال ١٥ دقيقة
- ٩) يمكن جمع الـ DNA بواسطة كلاب معقم أو قضيب زجاجي
- ١٠) يحفظ في مجمدة لحين الاستعمالات الأخرى من الدراسة

المختبر الحادي عشر

تقدير عدد مولات (السايروسين والكوانين) % ، ودرج الاذابة

Determination of mol G+C % ratio and melting point

أن نسبة الـ A, T, C, G تكون ثابتة في الـ DNA في الكائنات الحية ، ويمكن اعتبار أن نسبة محتوى G C أو النسبة المئوية لـ G C تكون ثابتة في الـ DNA إلى الأخر . تعد هذه الصفة مهمة لتحديد التشابه الجيني Genetic similarity بين الكائنات وتقدير التباعد الجيني بينهما Genetic distance بين نوعين اثنين أو صنفين ومن الأمثلة طرق التقدير هي لهذه النسب هي (PCR , DNA / DNA , DNA /RNA) .

يمكن اعتبار جزئية الـ DNA هي جزئية ثابتة بالحرارة Thermo stable molecule لحد ٧٠ درجة مئوية وذلك لعدة عوامل

١- عند تسخين سائل الـ DNA بصورة كافية لكسر الأصرة الهيدروجينية التي تربط

الشريطين مع بعضهما (عند هذه الدرجة تضعف هذه الأواصر ويتم كسرها)

٢- عند حدوث ذلك سوف ينفصل الشريطين بعملية يطلق عليها تشوه الـ DNA

(DNA Denaturation) أو إذابة الـ DNA (DNA melting)

فدرجة الحرارة التي عنده يكون شريطين الـ DNA منفصلين تكون نصف مشوه تسمى درجة الحرارة

الإذابة (**Temperature malting**) (**Tm**) وتعرف هذه الدرجة بأنها الدرجة التي يكون عندها

٥٠% من شرائط الـ DNA مزدوجة Double strand و ٥٠% من الشرائط تكون منفردة

Single strand وهذه الدرجة (**Tm**) تعتمد على عدة عوامل منها :

(١) الأواصر الهيدروجينية ضمن الهيكل في العينة

(٢) نسبة أزواج الـ GC ، لأن الأصرة الثلاثية بين الأزواج G=C تكون أكثر ثباتا من الأصرة

المزدوجة بين أزواج A=T

نقطة الإذابة لعينة الـ DNA ترفع من كمية المعلومات عن مكونات العينة من القواعد

(G/C content) composition

الشريط المزدوج لـ DNA تكون قواعد النيوكليوتيدات مكاملة لبعضها البعض وبعبارة أخرى ، G=C


A=T لذلك نتبع القانون التالي

$$AT\% + GC\% = 100\%$$

$$1 = (T+C) / (A+G)$$

قياس نسبة الـ DNA بواسطة تحليل منحني الذوبان


Measurement of DNA (G-C)% ratio by melting curve analysis



شكل (٥٩) منحني الذوبان

قيمة درجة الذوبان (T_m - value) للـ DNA يمكن تعيينها وحسابها من خلال قياس الامتصاصية عند 260 nm ، تباعد أو تقارب أزواج القواعد النيتروجينية تجلب أو تؤدي إلى زيادة في الامتصاصية ، ويطلق على ذلك تأثير اللوني المفرط Hyper chromatic effect .

التغيير في التركيب الثانوي للـ DNA يحدث نتيجة لرفع درجة الحرارة ، وهذا يغير من امتصاص الضوء ، مثال على ذلك إذا كان سائل الـ DNA ذي الشريط المزدوج فن معدل الامتصاص له عند 260 nm = 1.00 ، فالسائل الـ DNA ذي الشريط المفرد (الواحد) يكون معدل الامتصاص له عند نفس التركيز 260 nm = 1.37 هذه العلاقة توصف في اغلب الأحيان بان السائل ذي الـ DNA المزدوج أصبح فائق اللونية Hyperchromatic ، عند التسخين ، هذا الاختلاف يتعلق بأن لولب (حلزون) الـ DNA يكون مكسد وعندما يتم تبريد اشربة الـ DNA المنفصلة تدريجيا تعود إلى طبيعتها Renaturated ، فبذلك فان الامتصاصية للعينة سوف تقل بسبب Hyperchromatic سوف ينخفض وحتى نحدد الـ (T_m - value) نجعل قيم الامتصاصية مخططة ضد درجة الحرارة المطابقة كما في الشكل (٦٠)



شكل (٦٠)

طريقة العمل The method

- ١) علق عينة الـ DNA بـ TE-Buffer حتى نحصل على تركيز عمل ٢٠ مايكروغرام / مل
- ٢) يجب تصفير جهاز المطياف عند Blank بـ TE-Buffer
- ٣) سخن عينة الـ DNA بصورة تدريجية في حمام مائي Path water وقم بقياس الامتصاصية عند درجات الحرارة ٥٠ و ٦٠ و ٧٠ و ٨٠ و ٩٠ و ١٠٠
- ٤) ارسم منحنى الإذابة لـ DNA (DNA melting curve) وذلك بوضع قيم الامتصاص ضد قيم الحرارة المطابقة لها.. فان نقطة الالتواء للمنحنى هي تمثل نقطة الإذابة لعينة الـ DNA تحت الدراسة

٥) احسب مولات الـ G-C% باستعمال المعادلة التالية :

$$Tm = 70 + (0.47 \times G + C\%) \quad .1$$

$$G-C\% \text{ OF DNA Samle} = (Tm - 70) \times 2.5$$

ولتقدير درجة الحرارة (TOR) Temp. renaturation (TOR) نستعمل المعادلة التالية :

$$TOR = 52 + (0.47 \times G + C\%) \quad - 2$$

ومن المعادلتين ١ و ٢ نشق المعادل رقم ٣

$$Tm = TOR + 18 \quad - ٣$$

المختبر الثاني عشر

التقدير الكمي لتركيز الـ DNA

Quantitative concentration of DNA

يمكن تقدير تركيز الـ DNA بشكل تقريبي وحالة جزيئة الـ DNA عن طريق ترحيل العينة على هلام الاكاوز Agar's gel وهذه التقديرات تكون غير دقيقة لان الترحيل في الكثير من الحالات يتضمن العديد من الحزم أو الانتشار على شكل مسحة على الهلام ، فضلا عن احتياج العملية إلى الوقت الطويل ، ولذلك لغرض التقدير الكمي لتركيز الـ DNA في العينة يستخدم جهاز المطياف الضوئي باستخدام أشعة فوق البنفسجية UV Spectrophotometer ويجري قياس الامتصاص عند الطول الموجي ٢٦٠ نانوميتر (nm) والذي يمثل اعلى قيمة الامتصاص للـ DNA شكل (٦١) .

مع ذلك فان قيمة الامتصاص تختلف من جزيئة DNA إلى الاخرى وذلك حسب تركيبها من القواعد النتروجينية ، أذ أن كل قاعجة نتروجينية تختلف في قابلية الامتصاص عن القواعد الاخرى ، وبصورة عامة يكون أمتصاص الحلزون المزدوج للـ DNA وفق المعادلة التالية

$$1 \text{ OD}_{260} \text{ unit} = 50 \text{ ug/ml}$$

وبصورة تطبيقية :

(١) نقوم بإضافة ١٥ مايكروليتر من عينة الـ DNA إلى ٧٣٥ مايكروليتر من محلول المنظم TE **ملاحظة مهمة** (لا يستخدم ماء مقطر في هذه الحالة لتجنب مسخ الـ DNA وتحولة إلى خيوط مفردة)

(٢) يخلط المحلول جيدا وتتم قراءة للكثافة الضوئية (OD) Optical density عن الطول الموجي ٢٦٠ و ٢٨٠ نانوميتر (nm) ... تستخدم النسبة بينهما لتحديد النقاوة ، ويجرى حساب تركيز الـ DNA في العينة وفق المعادلة التالية :

$$\text{OD}_{260} \text{ of sample} \times \text{dilution factor} \times 50 \text{ ug/ml}(1\text{OD}) = \text{ug/ml DNA}$$

حيث أن :

OD_{260} تمثل الكثافة الضوئية لامتصاص الحامض النووي DNA عند طول الموجة (٢٦٠ نانوميتر)

Dilution factor يمثل عامل التخفيف

٥٠ يمثل رقم ثابت (تمثل كمية الـ DNA ٥٠ مايكروغرام / مل والتي تمتص وحدة واحدة من (OD

مثال :

توفرت لدينا عينة من الـ DNA مستخلصة ٥ مايكروليتر في ١ مل ، وأعطت قراءة في جهاز المطياف الضوئي عند $OD_{260} = 0.14$ ، وكان معامل التخفيف $1000 / 5 = 200$ ، احسب تركيز الـ DNA

الحل :

المعادلة هي

$$OD_{260} \text{ of sample} \times \text{dilution factor} \times 50 \text{ ug/ml} (1OD) = \text{ug/ml DNA}$$

فبذلك نطبق المعلومات أعلاه فيكون الناتج

$$0.14 \times 200 \times 50 = 1400 \text{ ug/ml} = 1.4 \text{ mg/ml}$$

ثم بعد ذلك أي بعد تقادير الكمي نقوم بتعديل لعينة الـ DNA إلى ٠.٣ مايكروغرام / مايكروليتر أو إلى التركيز المرغوب من قبل الشخص العامل أو (الباحث) باستخدام المحلول المنظم TE ثم يخزن عند درجة ٤ درجة مئوية لفترة قصيرة أو يجمد لفترة طويلة .

تختلف قراءة جهاز المطياف الضوئي للكثافة الضوئية حسب طبيعة الـ DNA الموجودة في العينة حيث وجدت القراءات الآتية لجزيئات الأحماض النووية كما في الجدول (٥)

جدول (٥) قراءة الأحماض النووية

التركيز مقابل كل وحدة كثافة ضوئية Concentration (ug/ml)per A260 unit	الحامض النووي Nucleic acid
٥٠	ds DNA حلزون مزدوج
٣٣	ss DNA خيوط مفردة
٤٠	ss RNA حامض نووي RNA

لقد أشار Clark و Christopher (٢٠٠٠) إلى أن البروتينات أيضا تمتص الأشعة فوق البنفسجية ويمكن بموجب ذلك إجراء التقدير الكمي لتركيزها في العينة .. كما يمكن ملاحظة أن البروتينات تمتلك قمتين للامتصاص في الشكل السابق ().

الأولى : تكون عند طول الموجة ٢٣٠ نانوميتر وهي ناتجة عن امتصاص الأواصر الببتيدية والثانية : تكون عند طول الموجة ٢٨٠ نانوميتر وهي ناتجة عن الامتصاص بواسطة الحلقات الاروماتية للأحماض الامينية (الترينوفان ، التايروسين ، وفينيل الانين) وتستخدم لامتصاص عند طول الموجي ٢٨٠ نانوميتر عادة في تحديد تركيز البروتينات .

وتختلف قابلية الامتصاص من بروتين إلى الاخر حسب نسبة الاحماض الاروماتية في البروتين وتكون قيمة الامتصاص للبروتينات كما يلي

$$1 \text{ OD}_{260} \text{ unit} = 1 \text{ mg/ml protein}$$

يستخدم في جهاز المطياف الضوئي وعاء الكوارتز Quartz cuvettes (شرائح أو خلايا) لوضع العينة في الجهاز لان الكوارتز لا يمتص الأشعة فوق البنفسجية بينما يمتص الزجاج والبلاستيك هذه الأشعة ويتداخل في القراءات .

ويستخدم المحلول المنظم TE لتصفير الجهاز وتخفيف العينات وتكون قراءة الجهاز لعينة ال DNA عند طول موجة ٢٦٠ نانوميتر هي ٠.١٥ .

كما يستخدم جهاز المطياف الضوئي لتحديد نقاوة محلول ال DNA عن طريق مقارنة قيم الكثافة الضوئية للمحلول عند أطوال موجية مختلفة .

وعادة تجرى قراءة محاليل ال DNA عند الأطوال الموجية ٢٣٠ و ٢٦٠ و ٢٨٠ نانوميتر كما يجب تصفير الجهاز باستخدام محلول المنظم TE باعتباره محلول بلانك BLANK مع كل طول موجة ، وتستخدم النسبة لقراءة الامتصاص ٢٦٠ / ٢٨٠ لتحديد نقاوة ال DNA .. وتكون نقاوة ال DNA ١.٨ ، وعند ارتفاع النسبة تشير إلى وجود شوائب RNA في المحلول .. أما إذا كانت النسبة اقل من ١.٨ فذلك يعطي إشارة إلى وجود التلوث بالبروتين والفينول .

كما هنالك طريقة بديلة لكشف التلوث بالبروتينات والفينول باستخدام النسبة للامتصاص ٢٦٠ / ٢٣٠ وتكون النسبة أكبر من ٠.٥ دلالة على التلوث .


المختبر الثالث عشر

استحداث نباتات محورة وراثية GM Plants

لقد تم شرح تقانة الاكروباكتيريم في مادة النظري ، حيث يمكن استخدام هذه التقانة في النباتات ذات الفلقتين ، لكنها لا يمكن استخدامها في نباتات ذات الفلقة الواحدة كما في الحنطة والشعير والبصل والثوم والاذرة والرز ، فبذلك تستخدم في هذه المجموعة تقانات مختلفة تعتمد على تقانة النقل المباشر Direct transfer ومن هذه التقانات طريقة إطلاق الدقائق Bombardment وفي هذه التقانة يتم قذف الخلايا النباتية المراد تحويلها وراثيا بحبيبات من التكتستين Tungsten أو الذهب Gold قطرها حوالي 1 ميكرومتر ومغلقة بالحامض النووي DNA المطلوب نقله النبات كما في الخطوات التالية : -


- (1) توضع الحبيبات في الطرف الأمامي (المقدمة) لطلقة بلاستيكية Microprojectile داخل ماسورة جهاز الاطلاق التي تفرغ من الهواء حتى لا تقل سرعة القذيفة بفعل مقاومة الهواء
- (2) يتم إطلاق القذيفة باستخدام مدفع إطلاق الدقائق Biolistic gun أو Particle gun بسرعة حوالي 400 م/ ثانية (حوالي 1400 كم/ ساعة) وتتوقف الطلقة البلاستيكية عند حاجز أمامي Retaining plate في مقدمة الماسورة بينما تندفع الدقائق المغلفة بـ DNA إلى داخل الخلايا كما في الشكل (62)
- (3) يكون الهدف عبارة عن خلايا أو أنسجة نباتية مزروعة في أطباق أو أقراص أوراق نباتية أو غير ذلك ويوضع الهدف في منطقة مفرغة من الهواء قريبة من فوهة ماسورة جهاز الإطلاق

٤) بعد عملية Bombardment تنقل الخلايا إلى بيئات زراعية انتخابية ويتم استيلاد (توالد) Regeneration النبات الكامل .



شكل (٦٢) جهاز إطلاق الدقائق Bomberdment

وهناك نوع آخر من أنظمة تقانة إطلاق الفذائق Particle delivery، آذ تكون فيه الدقائق المعدنية المغلفة بالحامض الـ DNA تسمى (Microprojedtiles) ملتصقة على سطح قرص حامل الدقائق Macrocarrier ويتسخدم فيه غاز الهليوم المضغوط والموجود خلف قرص التمزق Rupture disk لدفع قرص الحامل للدقائق Macrocarrier بما عليه من دقائق معدنية مغلفة بالحامض DNA فيتحرك هذا القرص بسرعة ويصطدم بشبكة من السلك، تسمى شبكة التوقف Stopping screen فيتوقف القرص بينما تتدفع الدقائق المعدنية المغلفة بالحامض النووي DNA لتصيب الهدف من الخلايا أو الأنسجة النباتية، وتتطلب هذه الطريقة أن تكون غرفة (الحجرة) التي توضع فيها الخلايا أو الأنسجة مفرغة من الهواء وذلك لكي لا تقل سرعة القذيفة بفعل مقاومة الهواء كما في الشكل (٦٣)



شكل (٦٣) جهاز قذف الدقائق يعمل بغاز الهليوم




د. إسراء عبدالحسين جاسم



شكل (٦٤) جهاز قذف الجين العامل بغاز الهليوم المستخدم في مختبرات التقانة الحيوية





يتبع






تابع



شكل (٦٥) خطوات استخدام جهاز قذف الجينات العامل بغاز الهليوم

الشكل (٦٦) أدناه يبين بعض المواصفات لجهاز ، حيث يلاحظ هنالك عدة أجزاء منه وهي
A = المسافة بين قرص التمزق Rupture disk إلى القرص حامل الدقائق Macrocarrier
B = المسافة التي يندفع فيها القرص الحامل للدقائق بما عليه من دقائق معدنية مغلقة بالحامض
DNA وحتى يصطدم بشبكة التوقف Stopping screen
C = المسافة من شبكة التوقف Stopping screen وحتى الخلايا النباتية التي هي الهدف




شكل (٦٤) وصف جهاز إطلاق الدقائق

كما هنالك نوع آخر من أجهزة تقانة إطلاق الدقائق وهي كنظام عمل المسدس ، تسمى مسدس الجينات ، هذه لا تحتاج إلى تفريغ الهواء ويمن استعمالها على الخلايا والأنسجة المختلفة *In vitro* أو مع كائن حي كامل *In vivo* كفتران التجارب وغيرها . وفي هذه الطريقة يتم قذف الخلايا المراد تحويلها وراثيا بحبيبات من الذهب مغلفة بالحامض DNA وذلك باستخدام غاز الهليوم المضغوط وفي هذه التقانة يتم لصق حبيبات الذهب المغلفة بالحامض النووي DNA على السطح الخارجي لأنابيب بلاستيكية خاصة ثم قطعها على هيئة Cartridges طولها نصف بوصة (أنج) وتعبئتها في المسدس كما في الشكل التالي (٦٧)




شكل (٦٧) مسدس الجينات Gene gun



شكل (٦٨) مخطط لمسدس الجينات




شكل (٦٩) طريقة استخدام مسدس الجينات على النبات



شكل (٧٠) رسم تخطيطي لمسدس الجينات

البذور الانتحارية Suicide seeds

تهدف الأبحاث والدراسات في شركات التقنية الحيوية والتي تنتج نباتات محورة وراثيا GM PLANTS إلى حماية المنتج باستخدام تقنية تعرف باسم تقنية الإنهاء Terminator (technology) ، وتعتمد هذه التقنية على إحدى الطريقتين :-
الأولى : حماية صنف النباتي Variety productive ، إذ تكون البذور الناتجة على النبات المحور وراثيا GM Plants بذور عقيمة فبذلك تسمى هذه التقنية بتقانة البذور الانتحارية Suicide seeds حيث لا يمكن للمزارع إن يجمع البذور من هذه النباتات لأجل زراعتها في المستقبل ولا بد من شراء بذور جديدة من شركات التقنية الحيوية التي تنتج النبات المحور وراثيا عند كل موسم زراعة .



شكل (٧١) تعبير عن رفض للبذور الانتحارية

تواجه تقنية البذور الانتحارية معارضة شديدة من منظمات إنسانية عديدة لان هذه التقنية سوف تجعل ملايين المزارعين الفقراء في الدول الفقيرة والنامية مضطرين إلى الاعتماد على شركات التقانات الحيوية في الدول المتقدمة والمنتجة لنباتات المحورة وراثيا بغية شراء البذور سنويا .
الثانية : حماية الصفة Trait productive : الجينات التي تم نقلها إلى النبات لا تعمل (أي لا تظهر الصفة المحسنة على النبات) إلا بعد معاملة النبات بمادة كيميائية تسمى المنشط Activator وفي هذه الطريقة تكون البذور الناتجة على النبات ناضجة فسيولوجيا أي غير عقيمة وبالتالي يمكن للمزارع أن يجمع هذه البذور من المحصول الناتج لزراعتها في المستقبل ، لكن كما

سبق توضيحه لا يحصل المزارع على الصفة المحسنة في النبات إلا إذا قام بمعاملة النبات بالمادة المنشطة التي يتم شراؤها من الشركة المنتجة لنبات المحور وراثيا وذلك عن كل زراعة .
وفكرة الطريقة هذه تشبه إلى حد ما لفكرة كارتات الشحن المستخدمة في مجال الاتصالات ، فبذلك المادة المنشطة تلزم لشحن (تشغيل) الجينات أو لشحن (ظهور) الصفات المرغوبة على النبات المحور وراثيا .