


البروتينات Proteins

البروتينات: هي عبارة عن مركبات بوليمرية جزيئية كبيرة وهي مواد عضوية غير بسيطة معقدة التركيب ومتكونة من وحدات من الأحماض الأمينية مرتبطة بأواصر خاصة تدعى بالأواصر الببتيدية (Peptide bond).

تتألف من عناصر أساسية هي C , N , H , O وأحياناً توجد فيها عناصر أخرى مثل Cu , P , Fe , S. أوزانها الجزيئية كبيرة تتراوح ما بين $(10^4 - 10^6)$ دالتون. تتكون البروتينات من تكاثف ألفا-كاربوكسيل (α -COOH) للحامض الأميني الأول مع ألفا-أمينو (α -NH₂) للحامض الأميني الثاني.



تتميز البروتينات عن الكربوهيدرات والدهون باحتوائها على نسبة عالية من النيتروجين وتصنع البروتينات في النباتات من نترات ($\text{NO}_3-\text{H}_2\text{O}-\text{CO}_2$) - كبريتات $\text{SO}_4^{=}$ - فوسفات $\text{PO}_4^{=}$ عبر عملية التركيب الضوئي وعمليات أخرى.

وظائف البروتينات (عزز معلوماتك من مصادر أخرى إضافة إلى مادة النظري)

1. تستخدم كمحفزات.
2. عناصر تركيبية.
3. بروتينات ناقلة.
4. هورمونات.
5. عوامل دفاعية.
6. بروتينات خازنة.
7. بروتينات متقلصة.
8. صيانة الضغط الأزموزي و pH.
9. مصدر للطاقة.


الصفات الفيزيائية للبروتينات

- 1) ذائبة في الماء وقليلة الذوبان في الكحول وغير ذائبة في الايثر.
- 2) تكون محاليلها المائية بشكل محلول غروي ضبابي حيث يترسب البروتين باستخدام عدد من المواد :

- آ. أملاح كبريتات الأمونيوم المشبعة.
 - ب. مذيبات عضوية مثل الاسيتون والكحول.
 - ج. مواد كاشفة حامضية مثل ثلاثي كلوروحامض الخليك.
 - د. عند نقطة التعادل الكهربائي.
- (3) تعطي ألوان خاصة عند تفاعلها مع كواشف معينة.


الاحماض الأمينية Amino acid

عبارة عن مركبات عضوية تحتوي على مجموعة كاربوكسيل Carboxylic group (-COOH) ومجموعة أمين Amino group (-NH₂) في الموقع الفا ولهذا سميت حوامض أمينية من نوع الفا (α).



L- amino acid

- أغلب الأحماض الأمينية الموجودة في سوائل الجسم الحي تتكون من نوع (L).
- جميع الأحماض الأمينية تمتلك ذرة كاربون غير متماثلة asymmetrical (ذرة كاربون تتصل بأربعة مجاميع مختلفة) ماعدا الكلايسين.
- هناك أحماض أمينية أساسية لا يستطيع جسم الانسان تكوينه داخل جسمه لذلك يجب توفرها في الغذاء مثل (اللايسين - ميثيونين - ثريونين - تربتوفان - فنيل الانين ...)
- جميع الأحماض الأمينية (ماعدا الكلايسين) لها القابلية على تدوير الضوء المستقطب نحو اليمين أو اليسار كونها فعالة بصرياً (Optical reactive)
- تتواجد الأحماض الأمينية داخل الجسم أو السوائل البيولوجية المتعادلة بشكل متآين أي أيونات ثنائية القطب (Dipolar).




H.w

- ماهو عدد الأحماض الأمينية الموجودة في جسم الكائن الحي؟ مع كتابة التراكييب الكيميائية.
- صنف الأحماض الأمينية حسب ألفة مجموعة R للماء ؟

الكشف عن عناصر البروتين [C , H , O , N , S]

نأخذ أنبوبة اختبار جافة ونظيفة ويوضع فيها كمية مناسبة من الالبومين Albumin
ثم نسخن مباشرة ونلاحظ النتائج الآتية:

- (1) تحول ورقة عباد الشمس الحمراء (Litmus paper) المبللة بالماء إلى اللون الأزرق دلالة على تحرر غاز الأمونيا (NH_3) مما يدل على وجود النيتروجين والهيدروجين (H,N).
(2) نشوء قطرات من الماء على جدران أنبوبة الاختبار دلالة على تحرر الماء (H_2O) أي يدل على وجود الهيدروجين والأكسجين (H,O).
(3) تفحم الماء المتبقية من الالبومين Albumin دلالة على وجود الكربون (C).
(4) ظهور رائحة كريهة دلالة على تحرر غاز كبريتيد الهيدروجين (H_2S) يدل على وجود الكبريت والهيدروجين (H,S).



الكشوفات اللونية للبروتينات والأحماض الأمينية

(1) كشف بايوريت Biuret test

وهو كشف عام عن البروتينات فقط (أي المركبات التي تحتوي على أكثر من أصرتين ببتيديتين) فأكثر من أوامر متعدد الببتيد، لذا فان جميع الأحماض الأمينية تعطي نتيجة سالبة (-ve) مع بايوريت.

كشف بايوريت يعتبر من أهم الكشوفات اللونية عن البروتينات حيث تتفاعل هذه المركبات (الحاوية على أصرتين أو أكثر من متعدد الببتيد) مع كاشف بايوريت وتعطي لون بنفسجي أو وردي.


مكونات كشف بايوريت: (كبريتات النحاس $CuSO_4$ + هيدروكسيد الصوديوم NaOH)

H.w

- هناك بعض الجزيئات غير بروتينية مثل اليوريا تعطي نتيجة موجبة مع كشف بايوريت؟
أذكر السبب معزراً إيجابتك بالمعادلات.


مبدأ الكشف

تتفاعل البروتينات مع كبريتات النحاس $CuSO_4$ القاعدية لتكون معقد بنفسجي اللون بوجود قاعدة قوية NaOH.




ملاحظة:

تتجنب الزيادة من كبريتات النحاس CuSO_4 لأن هذه الزيادة تعطي اللون الأزرق الناتج من تكون هيدروكسيد النحاسيك $\text{Cu}(\text{OH})_2$ والذي يتداخل مع اللون البنفسجي وبالتالي تعتبر النتيجة خاطئة.




طريقة العمل:

(a.a تعني amino acid أحماض أمينية)



مع مراعاة الرج والتحريك المستمر عند إضافة كل قطرة لأنه في حالة عدم الرج سوف يتراكم اللون الأزرق وأحياناً يترسب.




جميع البروتينات تعطي لون بنفسي ماعدا الجيلاتين Gelatin يعطي لون بنفسي مزرق لأن عدد الأواصر الببتيدية كثيرة جداً. والبيتون يعطي لون وردي لأنه بروتين مشتق إذن تعتمد شدة اللون على عدد الأواصر الببتيدية الموجودة في البروتين.


(2) كشف الننهايدرین Ninhydrine test

وهو كشف عام لجميع البروتينات والأحماض الأمينية إذ تعتمد نتيجة الكشف الموجبة على وجود مجموعة الفا-أمين $\alpha\text{-NH}_2$. لهذا فان جميع الأحماض الأمينية والبروتينات تعطي نتيجة موجبة مع الننهايدرین (لون ارجواني)، ماعدا البرولين والهيدروكسي برولين إذ تعطي نتيجة سالبة (-ve). لماذا؟

مبدأ الكشف:


يعتبر الننهايدرین مادة مؤكسدة قوية جداً تعمل على أكسدة الحامض الأميني منتجة NH_3 و CO_2 والديهيد. والننهايدرین المختزل هو هيدرین داننتین (hydrine dantine) بعد ذلك يتفاعل مع الأمونيا المتحررة مكوناً معقداً أزرق اللون أو بنفسجي ويجري الكشف عند $\text{pH}=4-8$.





∴ كشف الننهايدرین عام لجميع البروتينات والأحماض الأمينية ما عدا البرولين والهيدروكسي برولين تعطي نتيجة سالبة (-ve)

طريقة العمل: نأخذ أولاً أنبوبة اختبار نظيفة ثم نجري الخطوات التالية:



نلاحظ النتيجة

(-ve)

لون أصفر

(+ve)

معقد بنفسجي




ملاحظة:

تستخدم هذه الطريقة للتقدير الكمي لتركيز الحامض الأميني في المحلول.

(3) كشف هوبكن كول (Hopkin Cole test) ويدعى أيضاً Glyoxylic acid Reaction

مبدأ الكشف:

وهو كشف (خاص) بالتربتوفان Tryptophan والبروتين الحاوي على التربتوفان لأن مجموعة الأندول الموجودة في التربتوفان تتفاعل مع حامض الكلايوكسليك بوجود حامض الكبريتيك المركز (H_2SO_4) لينتج حلقة أرجوانية في البروتينات أو حلقة صفراء في حالة التربتوفان لوحده.



طريقة العمل:



- (1) 1 ml of Try. Or Alb. Peptone (+ve) // Gel. (-ve)
- (2) 1 ml of glacial acetic acid (حامض الخليك الثلجي)
- (3) Mix well
- (4) drop by drop H_2SO_4 (conc.) \approx 1 ml

ملاحظة:

- يضاف حامض الكبريتيك المركز (H_2SO_4) على جوانب أنبوبة الاختبار لغرض تكوين طبقتين.
- عند عدم ظهور الحلقة نعرض أنبوبة الاختبار للحرارة.

H.w


- لماذا الجيلاتين يعطي نتيجة سالبة (-ve) مع هوبكن كول؟

(4) كشف الزانثوبروتك Xanthoproteic test


يعتمد هذا الكشف على وجود حلقة البنزين (Benzene ring) ويمكن من خلال هذا الكشف التمييز بين الأحماض الأمينية الأروماتية (+ve) والأحماض الأمينية الأليفاتية (-ve).

مبدأ الكشف:


يتم الكشف بتفاعل حامض النتريك المركز (HNO_3 conc.) مع الحامض الأميني ليعطي لون أصفر يتحول إلى اللون البرتقالي، إذ يحدث عملية نيترة (Nitration) وهي عبارة عن عملية إدخال مجموعة نيترو (NO_2) إلى المركب ليكون اللون الأصفر وبوجود الأمونيا يتحول إلى اللون البرتقالي.




قسم من الأحماض الأمينية الأروماتية



Phenyl alanine
فنيل الانين




Tyrosine
تايروسين



Tryptophan
تربتوفان


طريقة العمل:



(5) كشف ميلون Millon's test


يستعمل هذا الاختبار لتشخيص الحامض الأميني التايروسين (Tyrosine) وهو نوع من الأحماض الأمينية التي تتميز باحتوائها على مجموعة الفينول المتكونة من (Benzene ring + OH) أي حلقة بنزين + مجموعة هيدروكسيل، حيث يعطي لون أحمر نتيجة تفاعله مع نترات الزئبق المذابة في حامض النتريك (Hg(NO₃)₂ in HNO₃)

مكونات كاشف ميلون: يتكون من (HNO₃ و Hg)



طريقة العمل:

- (1) يضاف (1 ml) من الحامض الأميني أو الألبومين في أنبوبة اختبار نظيفة.
- (2) تضاف (5) قطرات من كاشف ميلون (Millon reagent).
- (3) يرج المحلول جيداً.
- (4) يسخن المزيج لمدة (5) دقائق في حمام مائي لينتج راسب أحمر.



نلاحظ النتيجة

- (-ve) عدم تكوين راسب أو محلول أحمر
(+ve) راسب أحمر

ملاحظة:


- (1) عند تكون راسب أحمر فذلك يدل على وجود التايروسين في جزيئات البروتين.
- (2) عند تكون محلول أحمر وليس راسب فذلك يدل على وجود الحامض الأميني (التايروسين) لوحده.

H.w

- هل يعطي الحامض الأميني فنيل الاتين (phenyl alanin) كشف موجب (+ve) ولماذا؟

(6) كشف ساكاجوجي Sakaguchi's test

وهو كشف (خاص) عن الحامض الأميني الأرجنين (Arginine) والذي يحتوي على الكواندين حيث يعطي هذا الكشف لون أحمر عند تفاعله مع α -نفتول وعامل مؤكسد (Br_2/H_2O) .



مكونات كاشف ساكاجوجي: يتكون من α -naphthol و NaOH و Br_2/H_2O

ملاحظة:


لا نضيف زيادة من ماء البروم لكي لا يحصل تداخل في اللون يؤدي إلى نتيجة خاطئة.

H.w

- هل يستخدم هذا الكشف لجميع البروتينات. ولماذا؟


طريقة العمل:

- (1) نأخذ (1 ml) من الحامض الأميني في أنبوبة اختبار نظيفة.
- (2) نضيف (8) قطرات من هيدروكسيد الصوديوم.
- (3) بعد ذلك يضاف (3-5) قطرات من α -naphthol وبعدها يرج المحلول جيداً.
- (4) نضيف قطرة قطرة من ماء البروم لحين ظهور اللون الأحمر البراق.






(7) كشف السستين - السستين Cysteine - Cystine test

إن الأحماض الأمينية التي تحتوي على مجموعة الثايول (SH) تعطي نتيجة موجبة مع هذا الكشف مثل السستين (Cystein).



كما يعطي السستين كشف موجب (+ve) بالرغم من احتوائه على مجموعة الثايول إلا أنه يحتوي على أصرة ثنائي الكبريتيد التي تتفكك بسهولة عند التسخين لينتج مجاميع الثايول.




مبدأ العمل:

الكبريت الموجود في الجزء العضوي سوف يتحول إلى الجزء اللاعضوي وبالتسخين مع هيدروكسيد الصوديوم (40 % NaOH) وإضافة خلات الرصاص يتكون الراسب الأسود أو القهوائي.

يحتوي [الألبومين - الشعر - الأظافر - الصوف - الخشب] على كميات كبيرة من السستين والسستين لذلك تعطي نتيجة موجبة (+ve) وتعتمد شدة اللون (لون الراسب) على نوعية وكمية الحامض الأميني في العينة المستخدمة.

طريقة العمل:

- 1) نأخذ (1 ml) من السستين أو الشعر أو الأظافر.
- 2) يضاف (5) قطرات من هيدروكسيد الصوديوم 40 % NaOH.
- 3) يسخن المزيج لمدة (10) دقائق ثم يبرد.
- 4) يضاف (1ml) من خلات الرصاص ثم يسخن المحلول لمدة (5) دقائق إذ يتكون راسب أسود أو بني اللون.



- (1) 1 ml of Cysteine , Cystine , fingernail or Hair
- (2) 5 drops of 40% NaOH.
- (3) Heating the mix. (10) min. & cooling.
- (4) 1 ml $Pb(CH_3COO)_2$ & heating for (5) min.

H.w

- هل يعطي المثيونين نتيجة موجبة (+ve) مع كشف السستين - السستين. ولماذا؟

مخطط تشخيص مادة مجهولة (بروتين ، أحماض أمينية)

(بروتينات + أحماض أمينية)

Alb. / Arg. / Cyste. / Try. / Tyr. / Pro.
برولين تايروسين تربتوفان سستين أرجنين البومين

كشف بايوريت Biuret

للتمييز بين البروتينات والأحماض الأمينية

الأحماض الأمينية (-ve) (لون أزرق)
هيدروكسي برولين ، برولين ، تايروسين ،
تربتوفان ، سستين ، أرجنين

البروتينات (+ve)
مثل الألبومين ، كلوبيولين ، الجيلاتين
(معدن بنفسجي اللون)

اختبار التسخين والتجلط heat test

Alb. (+ve)

كشف الننهايدرين Ninhydrine

(-ve) سالب (لون أصفر)
برولين أو هيدروكسي برولين
(لا تحتوي $\alpha\text{-NH}_2$)

(+ve) موجب (معدن بنفسجي اللون)
تايروسين ، تربتوفان ، سستين ، أرجنين
(جميعها تحتوي $\alpha\text{-NH}_2$)

كشف ميلون Millon's

(-ve) سالب (عديم اللون)
تربتوفان ، سستين ، أرجنين
(أحماض أمينية لا تحتوي على مجموعة فينول)

(+ve) موجب (معدن أحمر اللون)
تايروسين
(حامض أميني يحتوي على مجموعة فينول)

كشف الزانثوبروتك Xanthoproteic

(-ve) سالب (عديم اللون)
سستين ، أرجنين

(+ve) موجب (أصفر إلى برتقالي اللون)
تربتوفان

للتأكيد

كشف ساكاجوجي Sakaguchi

كشف خاص عن الأرجنين

كشف هوبكن كول Hopkin Cole

(-ve) سالب
لا يتكون حلقة صفراء

(+ve) موجب
حلقة صفراء
تربتوفان

كشف السستين-السستين Cystine-Cysteine

كشف خاص عن السستين