

الدرس العملي الأول

تحضير الوسيط الغذائي Culture Media Proportion

أهداف التجربة :-

- ١) لدراسة الطرق المستعملة في تحضير الأوساط الغذائية الخاصة لنمو الكائنات الدقيقة المختلفة وبالأخص البكتريا , وكيفية تعقيم هذه الأوساط الغذائية وكيفية المحافظة عليها معقبة وبعيدة عن التلوث من الهواء الخارجي تماما .
- ٢) معرفة مصدر الكربون , مصدر الطاقة , مصدر النتروجين والعناصر الغذائية الأخرى في ذلك الوسيط وكذلك العامل الذي يعمل على بقاء الوسيط الغذائي بحالة صلبة مع ملاحظة سبب عدم وجود أي من المصادر السابقة الذكر .
- ٣) لدراسة صفات الأكار - آكار (Agar - Agar) التي تجعله مناسب جدا لتصليب الأوساط الغذائية ومقارنته بمصادر أخرى .

مقدمة : Introduction

من المواضيع المهمة جداً والأساسية في مختبرات المايكروبيولوجي هي طريقة تحضير الوسيط الغذائي (الغذاء الذي نستعمله في تنمية الكائنات الدقيقة كل حسب نوعها) بالرغم من صغر حجم الخلية البكتيرية إلا أنها تحتاج إلى غذاء يشابه في تركيبه بدرجة كبيرة الغذاء الذي يحتاجه أي كائن حي آخر , وتتركب الخلية البكتيرية من البروتين والكربوهيدرات إضافة إلى مواد أخرى , وبما أنه هذه المركبات تتكون أصلاً من الكربون والأكسجين , والهيدروجين , والنتروجين لذلك يجب عند تحضير أي وسط غذائي أن نضع في فكرنا توفير هذه العناصر الضرورية في تركيبه إضافة إلى توفير مصدر الطاقة والماء في الوسيط الغذائي الضروري لأي كائن حي وكذلك البكتريا والكائنات الدقيقة الأخرى .

أنواع الأوساط الغذائية عامة

تقسم الأوساط الغذائية بصورة عامة إلى قسمين :

١) الأوساط الغذائية السائلة مثل (Nutrient Broth)

٢) الأوساط الغذائية الصلبة مثل (Nutrient Agar)

إن الوسيط الغذائي الصلب لا يختلف عن الوسيط الغذائي السائل وإنما فقط مضاف لها مادة (Agar - Agar) لجعل الوسيط في حالة صلبة وذلك لجعل البكتريا تنمو بصورة مستعمرات متفرقة على السطح الصلب والحصول على بكتريا بصورة نقية (Pure Culture) كذلك تنقسم الأوساط الغذائية إلى أوساط معروفة التركيب الكيميائي كما ونوعاً (Synthetic media) والأوساط غير معروفة التركيب الكيميائي (Non - Synthetic media) والأمثلة التالية توضح ذلك :

Non - Synthetic media

NaNO ₃	1.0 g
MgSO ₄	0.5
BeSO ₄	0.03 g
NaCO ₃	1.0 g
K ₂ HPO ₄	1.0 g
Distil Water	1000 ml

Synthetic media

Beef extract	3 g .
Peptone	5 g
Distil Water	1000 ml

أنواع البكتريا بالنسبة لمصدر الكربون والطاقة :-

تقسم البكتريا بالنسبة لمصدر الكربون والطاقة إلى قسمين :

القسم الأول :- تستعمل ثاني أكسيد الكربون (CO₂) كمصدر رئيسي للكربون وأكسدة المواد المعدنية

كمصدر رئيسي للطاقة , والوسط الغذائي الملائم لنمو البكتريا التابعة لهذا القسم هي (Synthetic media)

القسم الثاني :- تحتاج إلى وجود مادة عضوية في الوسط الغذائي لكي يستعمل كمصدر للكربون والطاقة ,

الوسط الغذائي التابع لهذا القسم والملائم لنمو البكتريا هو (Non-Synthetic media)

حيث وجود مستخلص اللحم (Beef Extract) هو مصدر عضوي للكربون والطاقة إضافة للـ (Peptone)

الذي يستعمل كمصدر للأوكسجين .

البيئات الصلبة :- Solid Media

من المواد التي استعملت قديماً لتصلب البيئات أو الأوساط الغذائية هي إضافة شرائح من البطاطا إلى ذلك

الوسط . بما أنه البطاطا تعتبر مصدر جيد للكربون والطاقة (مادة نشوية أو كاربوهيدراتية) لذلك سوف

تستعمل من قبل معظم البكتريا أو الفطريات وبالتالي وبعد فترة قصيرة سوف يتحول الوسط الغذائي من الصلب

إلى السائل , لذلك استبدل بالجيلاتين (Gelatin) ربما أن الجيلاتين يعتبر أيضاً مصدر للكربون والطاقة

لأنه مادة بروتينية معقدة ناقصة لذلك وجد أنه قسم من البكتريا المنتجة لأنزيم الـ (Gelatinizes) يمكنها أن

تحلله ويتحول الوسط إلى سائل إضافة إلى أن درجة انصهاره (٢٨ م) أي يتحول الوسط من الصلب إلى

السائل في أيام الصيف الاعتيادية ومن دون وجود أي نوع من البكتريا , ويجب أن يضاف بنسبة عالية جداً قد

تصل إلى (١٥ %) من الوسط (عملية غير اقتصادية) . المادة الملائمة جداً والتي تستعمل في الوقت

الحاضر لتحويل الأوساط الغذائية من السائلة إلى الصلبة هي أكار - أكار (Agar - Agar) وهي مادة

كاربوهيدراتية شديدة التعقيد تستخرج من بعض أعشاب البحر ويمكن لأي ميكروب أن يحللها وإن درجة

انصهارها حوالي (٩٦ م) أي الوسط الغذائي المضاف لها هذه المادة يبقى صلب ولا يتحول إلى سائل إلا عند

درجة حرارة أكثر من (٩٦ م) و يتجمد الوسط الغذائي المضاف له هذه المادة تحت درجة حرارة (٤٢ م)

إضافة إلى أنه مستعمل بنسبة أقل بكثير من استعمال الجيلاتين (١,٥ - ٢ %) وفي هذه الحالة إذا كان هناك

نوع من البكتريا يمكنها أن تحلله يجب في هذه الحالة استعمال الـ (Sillion gel) في جميع مختبراتنا سوف

تستعمل مادة الـ (Agar - Agar) لأنها الأكثر شيوعاً في الوقت الحاضر .

فيما يلي ملخص لأهم الفروق بين الأكار و الجيلاتين :

الجيلاطين	الأكار - أكار	الخواص
١٢ - ١٥ % مادة بروتينية معقدة ناقصة	١٥ - ٢ % مادة كاربوهيدراتية شديدة التعقيد تستخرج من بعض الأشعاب البحرية	١. نسبة إضغفة البيبة ٢. تركيبه
٢٨ - ٣٠ م تحت ٢٨ م	٩٦ م ٤٥ م	٣. درجة انصهاره ٤. درجة تجمده
تحلله كثير من البكتريا التي لا تفسد المنتجة لإنتاج الجيلاتين	جميع أنواع البكتريا تقريبا لا تحلله	٥. مقدره للبكتريا على تحلله

① Sterilization

تعقيم الأوساط الغذائية :-

تحضير أي وسط غذائي (بيبة غذائية) يجب أن يكون خاضع لشرطين أساسيين هما وزن الكميات الدقيقة المضبوطة من المواد الكيميائية المطلوبة ومن ثم المحافظة على البيبة بصورة معقمة لا طول فترة ممكنة. والتعقيم هو قتل كل شيء حي وحدم الوصول إلى التعقيم التام هو ليس من صفات الأعمال الميكروبيولوجية لذلك فهم الطرق المختلفة المستعملة في قتل الميكروبات ضروري للتوصل إلى هذا الهدف.

تعقم البيبات الغذائية التي لا تحتوي على مواد تتلف بالحرارة باستعمال جهاز الأوتوكليف (Autoclave) وهو جهاز يشبه تماما قدر الكاتم المستعمل في معظم المطابخ ولكنه أكبر وأكثر تطورا منه . في حالة عدم توفر الأوتوكليف يمكن استعمال القدر الكاتم الاحتيادي .

عملية التعقيم بهذا الجهاز تكون احتياديا تحت ضغط (١٥ باوند / ١ إنج) ودرجة حرارة (١٢١ م) ولمدة (١٥ - ٢٠ دقيقة) تحسب عندما يصل الضغط إلى (١٥ باوند / ١ إنج) ، وتختلف المدة والضغط بحسب حجم البيبة المراد تعقيمها .

الأوساط الغذائية الحاوية على مواد تتلف بالحرارة كالفيتامينات والأحماض الأمينية والسكريات عدا الكلوكوز يجب أن تعقم بطرق أخرى غير الأوتوكليف والطرق المفضلة هي استعمال الترشيح باستعمال مرشحات مختلفة أحدها (Millipore Filter) ذات الفتحات الدقيقة (٤٥ % ميكرون أو أقل) والتي لا تسمح بمرور البكتريا من خلال المرشح ولكنها تسمح بمرور الفيروسات فقط وبذلك تصبح البيبة معقمة بعد الترشيح (الفيروسات ليست مشكلة بالنسبة لعملنا لأنها تحتاج إلى أنسجة حية لكي تنمو ولا تنمو على وسط غذائي صناعي) .

تحضير الأوساط الغذائية السائلة والصلبة Nutrient Broth and Nutrient Agar

المواد المطلوبة

- مستخلص اللحم (Beef extract) ٦ غم
- بيتون (Peptone) ١٠ غم
- آكار - آكار (Agar - Agar) ٣٦ غم
- ماء مقطر (Distwater) ٢ لتر
- ماصات (Pipettes) حجم ١٠ مل
- بيكر (Beakers) عدد (٢) ٢٥٠ مل
- بيكر (Beakers) عدد (٢) ٥٠٠ مل
- فلاسكات (Flasks) عدد (٢) ٢٥٠ مل
- مصباح بنزن
- ميزان
- قضيب زجاجي (Glass Stirring rod)

طريقة العمل :- Methodology

أولاً : تحضير الـ Nutrient Broth

نظراً لكثرة عدد الطلاب ولعوامل اقتصادية سوف نقوم بتحضير ربع الكمية أي (٢٥٠ مل) فقط لذلك فجميع الكميات في هذه الحالة يجب أن تقسم على (٤) .

١. أمزج (١٠،٧٥٠ غم) من مستخلص اللحم و (١٠،٢٥٠ غم) من البيتون مع (٢٥٠ مل) من الماء

المقطر في بيكر حجمه (٥٠٠ مل) . رج جيداً لحين ذوبان جميع المواد

٢. اضبط درجة حموضة الوسط (pH) باستعمال جهاز (pH meter) عند توفره أو استعمال

الطريقة اللونية بإضافة حامض الهيدروكلوريك المخفف أو الصودا الكاوية (NaOH 0.5 N)

مع الرج المستمر لتعديل الـ (pH) إلى الدرجة الملائمة لنمو البكتيريا مثلاً وهي (٦،٨) .

(الأستاذ المسؤول سوف يقوم بشرح مفصل لهاتين الطريقتين)

٣. حضر خمس (٥) أنابيب اختبار من الوسط الغذائي السابق كل منها تحوي على (٨ مل) والباقي

ضعه في فلاسكات حجم (٢٥٠ مل) .

٤. غط الأنابيب و الفلاسك بالقطن (القطن سوف لا يسمح بدخول أي كائن حي من الهواء الخارجي

إلى الوسط الغذائي) وسوف يقوم الأستاذ المسؤول بتعليمك كيفية عمل السدادات الفظنية)

٥. عقم بجهاز الأوتوكليف تحت ضغط (١٥ باوند / انج^٢) ودرجة حرارة (١٢١ م) لمدة

(٢٠ دقيقة) . (اسأل الأستاذ المختص عن كل خطوة من خطوات التعقيم)

ثانياً : تحضير الـ Nutrient Agar

١. زن (٠,٧٥٠ غم) من مستخلص اللحم و (١,٢٥٠ غم) من الببتون و (٤,٥ غم) من الـ Agar .
في (٢٥٠ مل) من الماء المقطر في بيكر حجمة (٥٠٠ مل) , حدد بعلامة مستوى الماء في البيكر لكي يتم تعويض الماء المفقود اثناء الغليان .
٢. أغلي المخلوط السابق على مصباح بنزن مع الرج المستمر لكي لا تلتصق البيلة بأسفل البيكر وإلى أن يذوب الآكار (أطفئ النار بعد الغليان مباشرة) .
٣. أضبط الـ (pH) بالطريقة السابقة .
٤. حضر (٣) أنابيب اختبار كل منها يحوي على (٦ مل) (حسب حجم الأنبوية المتوفرة) وأعملها بطريقة الآكار المائل (Slant) و (٣) أنابيب بطريقة الـ (Agar Deep) كل منها يحوي (٦ مل) أيضاً وثلاثة بطريقة الـ (Agar Pour) كل منها يحوي على حوالي (١٣ مل) والباقي تضعه في فلاسك حجمة (٢٥٠ مل) (أسأل الأستاذ المختص عن معنى كل من المصطلحات السابقة) .
٥. غط الأنابيب و الفلاسكات بالقطن .
٦. عقم بنفس الطريقة السابقة .

التعقيم Sterilization

أهداف التجربة :- ما لهدفنا التجربة

الهدف من التجربة هو دراسة الطرق المختلفة المستعملة في تعقيم المواد الميكروبيولوجية بالتفصيل .
جميع الدراسات البكتريولوجية تحتاج إلى الاشتغال بمزرعة نقية خالية من أي تلوث , من هنا نشأة فكرة تعقيم المواد التي تستعملها في مثل هذه الدراسات من الزجاجيات إلى أجهزة ومواد أخرى لأنها جميعها معرضة إلى الهواء الجوي الحاوي على جميع انميكروبات المعروفة سواء بصورة مباشرة إلى غير مباشرة .
أهم الطرق والعوامل الطبيعية في التعقيم هي الحرارة وهذه تكون بواسطة اللهب المباشر , الهواء الجاف و الهواء الرطب إلى الخ.....

سأ / نعا في أهم الطرق والعوامل الطبيعية في التعقيم

1. التعقيم باللهب المباشر :

يتم ذلك بواسطة مصباح بنزن ويستعمل في تعقيم إبر التلقيح وأقواء المزارع الميكروبيولوجية والشرايح الزجاجية وغيرها .

Hot Air Sterilization

2. التعقيم بالهواء الساخن :

تستعمل هذه الطريقة في تعقيم الأدوات الزجاجية التي تتطلب في حالة جافة مثل أطباق بتري وزجاجيات العينة والدوارق والأنابيب والماصات البكتريولوجية وغيرها .
تصل درجة الحرارة في جهاز التعقيم بالهواء الساخن إلى (١٦٠ - ١٨٠ م) ولمدة (١ - ٣ ساعة)
تعقيم الأطباق والماصات في هذا الجهاز باستخدام علب خاصة من الألمنيوم أو الصلب غير قابل للصدأ أو النحاس تسمى علب تعقيم الأطباق أو الماصات وبعد التعقيم تحفظ هذه العلب في أماكن تمنع إعادة تلوث هذه الأدوات .

الاحتياطات التي تراعى عند إجراء هذه الطريقة :-

- ١ - الأدوات الزجاجية تكون غير مبللة
 - ٢ - إذا كانت الأدوات ملفوفة بورق أو مغطاة بسدادات قطنية يجب ألا تزيد درجة الحرارة عن (١٦٠ م)
 - ٣ - وضع الأدوات مرتبة في الجهاز قبل التسخين .
 - ٤ - وضع الأدوات بطريقة تساعد على مرور التيارات الهوائية الساخنة .
 - ٥ - بحسب الوقت اللازم للتعقيم بعد وصول درجة الحرارة إلى الدرجة المطلوبة .
 - ٦ - عدم فتح الجهاز إلا بعد انخفاض درجة الحرارة إلى درجة مقارنة لدرجة الجو .
 - ٧ -
- ١ = تعقيم باللهب المباشر .
٢ = بالواد الساخن .
٣ = بالمجار المتقطع .
٤ = تحت الضغط .
٥ = بعاطة الترشيح .
٦ = الاشعاع .
٧ = بالمواد الكيميائية .

٣ / كيفية استخدام جهاز أرنولد في التعقيم

٣. التعقيم بالبخار المتقطع : Intermittence Sterilization

يستعمل هذا الغرض من الأجهزة منها جهاز أرنولد (Arnold Sterilizer) وتُعمَّم بهذه الطريقة المواد التي تتلف أو تتغير خواصها الطبيعية والكيميائية عند تسخينها إلى درجة حرارة أعلى من (١٠٠ م) مثل البينات الحليب والجيلاتين والينات المحتوية على بعض السكريات. وفي مثل هذه الطريقة تعرض البينات إلى درجة حرارة (٢٠٠ م) " درجة حرارة بخار الماء " في المعقم لمدة نصف ساعة (٣٠ دقيقة) ولثلاثة أيام متتالية تكرر هذه العملية، وتعتمد هذه الطريقة على أنه في اليوم الأول يقتل الخلايا الخضرية فقط ولا يقتل الجراثيم وعند التحضين على درجة مناسبة ولوجود المادة الغذائية تثبت الجراثيم وتتحول إلى خلايا خضرية تقتل عند التسخين على درجة حرارة (١٠٠ م) ولمدة نصف ساعة في اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث تجرى نفس العملية للتأكد ولضمان دقة وكفاءة عملية التعقيم.

٣. الاحتياطات التي تراعى عند إجراء هذه الطريقة :-

- ١. وضع كمية كافية من الماء لتوليد البخار.
- ٢. بحسب الزمن اللازم بعد وصول درجة الحرارة إلى (١٠٠ م) وليس من بدء تشغيل الجهاز.
- ٣. إخراج البينات من الجهاز بعد انتهاء المدة اللازمة مباشرة.
- ٤. يجب أن تكون المادة المعقمة مادة غذائية وأن تكون السدادة تسمح بمرور البخار إلى الداخل.

٤. التعقيم بالبخار تحت الضغط : Sterilization Under Pressure

يستعمل للتعقيم بهذه الطريقة جهاز الأوتوكليف الذي يعمل كقدر كاتم. من المعروف أن الحرارة الرطبة لها أثر أكبر في قتل الميكروبات من الحرارة الجافة، وتعقيم معظم البينات البكتريولوجية التي لا تتلف عند تعرضها لدرجات الحرارة العالية أعلى من (١٠٠ م). يستخدم الأوتوكليف أيضاً في المزارع البكتيرية غير المطلوبة مثل بيئة الآكار المغذي. وتعتمد هذه الطريقة على التوليد البخار بكمية كبيرة في إناء قوي الجدران مصنوع من الصلب غير القابل للصدأ (Stainless steel) أو النحاس (Copper). يوجد بأسفل الجهاز سخان كهربائي أو غازي وللجهاز غطاء يقفل بإحكام شديد وعلى ذلك فإن زيادة بخار الماء داخل الجهاز يؤدي إلى رفع درجة الحرارة عن (١٠٠ م) ويرتفع الضغط طردي مع زيادة كمية بخار الماء حيث يقابل ذلك رفع درجة حرارة غليان الماء.

المدة اللازمة للتعقيم	درجة الحرارة	الضغط الجوي الظاهري
٣٠ دقيقة	١١٣ م	٢/١ ض.جوي
١٥ - ٢٠ دقيقة	١٢١ م	١ ض.جوي
٥ دقائق	١٢٨ م	١,٥ ض.جوي
ثوان فقط	١٣٤ م	٢ ض.جوي

وتصل درجة الحرارة إلى الدرجات المبينة أعلاه إذا كان الأوتوكليف يحوي على بخار فقط خالي تماماً من الهواء.

الاحتياطات التي تراعى عند تشغيل جهاز الأوتوكليف :-

- (1) وضع كمية كافية من الماء لتوليد البخار المطلوب
- (2) التأكد من أن البخار يملأ الجهاز تماما وحل محل الهواء في الجهاز
- (3) بحسب الزمن اللازم للتعقيم بعد الوصول إلى الضغط المطلوب .
- (4) لا يفتح الجهاز إلا بعد أن ينخفض الضغط داخل الجهاز إلى الضغط الجوي العادي .

5. التعقيم بواسطة الترشيح : Sterilization Filtration

بعض البينات السائلة الحاوية على المواد تتلف بالحرارة (الفيتامينات، الأنزيمات، المضادات الحيوية، سيرم الدم، الأحماض الأمينية، سموم البكتريا، الخ) تعقم باستخدام مرشحات بكتريولوجية قطر ثقبها لا يسمح بمرور أي من الميكروبات المعروفة ما عدا الفيروسات من هذه المرشحات .

Seitz Filter / a : يتركب من قمع من المعدن غير قابل للصدأ وأقراص للترشيح المصنوعة من الأسبستوس أو السليلوز أو الاستيل سليلوز .

Chamber and Filter / b : مصنوع من الخزف غير مصقول .

Sintered glass Filter / c : مصنوع من ألياف زجاجية متشابكة .

الاحتياطات التي تراعى عند التعقيم :-

- (1) يجب تعقيم جهاز الترشيح بجميع ملحقاته بعد لفه بورق سميك مانع للرطوبة .
- (2) يجب عند التعقيم بهذه الطريقة استخدام التفريغ للإسراع في عملية الترشيح .
- (3) يجب اختبار دقة السوائل المرشحة (sterility) ويتم ذلك بتلقيح جزء من الراشح في بيئة قياسية وتحضيرها على حرارة مناسبة فإذا لم يظهر نمو في هذه البيئة فيدل ذلك على دقة عملية التعقيم .
- (4) بعد الانتهاء من عملية الترشيح تنظف المرشحات جيدا .

ترشيح الغازات :-

تحتاج بعض الأعمال الميكروبيولوجية إلى تعقيم الغازات خاصة عند إمرار هذه الغازات في المزارع الميكروبيولوجية مثل الأوكسجين لتشجيع نمو الميكروبات الهوائية أو التعقيم الهواء الداخل إلى غرف معقمة كما في معامل تعبئة الأدوية حيث يجب أن يكون الهواء خالي من أي تلوث . ترشح الغازات عادة بتمريرها على طبقات سميكة من القطن المضغوط المعقم أو باستعمال طرق أخرى .

٦. التعقيم بواسطة الإشعاع : Sterilization by Radiation

تستعمل الأشعة المؤينة كأشعة (Gamma and X-Ray) في تعقيم الحقن , أطباق بتري البلاستيكية والتي جميعها تستعمل لمرة واحدة فقط (Disposable) وكذلك تستعمل أيضا في تعقيم اللقاحات (Vaccines) تستعمل أيضا الأشعة غير المؤينة مثل الأشعة فوق البنفسجية (Ultra - Violet) من خلال مصابيح خاصة معدة لإغراض التعقيم .

٧. التعقيم بالمواد الكيماوية : Sterilization by Chemical Agents

بعض المواد الكيماوية ومدى تأثيرها على الميكروبات و التراكيز الفعالة منها

استخداماتها	التركيز الفعال	المواد الكيماوية
مادة حافظة للمواد الغذائية - المخلات	%١	• حامض الخليك
مادة حافظة للمواد الغذائية-المشروبات " عصير الفاكهة"	%٠,٠١	• حامض البنزويك
مادة حافظة للمواد الغذائية - المخلات	%٠,٠١	• حامض اللاكتيك
يقتل الخلايا الخضرية ولا يقتل الجراثيم الداخلية للبكتريا	%٧٥	• كحول الأثيل
يقتل كل الخلايا الميكروبية	%٥	• فورمالدهايد
يقتل كل الخلايا وفي حالة تعقيم الغرفة وفيها تقفل الغرفة وتترك (٦) ساعات لهذه الأبخرة	غاز	• فورمالدهيد
تقتل الميكروبات - تعقيم البذور	%٠,٠١	• كلوريد الزنبيك
يقتل معظم الميكروبات	%٠,٥	• الفينول
يقتل الميكروبات - يعقم الأيدي ويعقم المناضد	%٢	• الديتول

ملاحظة (Note) :- يستخدم المواد الكيماوية في عمليات التعقيم على نطاق واسع في مصانع الأغذية

الألبان وفي حفظ الألياف القطنية والجلود .

الدرس العملي الثاني / القسم الثاني

التلقيح Inoculation

أهداف التجربة :-

الهدف من التجربة هو التدريب على كيفية إجراء تلقيح الأوساط الغذائية التي تم تحضيرها في الدروس العملية السابقة ببكتريا معزولة عن الهواء .

طريقة العمل :- Methodology

- عرض الوسيط الغذائي المعقم (Nutrient Agar) الموجود في الطبق بتري المعقم لهواء المختبر وذلك بفتحه لمدة ساعة . غط الطبق ومن ثم حضن على درجة حرارة (٢٨ م) ولمدة (٤٨ ساعة) . العملية هذه سوف تجرى أيضاً من قبل الأستاذ المسؤول عن المختبر قبل الدرس العملي بيومين لكي تكون جاهزة لها الدرس . أدرس صفات المستعمرات النامية باستعمال الرسومات المرفقة .
- لقم باستعمال إبرة التلقيح المعقمة كل منهن خمسة أنابيب اختبار التي حضرتها في الدرس العملي الأول والحاوية على (Nutrient Broth) بكل من خمسة مستعمرات مختلفة (كل مستعمرة يؤخذ منها لمسة أو عقدة وتقل إلى إحدى هذه الأنابيب مع مراعاة شروط التعقيم ومن ثم تغطي بالقطن وتنتقل إلى الأنبوبة الأخرى وتلقحها بمستعمرة أخرى ومن ثم الأنبوية الثالثة وهكذا) يجب تعقيم إبرة التلقيح . في كل مرة كرر نفس العملية في تلقيح كل من الأنابيب الحاوية على الآكام الصائل (Agar Slant) حضن على درجة حرارة (٢٨ م) ولمدة (٤٨ - ٧٢ ساعة) . أدرس صفات البكتريا النامية بالطرق التي سوف تشرح بالدرس الذي يليه .

الدرس العملي الثالث / القسم الأول

The Microscope الميكروسكوب

من أكثر الأجهزة المستعملة في دراسة علم الميكروبيولوجي هو الميكروسكوب وهناك أنواع كثيرة من الميكروسكوب البسيط والمركب (Compound Microscope) والميكروسكوب العنسي (Phase Contrast Microscope) والميكروسكوب الإلكتروني (Electronic Microscope) الذي يهتما في هذا المختبر هو الميكروسكوب المركب لذلك فالتعرف على أجزائه وكيفية استعماله يعتبر ضروري جدا لدراسة الكائنات الدقيقة المختلفة سواء من الناحية المورفولوجية (الوصفية) أو من الناحية العددية.

B/B وصف الميكروسكوب المركب : كردد صفلا

يتكون الميكروسكوب المركب من مجموعتين من الأجزاء : المجموعة الآلية والمجموعة البصرية .

أولاً : المجموعة الآلية :- Mechanical Parts

وهي الأجزاء التي تستعمل في تحريك المجموعة البصرية وتتكون الآلية من الحامل (Stand) الذي يتركب على قاعدة (Base) ومركب على الحامل أعلاه الذراع (Arm) الذي يحمل الميكروسكوب بواسطته . في أسفل الحامل يوجد المسرح (Stage) الذي توضع عليه الشريحة المراد فحصها وفي أعلى الحامل توجد الأنبوبة (Tube) التي تحمل في أعلاها العدسة العينية (Ocular Lenses) وتحمل في أسفلها العدسة الشيئية (Objective Lenses) المركبة على القطعة الأنفية (Nose Piece) التي يمكن تحريكها حركة دائرية للانتقال من العدسة الصغرى مثلا إلى العدسة ذات القوى الكبرى . يركب على الذراع كذلك الضابط المنظم (Coarse adjustment) والضابط الدقيق (Fine adjustment) ويستعمل المنظم التقريبي في تحريك الأنبوبة الميكروسكوبية بصورة سريعة نسبياً في حين تستعمل المنظم الدقيق تحريك الأنبوبة حركة بطيئة نسبياً حتى يمكننا رؤية الخلايا في أوضح صورة .

ثانياً : المجموعة البصرية :- وتتكون من : كردد صفلا

١. العدسة العينية Ocular Lenses :-

وظيفة العدسة العينية هو تكبير صورة المرئي الحقيقية الناتجة من العدسة الشيئية وقوة تكبيرها عادة (١٠) مرات .

٢. العدسة الشيئية Objective Lenses :-

وهي عادة ثلاث عدسات وظيفتها تكوين صورة حقيقية معكوسة ومكبرة داخل جزء الأنبوبة العلوي وقوة تكبير العدسة الصغرى Low power قوة تكبيرها (١٠) مرات وبُعدها البؤري (١٦ ملم) . والعدسة الكبرى الجافة High power وقوة تكبيرها (٤٠) مرة وبُعدها البؤري (٣,٢ - ٤ ملم) والعدسة

B X

ثانياً : طريقة فحص حركة البكتيريا بالقطرة المعلقة Hanging Drop Slide

عند فحص حركة البكتيريا بهذه الطريقة (سوف تشرح مؤخرًا بالتفصيل) يجب أيضاً استعمال العدسة ذات القوة الصغرى أولاً ومن ثم الانتقال إلى العدسة ذات القوة الكبرى الجافة ($\times 40$) مع خفض المكثف قليلاً وفتح الحجاب فتحة صغيرة وحرك المنظم الدقيق قليلاً وبيطم إلى أن تحصل على أوضح صورة للخلايا المتحركة . سوف تستعمل نفس طريقة الفحص هذه عند دراسة القطريات مستقبلاً .
ملاحظة (Note) :- لا تستعمل العدسة الزيتية مطلقاً وفي كلتا الحالتين .

ثالثاً : طريقة فحص المستعمرات البكتيرية Bacterial Colonies

تستخدم لذلك العدسة الصغرى فقط ($\times 10$) مع تقليل الإضاءة عند الفحص .

الاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام الميكروسكوب :-

• جعظ • التأكد من نظافة العدسات والمكثف والمرآة قبل البدء في العمل .

• لا تلمس العدسات بأصابعك أبداً .

• لا تنقل العدسات من مكانها .

• في حالة استخدامك للعدسة الزيتية المنغمسة وعند الانتهاء من استعمالها أزل الزيت المتبقي على

العدسة باستخدام أوراق تنظيف العدسات (Lens tissues) المبللة بالزيلول (Xylol) لأن هذا

يمنع تخدش العدسة كنتيجة لالتصاق الزيت وتجمع الأوساخ في تحليلها . في حالة عدم توفر مثل هذه

الأوراق الخاصة يمكنك استخدام ورق السكاكر الرقيقة مع ملاحظة عدم استخدام القطن أو أوراق

الترشيح لأنها سوف تترك ألياف رقيقة على العدسة وتؤدي أيضاً إلى تخدش وتلف العدسة .

• أحمل الميكروسكوب من الحامل بيد ووضع اليد الأخرى على أسفل الميكروسكوب وذلك عند نقله من

مكان إلى آخر , وملاحظة تغطية الميكروسكوب بالغطاء البلاستيكي قبل وضعه بالصندوق الخاص به

للمحافظة عليه من تراكم الأتربة والمواد الأخرى .

X100

علم بعلمها العوالم

- المعقمة وتوضع على الشريحة الزجاجية وتعقم إبرة التلقيح ثانية ويؤخذ حقدة من المزرعة الصلبة وتخلط جيداً مع قطرة الماء وتفرش جيداً للحصول على غشاء رقيق .
٣. اترك الغشاء لكي يجف تحت ظروف المختبر (Agar - Agar) .
٤. ثبت الغشاء بعد جفافه وذلك بتمريره من خلال مصباح بنزن خمس أو ست مرات (لا تضع الغشاء مباشرة على مصباح بنزن لأن ذلك سوف يحرق جميع الخلايا الخضرية) .
- هذه العملية أي عملية تمرير السلايد من خلال مصباح بنزن سوف يؤدي إلى قتل الخلايا البكتيرية وثبوتها على الشريحة الزجاجية لكي لا تغسل أثناء إجراء عملية التصبغ .
٥. بعد ذلك سوف يكون الغشاء جاهز لإجراء عملية التصبغ .

التصبغ البسيط :- Simple Staining

- اصنع كل من الأغشية السابقة التي حضرتها بصيغة الـ (Safranin) وذلك بإضافة مقدار مناسب من الصبغة يكفي لتغطية الغشاء وأترك الصبغة لمدة (٤٥ ثانية) .
- تخلص من الزائد من الصبغة في حوض الصبغ ثم اغسل الشريحة باحتراس بتيار هادئ من ماء الحنفية ثم جفف بين ورقتي نشاف .
- أفحص الأغشية المصبوغة باستخدام العدسة ذات القوة الصغرى (١٠ x) أولاً وحرك المنظم التقريبي إلى أن تحصل على آثار الصبغة , بعد ذلك ضع قطرة صغيرة من الزيت وانتقل إلى العدسة الزيتية المنفوسة ووضح الصورة باستعمال المنظم الدقيق قليلاً وببطء إلى أن تحصل على صورة واضحة لإشكال الخلايا البكتيرية . أرسم ما تشاهده مع وصف شكل وتجمعات الخلايا

الدرس العملي السادس

طرق عد البكتريا

أولاً: طريقة العد المباشر باستعمال الميكروسكوب Direct Microscopic Count

تستعمل هذه الطريقة عندما نرغب في حساب أعداد البكتريا الموجودة في عينة من الحليب الخام مثلاً لمعرفة درجة ونوعية الحليب من حيث التلوث. تتم هذه الطريقة بصيغ كمية معروفة الحجم من الحليب (١ مل) المفروشة على مساحة معروفة من السلايد (١ سم^٢) ومن ثم فحص السلايد تحت الميكروسكوب وعد الخلايا البكتيرية الموجودة في المجال الميكروسكوبي (Microscopic Field) الذي هو الجزء من السلايد الذي يمكن رؤيته في الميكروسكوب وبطريقة حسابية بسيطة يمكن معرفة أعداد البكتريا الموجودة في حجم الحليب وذلك بحساب مساحة المجال الميكروسكوبي الواحد ومن ثم حساب عدد المجالات الميكروسكوبية الموجودة في (١ سم^٢) ويضرب عدد البكتريا الموجودة في المجال الميكروسكوبي الواحد في عدد المجالات نستخرج البكتريا الموجودة في العينة المفروشة على (١ سم^٢) ويضرب الرقم الأخير في (١٠٠) نستخرج عدد البكتريا الموجودة في (١ مل) من الحليب الخام.

بالرغم من أنه هذه الطريقة تعتبر أسرع الطرق المعروفة لعد البكتريا وكذلك لا تحتاج إلى أجهزة معقدة إلا أنها تعطي أعداد أكثر بكثير من العدد الأصلي الموجود في عينة الحليب لأنه باستعمال هذه الطريقة سوف لا يتمكن من التمييز بين الخلايا الحية والخلايا الميتة.

المواد اللازمة :-

- عينة من الحليب الخام والحليب المعقم (لمقارنة أعداد البكتريا الموجودة في كل منهما).
- صبغة أزرق الميثيلين (Methyl Blue).
- كحول (٩٥%).
- زایلول.
- حمام ماني.
- سلايد عدد (٢) و ماصة حجم (١٠٠١ مل).
- ميكروسكوب.

طريقة العمل :-

Methodology

١. ضع السلايد الاعتيادي على ورقة خطوط بيانية وارسم مربعين من كل طرف من طرفي السلايد مساحة كل منهم (١ سم^٢) بالضبط , اقلب السلايد (سوف نأخذ مربعين للحصول على نتائج أدق) .
٢. غسل الماصة من الداخل عدة مرات بالحليب وذلك بسحب كمية معينة ونفخه ومن ثم خذ (١٠٠١ مل) من عينة الحليب الخام بعد رجه (٣٥) مرة وأفرشها جيدا بحيث لا تتعدى (١ سم^٢) بالضبط .
- ملاحظة (Note) :- يراعى تجفيف الحليب من خارج الماصة بواسطة ورق الترشيح لكي لا نأخذ أكثر من الحجم المطلوب .
- كرر نفس العملية وذلك بأخذ كمية أخرى من نفس الحليب (١٠٠١ مل) وفرشه جيدا على المرعي الآخر , أترك السلايد يجف تحت هواء المختبر (Air dry) .
٣. ضع السلايد على الحمام المائي لمدة خمس دقائق وذلك لتثبيت الإغشية البكتيرية على المرعيين . لاحظ اختلاف هذه الطريقة عن الطرق الأخرى .
٤. خذ السلايد من الحمام المائي وأضف قطرات من الزيول وبصورة جيدة للتخلص من الحبيبات مهم الدهنية الموجودة في الحليب , وتخلص من الزيول الزائد بغمر السلايد بالكحول .
٥. أغمس السلايد في بيكر من الماء البارد للتخلص من الكحول .
٦. أصبغ السلايد بصبغة أزرق المثيلين ولمدة نصف دقيقة (٣٠ ثانية) بعد ذلك أغمس السلايد في بيكر الماء البارد للتخلص من الصبغة الزائدة .
٧. أغسل السلايد بالكحول وإلى أن يصبح لون الكحول المضول أزرق باهت ومن ثم أغسل السلايد في بيكر الماء البارد .
٨. أترك السلايد يجف في هواء المختبر ومن ثم أفحص تحت العدسة الصغرى أولاً ومن ثم بالعدسة الزيتية المنغمسة بعد وضع قطرة من الزيت .
٩. عد البكتريا الموجودة في المجال الميكروسكوبي الواحد ومن ثم أحسب عدد البكتريا في (١ مل) من الحليب الخام .
١٠. كرر نفس الخطوات السابقة على الحليب المعقم باستعمال ماصة جديدة .

كيفية حساب مساحة المجال الميكروسكوبي :-

قبل عد البكتريا في كل مجال من الضروري حساب مساحة هذا المجال وللحصول على ذلك يجب أن نستعمل سلايد آخر خاص يسمى (Stage Micrometer) " شريحة مايكرومترية مقسمة إلى عدة أقسام المسافة بين القسم والآخر (١٠) ميكرون يستعمل كدليل لمعرفة قطر المجال الميكروسكوبي تحت العدسة الزيتية " يوضع تحت العدسة الزيتية ويوضح وتحسب عدد الخطوط بعدها نضرب عدد الأقسام المشمولة تحت المجال في (١٠) لنحصل على قطر المجال وبذلك يمكن حساب مساحة المجال الذي هو نفسه عبارة عن مساحة الدائرة والتي هي (نق^٢ . ط) .

طريقة العمل :-
 مسح المساحة بـ ٥
 مساحة الفية لـ ١

~~طريقة العمل :-~~

Methodology

وضع الشريحة الميكرومترية على الميكروسيكوب بوجود القوة (x10) ووضوح الخطوط ومن ثم أنتقل إلى العدسة الزيتية بعد وضع قطرة من الزيت ووضوح الخطوط واحسب عددها وليكن مثلا (١٦) خط

قطر المجال = نصف قطر المجال x ٢

١٦٠ = ١٠ * ١٦ ميكرون قطر المجال

مساحة المجال = نصف x ٢

مساحة المجال = نق^٢ . ط

مساحة المجال = ١٠٠٠٠ * ١٠٠٠٠ = ١٠٠٠٠٠٠٠

مساحة المجال في (١ سم^٢) = $\frac{١٠٠٠٠٠٠٠}{٢٠٠٠٠٠٠}$ = ٥٠٠٠٠

عدد البكتيريا في ١ سم^٢ = ٥٠٠٠٠

عدد البكتيريا في (١ مل) = ٥٠٠٠٠

يفضل حساب عدد البكتيريا في عدة مجالات ومن ثم أخذ المتوسط .

متوسط عدد البكتيريا في المجال * ٥٠٠٠٠ = عدد البكتيريا في (١ سم^٢) وهو نفسه في (١٠٠٠ مل) من الحليب الخام .

عدد البكتيريا في (١٠٠٠ مل) * ١٠٠ = عدد البكتيريا في (١ مل) من الحليب

قطر المجال = المساحة بين الخطوط x عدد الخطوط في المجال

١٦ x ١٠ = ١٦٠ قطر المجال

مساحة المجال = نصف القطر x النسبة التباينة ($\frac{٢٢}{٧}$) اذ (٣.١٤)

نق^٢ x نسبة تباينة ($\frac{٢٢}{٧}$) اذ (٣.١٤)

(٨٥) (~~١٠٠~~) x ٣.١٤ = ٢٥٥٥٥٥٠ فيكرجنا

مساحة المجال في (١ سم^٢) = $\frac{١٥٥٥٥٥٠ \times ١٥٥٥٥٥}{٢٥٥٥٥٥}$ = ٥٥٥٥٥

عدد البكتيريا (١ سم^٢) = عمق طبقة البكتيريا x مساحة المجال (٢ سم^٢)

٦٠٥٥٥٥ = ٥٥٥٥٥ x ١٢

لحرقه العداد المباشر عدد البكتيريا في (١ سم^٢) x (١٥٥٥)

٦ x ١٥^٩

ثانياً : طريقة الأطباق المصبوبة Standard Plate Technique

لقياس أعداد البكتيريا الحية فقط، سوف نستعمل طريقة الأطباق باستعمال وسط غذائي يساعد على نمو البكتيريا. الطريقة تتألف من تخفيف البكتيريا باستعمال سلسلة من الـ (dilution Blanks) والتي هي عبارة عن أنابيب اختبار تحوي كل منها على (٩ مل) أو فلاسكات تحوي كل منها على (٩٩ مل) من الماء المقطر المعقم (أحياناً يستعمل محلول من ٠,٨٥% ملح الطعام بالماء المقطر).

بعد إجراء التخفيفات المطلوبة ينقل حجم معين (٠,١ م) في حالة استعمال الأطباق المصبوبة أصلاً وفرشه على سطح الوسط الغذائي أو (١ مل) في حالة استعمال أطباق فارغة ليصب الوسط الغذائي عليها مؤخراً).

توضع الأطباق بعد ذلك في الحاضنة وتترك لكي تنمو على درجة حرارة ملائمة لتكون مستعمرات مميزة وواضحة. بعد ذلك نعد المستعمرات النامية وعددها هو نفس عدد الخلايا البكتيرية التي كانت موجودة في (١ مل) من ذلك التخفيف. يضرب هذا العدد في مقلوب التخفيف ليستخرج عدد البكتيريا في (١ مل) من العينة الأصلية من دون تخفيف.

للحصول على نتائج دقيقة يجب أن تستعمل هذه الطريقة بعناية ودقة في عمل التخفيف ورجها بصورة جيدة وعمل مكررات (خمسة عادة) من كل تخفيف. في مختبرنا هذا ولعوامل اقتصادية سوف لا تستعمل المكررات، كذلك سوف نحاول بهذه الطريقة عد البكتيريا الموجودة في الحليب الخام بأخذ (١ مل) من كل تخفيف ووضعها في طبق بتري فارغ ومن ثم صب الوسط الغذائي عليه وكذلك عد البكتيريا الموجودة في مزرعة خليطه بأخذ (٠,١ مل) من كل تخفيف وفرشه باستعمال قضيب زجاجي خاص على سطح الوسط الغذائي المصبوب أصلاً.

المواد اللازمة :-

- حليب خام .
- مزرعة مختلطة من البكتيريا
- وسط غذائي (Nutrient Agar) .
- أنابيب اختبار عدد (٥) تحوي كل منها (٩ مل) من الماء المقطر المعقم .
- فلاسك يحوي (٩٩ مل) ماء مقطر معقم . ماصة حجم (١ مل) معقمة .
- أطباق بتري .



Methodology

طريقة العمل :-

١. أذب الوسط الغذائي (Nutrient Agar) في حمام مائي درجة حرارته (٥٠ م) لكي لا يتصلب .
٢. باستعمال الماصة خذ (١ مل) من الحليب الخام بعد رجه على الأقل (٢٥) مرة ووضعها في فلاسك يحوي (٩٩ مل) ماء مقطر معقم فتحصل على تخفيف (١٠٠/١)، ضع علامة واضحة تشير إلى رقم التخفيف .

٣. بعد الرج الجيد أنقل (١ مل) من التخفيف السابق باستعمال ماصة جديدة إلى أنبوبة اختبار تحوي (٩ مل) من الماء المقطر المعقم فتحصل على تخفيف (١٠٠٠/١)
٤. بعد الرج الجيد وباستعمال ماصة جديدة أنقل (١ مل) من التخفيف (١٠٠٠/١) إلى أنبوبة أخرى تحوي (٩ مل) ماء مقطر معقم فتحصل على تخفيف (١٠٠٠٠/١)
٥. بعد الرج الجيد وباستعمال ماصة جديدة أنقل (١ مل) من التخفيف (١٠٠٠٠/١) إلى أنبوبة تحوي (٩ مل) ماء مقطر معقم فتحصل على تخفيف (١٠٠٠٠٠/١) .
٦. ضع علامة واضحة على كل من ثلاثة أطباق بتري المعقمة تشير إلى أرقام التخفيف التالية (١/١٠٠٠ , ١/١٠٠٠٠ , ١/١٠٠٠٠٠) وأنقل (١ مل) من كل تخفيف إلى كل من أطباق بتري (١ مل في كل طبق) مستعملاً ماصة جديدة لكل تخفيف أو استعمال ماصة واحدة بشرط أن تبدأ من التخفيف (١/١٠٠٠٠٠) ومن ثم التخفيف (١/١٠٠٠٠) ومن ثم التخفيف (١/١٠٠٠) . يجب عمل مكررات من كل تخفيف ولكن لأسباب اقتصادية ولكثرة عدد الطلبة لا يكون عندنا مكررات .
٧. أضف لكل طبق بتري كمية من الوسط الغذائي (بحيث تغطي سطح الطبق) وحرك كل طبق على شكل حرف (S) وقبل أن تتجمد البيئة . أترك بعد ذلك البيئة الملحقة تتصلب .
٨. ضع الأطباق مقلوبة في الحاضنة على درجة حرارة (٣٥ م) ولمدة (٢٤ - ٤٨) ساعة .
٩. بعدها عد المستعمرات في كل طبق والتي يتراوح عددها بين (٣٠ - ٣٠٠) مستعمرة وأضرب عدد المستعمرات في مقلوب التخفيف فتحصل على عدد البكتريا في (١ مل) من الحليب . أضرب العدد الأخير في حجم الحليب فتحصل على عدد البكتريا في عينة الحليب الأصلية .
١٠. لعد البكتريا الموجودة في المزرعة المختلطة سوف نستعمل الطريقة الثابتة وهي (إضافة اللقاح على البيئة الصلبة) نقوم بعمل تخفيفات (١/١٠٠ , ١/١٠٠٠٠ , ١/١٠٠٠٠٠) بنفس الطريقة وبعد الرج الجيد لكل تخفيف .
١١. تذوب البيئة في الحمام المائي وتبرد إلى حوالي (٥٠ م) ومن ثم تصب في كل من ثلاثة أطباق بتري المعقمة والمرقمة حسب عامل التخفيف .
١٢. أنقل (٠,١ مل) من كل تخفيف من التخفيف (١/١٠٠ , ١/١٠٠٠٠ , ١/١٠٠٠٠٠) إلى كل من الثلاثة أطباق السابقة متبعاً شروط التعقيم باستعمال ماصة جديدة لكل تخفيف أو استعمال ماصة واحدة بشرط الابتداء بالتخفيف الأعلى (١/١٠٠٠٠٠) .
١٣. أفرش اللقاح (٠,١ مل) من كل تخفيف على سطح البيئة باستعمال القضيب الزجاجي الخاص الذي يعقم بغمسه بالكحول على مصباح بنزن لحرق الكحول ومن ثم تبريده لكي لا يقتل البكتريا الملقحة .
١٤. ضع في الحاضنة على درجة حرارة (٣٥ م) لمدة (٢٤ - ٤٨) ساعة .
١٥. عد المستعمرات النامية في كل طبق بتري من كل تخفيف وأضرب العدد في (١٠) لأنه (٠,١ مل) المأخوذ من الطبق ومن ثم أضرب في مقلوب التخفيف لتحصل على عدد البكتريا في (١ مل) من المزرعة المختلطة .

ثالثاً : طريقة التخطيط للحصول على مزرعة نقية Streak Plate Technique

هناك عدة طرق يمكن الحصول بواسطتها على مزرعة نقية (Pure Culture) والأكثر شيوعاً هي الأطباق المخطوطة (Streaking) أو تسمى (Streak Plate Technique) والتي بواسطتها سوف نعمل على تخفيف البكتيريا من المزرعة المختلطة بطريقة بحيث يمكن أن نعزل نوع من البكتيريا عن النوع الآخر , في هذه الطريقة سوف نتمكن من عزل أربع أو خمس أنواع من البكتيريا عن بعضها وبشكل مستعمرات منفردة .

نظراً لكثرة عدد الطلبة ولعوامل اقتصادية سوف نقسم الشعبة إلى أربع مجاميع وكل مجموعة سوف تأخذ أنبوبتين كل منها حاوية على الوسط الغذائي (Nutrient Agar) والتي حضرناها من الدرس العملي الثاني تحت أسم (Agar Pour) و نغليها في الحمام المائي لتذويب مادة الآكار ومن ثم تبريدها إلى درجة حرارة (

كل الطبقين) و صب محتويات كل منها في طبق بتري المعقم مراعيًا شروط التعقيم أثناء الصب وحسب إرشادات المدرس المختص . بعد ذلك نترك لكي يتصلب ومن ثم نخطط .
زول قطرات البخار ان البيئة الغذائية ستؤدي الى تلوثها او تلوثها .

المواد اللازمة :-

طريقة العمل :- Methodology

1. عقم المنضدة أو البنج الذي سوف تشتغل عليه
2. سجل أسم المجموعة والتاريخ على الجزء السفلي من كل طبق من أطباق بتري المعقمة (لا تفتح الطبق) .
3. ذوب الفلاسك الحاوي على الآكار المغذي في الحمام المائي وأسكبه في كل طبق من أطباق بتري المعقمة وذلك بفتحه قليلاً مراعيًا شروط التعقيم ومنع أي تلوث وتسخين فوهة الفلاسك قبل الصب للقضاء على كل البكتيريا التي حول فوهة الفلاسك وبعد الصب حرك الطبق قليلاً وبيطء للحصول على توزيع متجانس للوسط الغذائي

ملاحظة (Note) :- لاحظ أنه مادة الآكار المادة التي استعملت ليتصلب هذا الوسط سوف تصبح سائلة

عندما نغليها وترجع لتصلب عندما تصل درجة حرارتها إلى حوالي (٤٢ م) . عدم تبريدها إلى حوالي (٥٠ م) قبل الصب سوف يؤدي إلى تكاثف البخار على غطاء الطبق من الداخل وبالتالي سوف تسقط هذه الرطوبة المتكونة على شكل قطرات على الوسط الغذائي بعد زراعة البكتيريا , مما يؤدي إلى خلطها مع بعضها وبالتالي يتعذر الحصول على مزرعة نقية .

4. خطط الطبقين كما موضح بالرسم مع إتباع شروط التعقيم باستخدام إبرة التلقيح
5. كرر نفس العملية باستعمال الحليب الخام الحاوي على البكتيريا المختلطة بعد رجه جيداً وباستعمال الطبق الثاني .

طرح محمود طح
عبد الرحمن الحارثي

رابعاً: طريقة الأطباق المصبوبة (التخفيف المتسلسلة)

Pour Plate or Serial Dilutions Technique

الطريقة الثانية من الطرق الحصول على المزرعة لقياس تتألف من تخفيف عدة من البكتريا باستعمال ثلاثة أنابيب من الأكار المغذي (Nutrient Agar) الذائبة ومن ثم صب محتويات كل أنبوبة بطبق بتري المعقم وبالنتيجة سوف نحصل على طبق من هذه الأطباق حاوي على عدد قليل من المستعمرات المتفرقة عن بعضها.

من فوائد هذه الطريقة أنها تحتاج إلى خبرة ومهارة أقل من الطريقة السابقة.

طريقة الأطباق المصبوبة؟

المواد اللازمة :-

مزرعة مختلطة.

ثلاثة أنابيب تحوي كل منها على الأكار المغذي (Nutrient Agar).

ثلاثة أطباق بتري.

مصباح ينزن.

حمام مائي.

إبرة تلقيح.

للحصول على أعداد بكتيرية مناسبة نستطيع عدّها
بواسطة العدّ الآلي

الوسط الهوائي السائل

طريقة العمل :- Methodology

1. ضع أرقام (1, 2, 3) على كل من الأنابيب الثلاثة الحاوية على الأكار المغذي وضعها في بيكر من الماء وأغلي لتذويب الأكار. في نفس الوقت ضع أرقام (1, 2, 3) على أطباق بتري المعقمة من الأسفل (لا تفتحها)

2. برد الأكار المغذي الذي أصبح سائلاً إلى درجة حرارة حوالي (50°م) وضع الأنابيب في جهاز يعمل أيضاً كحمام مائي بحيث يمكن التحكم بدرجة حرارته وعند توفره.

3. رج الأنبوبة الحاوية على المزرعة المختلطة من البكتريا بين راحتي اليدين ومن ثم لقع بأخذ عقدة منها باستعمال إبرة التلقيح المعقمة والمبردة قليلاً وضعها في الأنبوبة رقم (1) مراعي شروط التعقيم عند فتح الأنبوبتين.

4. رج الأنبوبة رقم (1) بين راحتي اليدين وخذ منها عقدة ولقع بها الأنبوبة رقم (2) مراعي شروط التعقيم السابقة الذكر. رج الأنبوبة رقم (2) قبل إرجاعها إلى الحمام المائي الذي ثبتت درجة حرارته على (50°م) لكي لا يتصلب الأكار.

5. رج الأنبوبة رقم (2) جيداً وخذ منها عقدة ولقع الأنبوبة رقم (3) وأرجع الأنبوبة رقم (2) إلى الحمام المائي.

6. رج الأنبوبة رقم (3) بين راحتي اليدين ومن ثم أسكب محتوياتها في طبق بتري رقم (3) بفتحه قليلاً لكي لا يتلوث. رج الأنبوبة رقم (1) و (2) وأسكب محتويات كل منهما في طبق بتري (1) و (2) على التوالي.

٧. بعد أن يتصلب الأكارض الأطباق الثلاثة في الحاضنة وبصورة مقلوبة وعلى درجة حرارة (٣٧°م)

ولمدة (٢٤ - ٤٨ ساعة) وبهذه الطريقة سوف نحصل على مستعمرات نقية يمكن تلقیح الـ

(Agar Slants) التي حضرناها في الدرس العملي الثاني لكل مستعمرة نقية من هذه المستعمرات

ولغرض دراسة صفاتها وخواصها الفسلجية وتصنيفها باستعمال (Berge's Manual of

Determinative Bacteriology).

١٧ / تكلم في كل طريقة الأطباق المقلوبة

عدد البكتريا في كل طبق نقية x معلوم التخفيف $\frac{1}{10}$

الدرس العملي السابع

عزل الفطريات

تقسم الفطريات بصورة عامة إلى قسمين أولهما العفن (Molds) الذي يكون متعدد الخلايا والثاني الخمائر (Yeasts) التي تكون وحيدة الخلية .
يتكون العفن من مجموعة من الخيوط تسمى (Hyphae مفرد و Mypha جمع) التي تتجمع مع بعضها لتكون جسم الفطر المسمى (Mycelium) وقد تكون الخيوط مقسمة (Septate) أو غير مقسمة (Aseptate) سوف نقوم بهذا الدرس بعزل الأعفان المختلفة من أماكن مختلفة بنفس الطريقة التي عزلنا بواسطتها البكتريا ولكن باستعمال وسط غذائي مختلف في تركيبه وكذلك مختلف في درجة تركيز أيون الهيدروجين (pH) حيث أن الفطريات تنمو بصورة أفضل في الوسط الحامضي بعكس البكتريا حيث أنها تفضل الوسط المتعادل كذلك سوف نقوم بدراسة الخميرة (خميرة الخبز) وصفات الوسط الغذائي المستعمل في عزل الأعفان .

يمكن استعمال أحد الوسطين التاليين :

1. Martins media

Peptone	5 g
Glucose	10 g
KH ₂ PO ₄	1g
MgSO ₄ . 7H ₂ O	0.5 g

2. Sabourouds media

Peptone	10 g
Glucose	40 g
Agar - Agar	20 g
Distil Water	1000 ml
Rose Bengal	0.033 g
Agar - Agar	18 g
Distil Water	1000 ml

لوحظ أن الوسط الأول يحوي على مادة (Rose Bengal) التي تحفظ الحموضة الدرجة الملائمة لنمو الفطريات كذلك يحوي على (Streptomycin) تمنع نمو البكتريا أما الوسط الثاني فيحتاج إلى التعديل في درجة الحموضة إلى (pH 5.6) ليكون ملائم لنمو الفطريات .
يتم تعقيم كلا الوسطين على درجة (121 م) وضغط (15 باوند / 1 أنج) ولمدة (20 دقيقة) . بعد ذلك نصب الوسط في أطباق بتري المعقمة حوالي (15 مل) في كل طبق .

طريقة العمل :- Methodology

١. عرض الطبق الحاروي على (Martine media) لجو المختبر أو أي مكان تختاره وذلك بفتحه لمدة ساعتين بعدها يغلي ويترك في مكان دافئ لمدة (٤ - ٥ أيام) . أو يجلب إلى المختبر لوضعه في الحاضنة على درجة حرارية ملائمة (٢٨ م) .
٢. بعد انتهاء المدة أدرس أولاً ألوان المستعمرات النامية من أعلى الطبق ومن الأسفل بالعين المجردة أو باستعمال الميكروسكوب قوة (10x) وسجل ملاحظتك .
٣. أعمل تحضير رطب من كل مستعمرة من المستعمرات النامية (Wet mount) وذلك بالطريقة التالية : (أسأل الأستاذ لينتخب لك مستعمرات معينة) .
 - ضع قطرة من محلول (Lactophemol cotton blue) أو محلول (Lactophe nol) فقط على السلايد .
 - خذ جزء صغير جداً من العفن (مع قشط صغير جداً من سطح البينة) باستعمال الإبرة المستقيمة المعقمة والملقط أو أي آلة يفترضها الأستاذ المختص وضعه على القطرة من المحلول وغط بغطاء السلايد (Cover slide) مع ملاحظة تجنب تكون فقاعات (أسأل الأستاذ عن كيفية ذلك) .
 - أفحص تحت قوة (10x) ووضح الصورة .
 - أفحص تحت قوة (40x) عند الحاجة (لا تستعمل العدسة الزيتية بناتاً) .
 - استعن بالرسومات المرفقة للتعرف على جنس الفطر .

دراسة الخميرة :-

- سوف ندرس خميرة الخبز كمثال (cerevisiae) .
- ضع قطرتين من الخميرة السائلة على السلايد . غط بغطاء السلايد وأفحص تحت قوة (10x) أولاً ومن ثم على (40x) ولاحظ شكل الخميرة وأجزاءها الداخلية ومقارنتها مع البكتريا الكروية الشكل من الممكن عمل تحضير كما في البكتريا وصبغه ومن ثم فحصه تحت العدسة الزيتية (لاحظ تبرعم خلية الخميرة) .



تأثير العوامل الفيزيائية والكيميائية على نمو البكتيريا

Effect of physical and chemical factored in groeth and survival of Bacteria

التجربة الأولى: عوامل الفيزيائية والكيميائية التي تؤثر على نمو البكتيريا

١/٢ تأثير درجة الحرارة Effect of temperature

الحرارة هي إحدى العوامل المسببة التي تؤثر على حيوية وتكاثر البكتيريا وبصورة خاصة تؤثر على نشاط أنزيمات الخلية. لكل بكتيريا درجات حرارة (Maximum) (أعلى درجة حرارة ممكن أن تنمو عليها) ودرجات حرارة (Minimum) (أقل درجة حرارة ممكن أن تنمو عليها) ودرجات حرارة (Optimum) (الدرجة المثلى التي تنمو عليها). لا يمكن للبكتيريا أن تنمو في درجات حرارة أعلى من الـ (Maximum) أو أقل من الـ (Minimum) لأنه تحت هذه الظروف سوف تصبح أنزيمات الخلية غير نشطة (Inactive) في هذه التجربة سوف نقوم بدراسة تأثير درجات حرارة مختلفة على نمو البكتيريا (Escherichia coli) والبكتيريا (Bacillus subtilis) وهي (٥, ٢٥, ٣٨, ٤٥ م). الهدف الرئيسي من التجربة هو تحديد الدرجة المثلى.

مواد التجربة :-

- مزرعة من بكتريا
- أنابيب تحوي على (Nutrient broth) معقمة عدد (١٠) أنابيب.
- إبرة تلقح
- حاضنة عدد (٤).

طريقة العمل :- Methodology

لكل بكتريا خمس أنابيب , أربعة تلقح وواحدة بدون تلقح


١. ضع علامة على كل من الأربع أنابيب الحاوية على الوسط الغذائي تشير إلى درجات الحرارة المراد دراستها ولتكن (٥, ٢٥, ٣٨, ٤٥ م) مع أسم البكتريا.
٢. لقح كل من الأربع أنابيب بالبكتريا (Escherichia coli) باستعمال إبرة التلقح المعقمة تاركاً الأنبوبة الخامسة من دون تلقح (Control).
٣. كرر الخطوة رقم (١) والخطوة رقم (٢) على بكتريا (Bacillus subtilis).
٤. ضع الأنابيب بالحاضنة وحسب الدرجة المطلوبة ولمدة (٢٤ - ٤٨) ساعة (أنبوبة المقارنة تترك جانبا لكي نستعملها مستقبلاً).

٥. بعد انتهاء فترة التحضين قارن نمو البكتريا (Escherichia coli) على درجات الحرارة المختلفة وذلك بقياس درجة العكارة (Turbidity) بالعين المجردة أو باستعمال جهاز الـ (photo colorimeter) عند توفره بالمقارنة مع أنبوبة الـ (Control). (لاحظ أنه كلما زادت عكارة الوسط كلما زاد نمو البكتريا). طبق نفس العملية على بكتريا

(Escherichia coli)


٦. يمكن تسجيل النتائج بالطريقة التالية (لكل بكتريا ولكل درجة حرارة).

none	لا يوجد نمو
+	نمو قليل
++	نمو أكثر
+++	نمو كثير



توضيح (24-48h)

Nutrient
broth



التجربة الثانية :

تأثير القاتل للحرارة Lethal effect temperature

الهدف من التجربة هو مقارنة درجة حساسية اجناس مختلفة من البكتريا للتغير في درجة الحرارة . هناك مصطلحان يجب معرفتهما قبل البدء بهذه التجربة .

• **الحرارة اللازمه لقتل البكتريا** **TDP Thermal Death Point** وهي الحرارة التي تكفي لقتل البكتريا خلال مدة (١٠) دقائق .
معينة وقت القتل الحراري **TDT Thermal Death Time** وهو الوقت اللازم لقتل البكتريا او السبورات على درجة حرارة معينة

في هذه التجربة سوف نقوم بتعويض البكتريا (*Escherichia coli*) (~~*Escherichia coli*~~) على درجات حرارية مختلفة ولتكن (٦٠ , ٧٠ , ٨٠ , ٩٠ , ١٠٠ م) ولمدة زمنية مختلفة ولتكن (صفر , ١٠ , ٢٠ , ٣٠ , ٤٠) دقيقة بقصد التوصل إلى حساب الـ (TDP , TDT) .
لإجراء التجربة سوف نقوم أولاً بتثبيت درجة الحرارة وتغيير المدة الزمنية مثلاً نبدأ بدرجة حرارة (٦٠ م) مع الوقت (صفر , ١٠ , ٢٠ , ٣٠ , ٤٠) دقيقة وهكذا سوف نقوم بتثبيت المدة الزمنية وتغيير درجة الحرارة وبنفس الطريقة .

مواد التجربة :-

لكل مجموعة ولكل نوع من البكتريا ألواد دراستها

- أطباق بترى معقمة عدد ٥ .
- ماصات حجم (١ مل) عدد ٥ .
- فلاسك يحوي حوالي (٦٠ مل) من الوسط الغذائي (Nutrient Agar)
- مزرعة نقية من البكتريا (*Escherichia coli*) نامية في بيئة (Nutrient broth) وأنبوبة أخرى من دون بكتريا .
- حمام مائي .

طريقة العمل :- Methodology

١. أغلي الفلاسك الحاوي على البيئة إلى أن يذوب الآكار وبردته إلى (٥٠ م) بوضعه في حمام مائي ودرجة حرارته مثبتة على (٥٠ م) لكي لا يتصلب .
٢. ضع علامة واضحة على الخمسة أطباق بترى المعقمة تشير إلى المدة الزمنية (صفر , ١٠ , ٢٠ , ٣٠ , ٤٠) دقيقة مع اسم البكتريا ولنبدأ بـ (*E. coli*) .
٣. رج المزرعة البكتيرية جيداً وأنقل منها (٠,١ مل) إلى طبق بترى المعقم (صفر) مستعملاً ماصة معقمة .
٤. ضع المزرعة البكتيرية أو أنبوبة الـ (Nutrient Agar) " من دون البكتريا " في حمام مائي ووضعه محراراً في أنبوبة البيئة الخالية من البكتريا سخن إلى أن تصل درجة الحرارة إلى (٦٠ م)

- ثبتها على ذلك أحسب بعدها مدة (١٠) دقائق ومن ثم انقل (١٠١ مل) من المزرعة إلى طبق بتري (١٠٠) دقيقة باستعمال ماصة جديدة معقمة .
٥. استمر بالتسخين على درجة (٦٠ م) ورج المزرعة وانقل (١٠١ مل) إلى طبق بتري (٢٠) دقيقة وهكذا أعلى (٣٠ و ٤٠ دقيقة) " استعمال ماصة جديدة في كل مرحلة ورج المزرعة جيدا قبل التفريغ " .
٦. أضف الوسط الغذائي (Nutrient Agar) إلى كل من الأطباق الخمسة (حوالي ١٥ مل لكل طبق (وحرك الطبق ببطء على شكل رقم (8) لخلط المحتويات مع البيئة .
٧. كرر نفس الخطوات السابقة على البكتريا (*B. subtilis*) .
٨. الخطوات من (١) إلى (٨) كانت لدراسة تأثير مدة زمنية مختلفة على درجة حرارة ثابتة (٦٠ م) . الآن يمكن أن نكررها ولكن بتغيير درجة الحرارة إلى (٧٠ م) ومن ثم إلى (٨٠ , ٩٠ م) لكل من البكتريا .
٩. حضن جميع الأطباق بصورة مقلوبة على درجة حرارة (٣٧ م) ولمدة (٢٤ - ٤٨ ساعة) . أفحص بعد ذلك نمو كل من البكتريا في كل طبق وسجل النتيجة وأحسب من هذه المعلومات كل من (TDT , TDP)

التجربة الثالثة :

تأثير الضغط الأوزموزي Osmotic Pressure and Bacteria Growth

يتأثر نمو البكتريا بكمية الماء التي تدخل وتخرج من الخلية . فإذا نمت الخلية في وسط غذائي يحوي كمية قليلة من المواد الذائبة (NaCL) مثلًا (Hypotonic) سوف لا تتأثر ولكن تتأثر كثيراً إذا نمت في وسط غذائي يحوي كمية كبيرة من المواد الذائبة (Hypotonic) لان ذلك سوف يؤثر تأثيراً مباشراً على كمية الماء الذي يدخل أو يخرج من الخلية وبالتالي فزيادة نسبة المواد الذائبة سوف يقلل من الماء الذي يدخل إلى داخل الخلية وبالتالي جفاف الساييتوبلازم وتصبح الخلية (Plasmolyzed coli) مما يؤدي إلى موت الخلية . في هذه التجربة سوف نقوم بتلقيح اجناس مختلفة من البكتريا على اوساط غذائية تحوي تركيزات مختلفة من ملح الطعام (NaCL) والتي سوف تحضن على درجة حرارة ملائمة ولمدة (٤٨) ساعة بعدها نلاحظ الاختلاف في نمو كل بكتريا في التراكيز المختلفة .

مواد التجربة :-

- أربع أطباق بتري تحوي (Nutrient Agar) بتراكيز مختلفة من ملح الطعام ولتكن (٥ ، ١٠ ، و ١٥ %) في كل طبق .
- مزرعة نقية من البكتريا المراد دراستها ولتكن (B. subtilis , E. coli)
- مزرعة مجهولة .

طريقة العمل :- Methodology

في كل طبق من التراكيز المختلفة سوف نلحق الثلاث اجناس من البكتريا وذلك كما يأتي :

١. سجل على الجهة العليا من أسفل الطبق (في كل تركيز) اسم البكتريا (E. coli) وفي الوسط (B. subtilis) وفي أسفل البكتريا المجهولة .
٢. لحق كل طبق من الأطباق الأربعة بكل من البكتريا وحسب موقعها وذلك بأخذ عقدة من المزرعة (E. coli) وعمل خط منها في الجهة العليا من الطبق ومن ثم تعقيم إبرة التلقيح وأخذ عقدة من المزرعة (B. subtilis) وعمل خط تلقيحي منها في الوسط بعدها تعقم إبرة التلقيح وتؤخذ عقدة من المزرعة المجهولة وعمل خط تلقيحي منها في الأسفل . كرر نفس العملية في الأطباق الأربعة .
٣. حضن جميع الأطباق على درجة حرارة (٣٧ م) ولمدة (٤٨ ساعة) . سجل النتيجة وذلك بتقدير نمو كل من البكتريا في كل تركيز من التراكيز الأربعة .

التجربة الرابعة :

تأثير الـ pH على نمو البكتريا pH and Bacteria Growth

تؤثر درجة تركيز أيون الهيدروجين في الوسط المحيط بالبكتريا ($pH = \log 1/H^+$) تأثيراً مباشراً على نمو ونشاط الأنزيمات المختلفة وبالتالي على نمو وتكاثر الخلية نفسها وبصورة غير مباشرة . لكل نوع من الأنواع المختلفة للبكتريا (pH) مثلى تنمو عليها وزيادة أو نقصان الـ (pH) عن ذلك الحد سوف يؤثر على أعدادها وذلك عندما تكون العوامل الأخرى التي درسناها ثابتة .
في هذه التجربة سوف ندرس تأثير تركيزات مختلفة من أيون الهيدروجين في الوسط الغذائي على نمو وتكاثر البكتريا (*B. subtilis*) أو أي بكتريا أخرى .

مواد التجربة :-

- ستة أنابيب تحوي (Nutrient Agar) ذو pH مختلفة . (pH₄ , pH₅ , pH₆ , pH₇ , pH₈ , pH₉) .
- مزرعة نقية من البكتريا (*B. subtilis*) .

طريقة العمل :- Methodology

1. لفتح كل أنبوبة من أنابيب الوسط الغذائي المختلفة الـ (pH) يعقده من المزرعة البكتيرية باستعمال إبرة التلقيح .
2. حضن الأنابيب على درجة حرارة (٣٧ م) ولمدة (٤٨ ساعة) .
3. بعدها لاحظ درجة تعكير الوسط بالعين المجردة أو باستعمال جهاز الـ (Phothcolorimeter) عند توفره .

ملاحظة (Note) :- كلما زادت درجة التعكير كلما كان النمو أكثر .

الرياح الدمشق الشتوي

التجربة الخامسة :

Ultraviolet Light Bacterial Growth تأثير الأشعة فوق البنفسجية

كل بكتريا (عدا التي تقوم بعملية التركيب الضوئي) تتأثر بالأشعة فوق البنفسجية الموجودة في ضوء الشمس التي تبلغ أطوال موجاتها الضوئية بين (٢٠٠ - ٤٠٠٠ انكسروم) وأكثر تأثير يكون تحت الـ (٢٦٥٠ انكسروم) (انكسروم (A) = ١٠ - ٨ من السنتمتر) . في هذه التجربة سوف نلقح أطباق بتري الحاوية على الوسط الغذائي بالبكتريا المراد دراستها ومن ثم تعريض الأطباق للأشعة فوق البنفسجية (من مصباح زنيقي) لمدة مختلفة وذلك بهدف حساب أقل مدة تكفي لقتل البكتريا جميعها . سوف نستعمل في هذه التجربة نوعين من البكتريا مكونة للسبورات (*E. coli*) وغير مكونة للسبورات (*B. subtilis*) وذلك للمقارنة بين مقاومة الخلايا الخضرية والخلايا السبورية للأشعة .

مواد التجربة :- لكل مجموعة ولكل بكتريا

- أطباق بتري حاوية على (Nutrient Agar) عدد (٥) .
- مصباح (U.V.) .
- ساعة توقيت .
- مزرعة نغية من (*E. coli*) و (*B. subtilis*) .

طريقة العمل :- Methodology

١. خطط سطح الوسط الغذائي بصورة كاملة بالبكتريا (*E. coli*) في كل من الخمسة أطباق باستعمال ابرة التلقيح .
٢. ضع طبق بتري من دون الغطاء الزجاجي مع تغطية نصف الطبق بقطعة من الكارتون (لمقارنة الجزء المعرض للأشعة مع غير المعرض) تحت مصباح الـ (U.V.) لمدة (٣٠ ثانية) بعدها غط بالغطاء الزجاجي ثانية . كرر نفس العملية في الطبق الثاني ولكن لمدة (٦٠ ثانية) والثالث لمدة (١٢٠ ثانية) والرابع (٢٤٠ ثانية) والخامس (٤٨٠ ثانية) (لا تنظر إلى الأشعة بصورة مباشرة) .
٣. كرر نفس العملية (خطوة ٢) بالنسبة للبكتريا (*B. subtilis*) .
٤. ضع جميع أطباق بتري في الحاضنة بصورة مقلوبة على درجة (٣٧ م) ولمدة (٤٨ ساعة) بعدها سجل نتيجة التجربة واحسب أقل مدة زمنية كافية للقضاء على البكتريا .

التجربة السادسة :

تأثير الضادات الثقيلة Oligodynamic Action

يسمى التأثير القاتل للمعادن الثقيلة (Oligodynamic) ويكون ذلك نتيجة التفاعل مع بروتين الخلية مما يؤدي إلى موتها. في هذه التجربة سوف ندرس تأثير ثلاثة أنواع من المعادن الثقيلة على نمو وتكاثر البكتريا (*E. coli*) وهي (Cu^{++} , Ag^+ , Al^{++}) وسوف نستعمل قطع النقود, الفضة, والالمنيوم كمصدر لهذه المعادن على التوالي.

مواد التجربة :-

- طبق بترى معقم.
- أنبوبة (Nutrient Agar pour)
- ملقط.
- صباح بنزن.
- ماء معقم.
- أقراص من النحاس (الفلس) والفضة والالمنيوم.
- كحول محمض (3% acid alcohol).
- مزرعة نقية من البكتريا (*E. coli*) أو أي بكتريا أخرى.

طريقة العمل :- Methodology

1. أذب أنبوبة ال- (Nutrient Agar pour) في حمام مائي وبرد على درجة (٥٠ م) ولفح بعقدة من البكتريا (*E. coli*) باستعمال إبرة تلقح معقمة رج جيدا.
2. مباشرة بعد الرج أسكب نصف محتوى الأنبوبة في طبق بترى المعقم واحتفظ بالنصف الثاني في حمام مائي على درجة (٥٠ م).
3. نظف القطع المعدنية بالماء والصابون ومن ثم الماء بعدها أغمس كل قطعة بالكحول المحمض ومن ثم في الماء المقطر المعقم. ضع القطع فوق الأكار في الطبق مستعملا ملقط معقم على مصباح بنزن.
4. أضف النصف الثاني من الأنبوبة (الملقح) فوق القطع المعدنية وضع الطبق بالحاضنة على درجة (٣٧ م) لمدة (٤٨ ساعة) بعدها قارن وقس قطر المنطقة الخالية من النمو حول كل قطعة من القطع المعدنية (Zone of Inhibition)

التجربة المصاحبة :

حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية Antibiotic Sensitivity

إن التقدم الطبي في المعالجات الطبية للإصابات البكتيرية خلال الثلاثين عاماً الماضية نتج باستعمال المضادات الحيوية التي تقتل أو توقف نشاط البكتيريا (Bacteriostatic of Bactericidal) إن أكثر الأمثلة شيوعاً هو استعمال البنسلين المنتج من قبل الفطر (Penicillium) (عفن الخبز) الذي يعتبر قاتل للبكتيريا كنتيجة لمنع نمو وتكوين غلاف الخلية .

بالنظر لعدم إمكانية استعمال مضاد واحد ضد كل الأنواع المختلفة من البكتيريا لذلك وعندما يشك الطبيب في إصابة بكتيرية كمسبب لمرض معين يقوم بعزل البكتيريا المسببة ويدرس حساسيتها لمجموعة كبيرة من الـ (antibiotic) بهدف اختيار أحسن مضاد يقضي على البكتيريا المسببة .

يقد وجد في التجربة أنه قسم من البكتيريا مثل (staphylococcus aureus) يمكنها أن تقاوم المضادات الشائعة الاستعمال من خلال الطفرات التي أخذناها في الدروس النظرية .

في هذا الدرس سوف نقوم بدراسة مجموعة من الـ (antibiotics) على نمو كل من البكتيريا (E. coli) و

(Staphylococcus faecalis)

مواد التجربة :-

- أطباق بتري تحوي (Nutrient Agar) .
- أقراص (Antibiotics)
- ملقط
- مزارع نقية من البكتيريا (E. coli) و (Staphylococcus faecalis) . نامية على (Nutrient (Broth)

طريقة العمل :- Methodology

1. ضع (٠,١ مل) من المزرعة (E. coli) على سطح البيئة في طبق بتري الأول مستعملاً ماصة معقمة وأنشرها بصورة جيدة مستعملاً قضييب زجاجي على شكل حرف L (يعقم بغمسه بالكحول ومن ثم حرق الكحول على مصباح بنزن وتبريده) بنفس الطريقة لقح الطبق الثاني بالبكتيريا الأخرى
2. بعد (٥ دقائق) ضع مستعملاً ملقط معقم أقراص المضادات الحيوية المراد دراستها على سطح البيئة في كل طبق . استعمل إبرة التلقيح المعقمة لضغط كل قرص قليلاً داخل الوسط الغذائي .
3. حضن الأطباق على درجة (٣٧ م) لمدة (٤٨ ساعة) أو إلى نهاية الأسبوع القادم . بعدها قس قطر المنطقة الخالية من النمو حول القرص وقارن بين الأقراص المختلفة وتأثيرها على نمو كل من البكتيريا . أهمل المستعمرات الصغيرة جداً إذا وجدت حول القرص في المنطقة الخالية من النمو أما المستعمرات الكبيرة فإنها تعتبر بكتيريا مقارنة لذلك المضاد .

أقراص المضادات الحيوية المستعملة وتسميتها :

Ampicillin	10 mog	AM - 10
Aureomycin	30 mog	A - 30
Erythromycin	15 mog	E - 15
Penicillin	10 unite	P - 10
Polymyxin B	50 unite	PB - 50
Streptomycin	10 mog	S - 10
Tetracycline	30 mog	Te - 30

التجربة الثامنة :-

Antiseptics – evaluation

المصطلح (Antiseptics) يعني أي مادة تمنع نمو وتكاثر الكائنات الدقيقة ولكن ليس من الضروري أن تقضي عليها بقتلها . بهذا التعريف يمكن القول بأنه الـ (Antiseptics) هو نفسه الـ (Bacteriostatic) وهو أيضاً نفس (disinfectant) .

في هذه التجربة سوف نستعمل طريقة ورق الترشيح التي قطرها حوالي (٢/١ أنج) في تقييم بعض المواد الكيميائية التي تعتبر (antiseptics) وذلك بغمس ورقة الترشيح بالمحلول الكيميائي ووضعها على سطح البيئة الملقحة المراد دراستها ومن ثم تحضين الأطباق على درجة حرارة ملائمة لمدة (٤٨ ساعة) وبعدها نقيس قطر المنطقة الخالية من النمو حول كل قرص من هذه الأقراص .

مواد التجربة :- لكل مجموعة ولكل بكتريا :

- ثلاثة أنابيب (Nutrient Agar pour) .
- ثلاثة أطباق بتري معقمة (طبق لكل مادة كيميائية مستعملة) .
- أوراق ترشيح قطر كل منها (٢/١ أنج) معقمة في طبق بتري .
- ملقط .
- مصباح بنزن
- محاليل كيميائية في دوارق
- (5% Phenol , 5% Formaldehyde , 5% Aquae's iodine)
- مزرعة نقية من (E. coli) نامية على (Nutrient broth)

طريقة العمل :- Methodology

١. أذيب أنابيب الـ (Agar pour) في حمام مائي وبردتها إلى (٥٠ م°) . ثبت درجة حرارة الحمام المائي على (٥٠ م°) .
٢. ضع علامة على كل طبق من الأطباق الثلاثة (من الأسفل) مبيناً أسم البكتريا والمادة الكيميائية المستعملة .
٣. لفتح كل أنبوبة من الـ (Agar pour) المبردة إلى (٥٠ م°) بعقدة من البكتريا (E. coli) . رج جيداً وأسكب محتويات كل أنبوبة في كل من الثلاثة أطباق المعقمة .
٤. بعد تصلب البيئة خذ قرص من أقراص أوراق الترشيح المعقمة مستعملاً ملقط معقم وأغمسه بالكحول الكيميائي الأول وضعه في وسط البيئة في طبق بتري الخاص بذل المحلول الكيميائي ، اضغط قليلاً لتثبيت القرص مستعملاً إبرة تلقيح معقمة أو ملقط معقم . كرر نفس العملية بالنسبة للمحاليل الكيميائية الأخرى .
٥. حضن على درجة (٣٧ م°) لمدة (٤٨ ساعة) . قس بعدها قطر المنطقة الخالية من النمو وذلك من حافة القرص إلى حافة النمو بين تأثير المواد الكيميائية المختلفة على نمو هذه البكتريا .

الدرس العملي التاسع (الخواص الفسلجية للبكتريا)

Physiological Properties of Bacteria

يعتمد علم تصنيف البكتريا على الدراسات المورفولوجية للخلية والمزرعة البكتيرية ودراسات أخرى فسلجية مكملة لها .

لقد تم في الدروس الماضية شرح قسم كبير من الدراسات المورفولوجية والتي منها أشكال ونظم تجمع الخلايا البكتيرية وتصيغ البكتريا , حركة البكتريا , تكوين السبورات الخ إضافة إلى شرحنا بعض الخواص المزرعية لتلك البكتريا .

لا يمكن الاعتماد فقط على الصفات المورفولوجية لمعرفة جنس البكتريا ويجب إجراء دراسات أخرى فسلجية . نظراً لكثرة أعداد هذه الدراسات ولضيق الوقت سوف نقوم بشرح قسم منها بهدف تدريب الطالب على كيفية الدخول إلى هذا العلم الواسع علماً بأنه جميع الدراسات متشابهة تقريباً والاختلاف فقط هو الهدف من إجراء تلك الدراسة والوسط الغذائي اللازم . قبل الدخول في التجارب المختبرية يجب فهم بعض المصطلحات المهمة .

Bi oxidation :- وهي التفاعلات الحيوية التي تحتاج إلى أنزيمات ومن دون هذه الأنزيمات لا يمكن

للتفاعل أن يستمر وتنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : Respiration وهي عملية التنفس التي تحصل بواسطتها البكتريا على الطاقة (تحت الظروف الهوائية) يكون الناتج النهائي غاز ثنائي أكسيد الكربون (CO_2) فإثناء حرق الكلوكوز مثلاً من قبل بكتريا هوائية إجبارية سوف يتكون عدد كبير من الالكترونات التي تنتقل من موكب إلى آخر وبالأخير إلى الأوكسجين التكوين الماء وأثناء هذا الانتقال سوف تتولد الطاقة بوجود عدد من الساييتوكرومات .

القسم الثاني Fermentation وهي عملية التخمر التي تحصل بواسطتها البكتريا على الطاقة أيضاً ولكن تحت الظروف اللاهوائية . ويكون الناتج النهائي في هذه الحالة حامض أو كحول أو استالديهيد (Acetaldehyde) إضافة إلى بعض الغازات مثل (CO_2 و CH_4) أو الهيدروجين . فإثناء تخمر الكلوكوز من قبل بكتريا لاهوائية إجبارية مثلاً سوف تنتقل الالكترونات المتكونة من مركب عضوي إلى مركب عضوي آخر لعدم وجود الأوكسجين وعدم وجود الساييتوكرومات .

أما بالنسبة للبكتريا الاختيارية فإنه يمكنها القيام بكلتا العمليتين إما بكتريا حامض اللاكتيك (Lactic acid Bacteria) فإنها تقوم بعملية التخمر وإنتاج اللاكتيك حتى بوجود الأوكسجين هناك ستة تفاعلات مهمة يمكن دراستها وهي :

١. تخمر الكربوهيدرات باستعمال أنبوبة درهم (Durham Tube)
٢. تخمر إنتاج الحامض المختلط (Mixed acid Fermentation)
٣. تخمر البيوتانيدول (Butanediol Fermentation)
٤. إنتاج إنزيم الكاتاليس (Catalans Production)