

تقدير معدل النمو الميكروبي بطريقة التخفيف والأطباق Microbial growth by Dilution and plating

النمو growth:

في الاحياء الكبيرة يعني النمو زيادة في حجم الكائن الحي اما في الاحياء المجهرية فيعني زيادة عدد الافراد او الخلايا بطريقة الانقسام البسيط .

وتعد تقنية التخفيف والنشر على الاطباق هي الاكثر استعمالا لتقدير النمو الميكروبي وتتم بإجراء تخافيف لمزرعة بكتيرية معينة وزرع تلك التخافيف بطريقة النشر او الفرش على الاوساط الغذائية الصلبة في الطبق وتتمو كل خلية وتتحوّل بالانقسامات المتكررة الى مستعمرة، وكل خلية لها القابلية على الانقسام وتكوين مستعمرة في بيئة النمو تسمى Colony Forming Unit (CFU) كما يمكن قياس الامتصاصية لانابيب النمو وتقدير مستوى العكورة الناتجة عن النمو الميكروبي ومقارنة النتيجة مع نتائج الزرع على الاطباق .

ولفهم نمو كائن مجهري معين يمكن زرع العزلة البكتيرية في ورق يحتوي وسط غذائي سائل تحت ظروف بيئية معينة .

ان النمو الميكروبي هو دالة الزمن لانه يمثل اطوار مختلفة من النمو في الاوساط السائلة وتتم البكتريا ب 4 مراحل نمو متتالية وكما موضحة في الشكل (1-1) وهي :

1- **طور التطلع او التأقلم Lag or adaptation phase** : عند تلقيح وسط زرع في المختبر بنوع

بكتيري معين تحت ظروف مناسبة فانه لا يحصل انقساما لهذه الخلايا بل تبقى دون تغيير في اعدادها. وتبدأ بالتكيف للوسط ومن ثم تخليق الانزيمات والجزئيات الحيوية الضرورية للنمو .

2- **طور النمو اللوغارثمي او الاسي Log or logarithmic phase** : في هذا الطور تبدأ الخلايا

بالتضاعف بشكل منتظم ومتسلسل وتكون الزيادة في اعدادها زيادة اسية بمرور الوقت وتكون الاحياء المجهرية هنا حساسة جدا للمؤثرات البيئية اكثر من الاطوار الاخرى . النمو البكتيري يمكن أن يوصف في شكل سلسلة رياضية: $1, 2, 4, 8, 16, \dots$ ويمكن أن تكتب على النحو التالي


$$2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, \dots$$

3- **طور السكون او الثبات stationary phase** : وفيه يقل معدل النمو بشكل ملحوظ ويصبح بطيء

بسبب الاعداد الهائلة من الخلايا وقلة المغذيات وتراكم الفضلات (السموم) الايضية وتغيير في pH الوسط الزرعي ..

4- **طور الانحدار او الموت Death or decline phase** : تفقد الخلايا القدرة على الانقسام وتموت

نفاذ المغذيات .



شكل (1-1) منحنى النمو البكتيري

المواد والادوات المطلوبة :

- 1- مزرعة بكتريا *E. coli*
- 2- 50 مل من وسط سائل TSA Trypticase Soya Agar
- 3- ورق مخروطي حجم 100 مل
- 4- ماصة دقيقة Micropipete
- 5- ناشر زجاجي



ناشر زجاجي




فلاسك يحتوي 50 مل وسط TSA



طبق بترى يحتوي مزرعة بكتريا *E. coli*

طريقة العمل :

- 1- نلقح وسط TSA السائل في الدورق ببكتريا *E.coli* ونحضن لمدة 24 ساعة بدرجة 27 °م
 - 2- نأخذ من المزرعة النامية بعد التحضين (100µl) وتلقح في 250 مللتر وسط TSA السائل مرة اخرى في دورق جديد.
 - 3- يرج الفلاسك جيدا لعدة ثوان ثم نأخذ منه (5 ml) وتوضع في انبوب اختبار حجم 10 مللتر وهنا يبرد بسرعة بوضعه مباشرة في الثلجة عند درجة 4°م وهنا يعتبر الزمن الأني ويرمز له T_0 ويساوي صفر وعدد الخلايا يساوي 5×10^5 CFU/ml .
 - 4- نحضن الفلاسك في الحاضنة الهزازة shaker بدرجة حرارة 37°م لمدة ساعة ثم نأخذ منه (5ml) وتوضع ايضا في انبوب اختبار وتوضع فوراً في الثلجة ويكون الزمن هنا $T_1 = 1$
 - 5- بعد ساعتين من تحضين الفلاسك في الحاضنة الهزازة نأخذ ايضا (5ml) من المزرعة وتوضع في انبوبة اختبار وتبرد فوراً بالثلجة ويعتبر هنا الزمن $T_2 = 2$ وهكذا بعد التحضين بـ 3 ساعات نأخذ 5 مللتر من المزرعة وتوضع فوراً بالثلجة ويعتبر الزمن $T_3 = 3$ وهكذا نستمر بعد كل ساعة والاقوات T_4, T_5, T_6, T_7, T_8 وكل الاحجام المأخوذة تخزن بالثلجة بدرجة 4 درجة مئوية .
- بعدها تحضر تخافيف عدد 7 من محلول الملح الفسيولوجي Normal saline بحجم 0.9 مللتر .





T1



1×10^{-1}



1×10^{-2}



1×10^{-3}



T2



1×10^{-1}



1×10^{-2}



1×10^{-3}



1×10^{-4}



T3



1×10^{-1}



1×10^{-2}



1×10^{-3}



1×10^{-4}



1×10^{-5}

ونستمر بعمل تخافيف من كل انبوب محفوظ سابقا بالتبريد ونرج 5 ثوان عند نقل الحجم 0.1 من انبوب
 لآخر من اجل تجانس توزيع الخلايا في الانبوبة . ومن انبوبة T_4 نعمل ست تخافيف ومن انبوبة T_5 نعمل
 سبعة تخافيف ومن انبوبة T_6 نعمل ثمانية تخافيف اما الانابيب عند الزمن T_7 و T_8 فلا نأخذ ??? وحسب
 الجدول التالي نعمل التخافيف :

التخفيف التي تزرع منها الاطباق			مزرعة <i>E.coli</i>
10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	T0
10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	T1
10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	T2
10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	T3
10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	T4
10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}	T5
10^{-6}	10^{-7}	10^{-8}	T6

ومن التخفيف اعلاه في الجدول نلقح من كل تخفيف 0.1 ملتر اطباق بتري حاوية وسط TSA الصلب وتنشر بواسطة الناشر الزجاجي على سطح الاطباق وتقرش لكي توزع الخلايا بصورة متباعدة على سطح الطبق. ويراعى تعقيم الناشر باللهب بين كل تخفيف واخر عند النشر. تترك الاطباق عدة دقائق لتجف ثم تحضن بصورة مقلوبة وتحضن بدرجة 37 ° م لمدة يوم كامل .

اذا كان

عدد الخلايا البكتيرية عند الزمن صفر T_0 هو $X_0 = 1000 \text{ CFU/ml}$

فاذا طلب منا حساب عدد الاجيال n (عدد الانقسامات) عند ساعة معينة T من التحضين وكان عدد الخلايا في تلك الساعة هو X خلية فان القانون هو:

$$X_0 \times 2^n = X \text{ عدد الخلايا عند زمن معين}$$

$$2^n = \frac{x}{x_0}$$

بما ان الاس هو دالة اللوغارتميم نضيف اللوغارتميم للطرفين :

$$n \log 2 = \log \frac{x}{x_0}$$

مثلا عند حساب عدد الاجيال عند الساعة السادسة 6 وكان عندها عدد الخلايا 16000 خلية فيكون الحل :

$$n \times \log 2 = \log \frac{16000}{1000}$$

$$n \times 0.301 = \log 16$$

$$n = \frac{1.204}{0.301} = 4$$

$$1.5 = 6 / 4 = \text{زمن الجيل}$$

وهو الوقت المحصور بين انقسامين متتاليين